

安全注意事項

- 使用前請仔細閱讀「安全注意事項」所有指示內容，以確保能正確地使用。
- 請按照使用手冊的指示使用。
- 如發生異常情況時，請立即停止使用並聯絡當地經銷商進行維修。
- 請絕對不要在故障狀態下使用，可能對身體造成壞影響及發生危險。
- 本手冊所列注意事項對閣下的安全非常重要，請務必遵守。
- 注意事項分為「危險」、「警告」及「注意」，並清楚列明危險程度，以及錯誤操作可能造成的傷害。

●關於注意事項

 **危險** 不正當使用本產品會引起造成嚴重傷亡的危險。

 **警告** 不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。

 **注意** 不正當使用本產品可能令個人受傷，並引致財物^{*}損失。

*財物損失所示範圍包括對房屋、財產、寵物等傷害。

●關於符號

 此符號表示禁止進行的事項。

 此符號表示務必遵守的事項。

 此符號表示該小心注意的事項。

危險 關於使用及保管

- 以下人士請勿使用。
 - 可能會影響電子醫療儀器運作。
 - ◆使用電子醫療儀器的人士
 - ・心臟起搏器等植於體內用的儀器
 - ・氧合器等維持生命用輔助儀器
 - ・心電計等攜帶式裝置

警告 關於使用及保管

- 以下人士請勿使用。
 - 否則可能造成事故或發生問題。
 - ・正接受治療人士・發育中人士・急性疾病・結核性疾病・正在發熱人士・高血壓
 - ・傳染病疾病・惡性腫瘤・患有血液疾病・患有內臟疾病・患有皮膚病・過敏體質・過敏性皮膚炎
 - ・皮膚有問題人士・皮膚敏感的人士・物理刺激產生病理性色素
 - ・極度疲勞・身體抱恙人士・懷孕期間、經期期間或授乳期間人士
 - ・服用催經藥人士
 - ・因長期使用類固醇荷爾蒙藥物引致毛細管擴張或肝功能紊亂
 - ・由於EMS的刺激，牙齒治療中的人士・牙齒上有填充物的人士可能會感到牙齒不適。請在使用前降低強度並調節使用部位。

- 除指定部位外，請勿使用於以下部位。
 - 否則可能造成事故或發生問題。
 - ・傷口、曾接受整形手術之部位・口腔內、黏膜等，皮膚過度曬傷和發炎的人士
 - ・暗瘡・皮膚發炎的部位・皮膚痕癢和泛紅部位・隆起的痣
 - ・過濃性疣・瘰核・眼疳・瘰癧

*若無法自行判斷，請使用前先徵求醫生意見。

- 連續使用時，建議至少間隔5小時。
 - 否則可能導致人身傷害或發熱。

- 對於商業用途等，請勿過度使用。
 - 否則可能會造成人身傷害或故障。

- 不要將控制器放入水中。
 - 否則可能會造成人身傷害或故障。

- 請勿讓不能表達自己意願的人使用。此外，避免讓身體殘疾的人士單獨使用。
 - 否則可能導致事故或受傷。

- 請存放兒童無法觸及的地方，切勿讓其使用。
 - 否則可能導致事故或受傷。

- 避免使用於兒童或身體殘疾的兒童。
 - 未成年人士應獲得父母同意並在監護人監督下使用。
 - 否則可能導致事故或受傷。

- 請勿根據本使用手冊以外的其他用途使用。
 - 否則可能導致受傷或機件故障。

- 若出現異味或異常發熱，請停止使用。
 - 否則可能會造成損壞或引致起火。

- 請勿拆解、維修及改裝。
 - 否則可能會引致起火、觸電或身體受傷。
 - 如要維修，請聯絡當地經銷商。

- 請勿將主機放在不穩定的地方。此外，避免主機摔跌或受重力撞擊。
 - 否則會造成故障。此外，如掉落腳上可能會造成受傷。

- 不要強烈震動，例如在使用過程中將重物放在主機上或掉落。
 - 否則可能導致受傷或機件故障。

注意 關於使用及保管

- 除面部以外，請勿使用。
 - 否則可能導致受傷。

- 請勿用於寵物身上。
 - 否則可能導致受傷。

- 使用前檢查電極是否裂開、變形和破損、如果電池斷裂或失效，請勿使用。
 - 否則可能會導致皮膚損傷等問題和症狀惡化。

- 請勿使用酒精、稀釋劑、汽油、除光液等溶劑擦拭主機。
 - 否則可能會損壞主機表面。

- 請勿將本機放置於浴室等潮濕環境、水中。請勿帶入桑拿浴或岩盤浴。
 - 否則可能導致事故或受傷。

- 請勿在戶外使用。
 - 否則可能導致機件故障。

- 如果您在護理過程中感到不適或皮膚出現異常，請停止使用。
 - 如果翌日後皮膚持續異常，請諮詢醫生。

- 在首次使用或習慣之前，請務必將EMS強度設定為1級（最低）。
 - 否則可能會導致意外和傷害。使用時請觀察皮膚狀況。

- 如果皮膚表面感到刺激疼痛，請降低EMS強度。
 - 如果繼續使用，會對皮膚造成傷害。

- 每次使用後，請參閱「使用後」，以去除附在本機上的精華液等。
 - 否則可能會導致機件故障或皮膚問題。

- 請務必遵守以下事項。
 - 意外和傷害可能導致本機故障。
 - ・避免使用超過設定的時間。
 - ・根據您的皮膚狀況而使用。
 - ・如果您的皮膚出現皮膚皮疹、炎症、瘙癢或任何其他異常情況，請勿使用。
 - ・請勿曬傷後立即使用去果酸、除角質等產品混合使用。

- 保持皮膚和電極之間的水分，如乳液、精華液、啫喱等。
 - 當您的皮膚乾燥後，關閉電源，取下矽膠面罩並加上。
 - 如果水分低，會降低EMS的傳送效率，和引致皮膚問題。

警告 關於電源

- 請勿對USB電線過度施力、損毀、加工、捆紮等以進行充電。
 - 請勿放置於重物下或被夾緊可能會導致充電底座破損，引致觸電或起火。

- 拉起USB充電線，切勿移動或抬起控制器。
 - 否則會導致觸電、短路、起火或斷裂。

- 請勿使用已損壞的充電底座、USB電線或鬆動的充電插頭。
 - 否則會導致觸電、短路、故障及起火。
 - 如需維修，請聯絡當地經銷商。

- 請勿讓水沾濕USB電線。請勿沾水或用水清洗。
 - 否則會導致觸電、短路、故障及起火。

- 不使用時，務必在清潔時關閉電源。
 - 不使用時，請由控制器和插座開始拔下USB充電線。此外，請勿用濕手觸摸。
 - 否則會導致觸電、短路或起火。

- 從插座拔下USB線時，請手握前端（確保不要觸摸金屬部件）。
 - 請勿在濕手狀態下拔除插頭。
 - 否則會導致觸電、短路或起火。

- 必須使用100～240伏交流電。
 - 請確保充電插頭及USB線完全插入。在海外使用時，請務必在使用前檢查插頭的形狀和電壓。
 - 否則可能會引致起火、觸電或故障。

- 萬一發生異常情況時，請立即關掉電源。
 - 若出現故障、冒煙、異常噪音或異味等狀況，切勿繼續使用。

- 務必使用專用USB電線進行充電，切勿連接電拖板。
 - 否則會導致觸電、短路、起火或故障。
 - 隨附的USB電線僅用於充電。

- 充電前，確保精華液或水滴沒有沾濕充電端子和USB端子。
 - 否則會導致觸電、短路或起火。

- 切勿在火災或炎熱的天氣、濕熱的地方，如浴室、放置可燃氣體或易燃材料的周邊地方。此外，請勿在火災、高溫加熱、加熱中充電或使用。遠離加熱裝置。
 - 本機內置可充電電池。它可導致發熱、起火、破裂或故障。

重要通知

儲存方法

- 請把本機放置於兒童無法觸及並通風的清潔地方。
- 長時間閒置本機時，請關掉將本機充電插頭及USB線拔除，妥善收存起來。
- 請勿存放於等高溫潮濕地方（如火源附近、熾熱陽光下或浴室等）。

保養及檢查

- 經長時間閒置後，請於再使用前先檢查其操作是否正常及安全。
- 本機操作發生異常時，可先參照「排除故障」進行檢查。如仍無法解決，請連同購買相關資料向產品銷售商查詢。
- 如有故障或受損，請向產品銷售商查詢。

疑似故障

使用過程中感到異常，安排維修前請先對照以下項目進行檢查。

狀況	可能的成因及解決方法
無法開機	 （電源）/MODE請長按開約1秒。
	電池沒電。請充電。
充電後只能運作數分鐘	設定模式約10分鐘後，電源自動關閉。
	電量不足。請充電。
無法充電	電池壽命完結。請聯絡當地銷售商。
	請將充電器插頭插入機身的電源插座。
EMS電流太強 麻痺、刺痛	請正確地將USB端口連接到本機。
	－請用按鈕降低EMS的強度。
EMS電流太弱 沒有感覺	＋請用按鈕提高EMS的強度。
	電極沒有正確地貼於皮膚上。 請正確戴矽膠面罩。
	皮膚乾燥。請塗抹乳液、精華液、啫喱等滋潤肌膚。

常見問題

Q 有建議使用頻密度及使用時間？	A 請以使用1次約10分鐘為標準。 ※設定模式約10分鐘後，電源自動關閉。 ※以上只是一個標準。請在檢查皮膚狀況時使用。 ※如果您感覺皮膚有任何異常，請立即停止使用。
Q 乳液、精華液等每次應使用多少？	A 本產品的特點，讓您可以透過使用更多的水、乳液、精華液能感到更多EMS的敏感度。如果水分不足，可能會感覺刺痛。
Q 是否可於浴場中使用？	A 本產品非防水產品。請勿於浴場中使用。
Q 是否可於睡覺時使用？	A 請勿於睡覺時使用。
Q 是否可連續使用？	A 建議本產品每日使用1次，每次10分鐘。 建議間隔超過5小時後再使用。
Q 面部左側和右側的刺激是不同的	A 由於面部是不對稱的，因此面部的左側和右側的刺激可能不同。 請調節左右EMS的強度。
Q 皮膚上有皮疹、發炎和瘙癢	A 由於EMS的刺激。如果翌日皮膚持續異常，請諮詢醫生。
Q 感到不適和痠痛	A 由於EMS的刺激。請暫時避免使用，直至面上沒有任何不適。
Q 牙痛	A 在治療牙齒或補牙時，牙齒可能會受到傷害。如果感到不適，請諮詢您的醫生。
Q 是否可以在懷孕期間使用？	A 請勿在懷孕期間或分娩後不久使用。請諮詢您的家庭醫生。
Q 是否可以在曬傷後或剃鬚後使用？	A 可能會導致炎症。如果您的皮膚有問題，請立即停止使用並諮詢醫生。

產品規格

電 壓	DC5V 0.5A
耗 電 量	最大約1.5W(充電時)
使 用 電 池	鋰離子電池
充 電 時 間	約1.5小時 ※因充電環境影響充電時間。
操 作 時 間	約5小時(充滿電狀態開始計算) ※因使用環境及EMS強度影響操作時間。
外 形 尺 寸	矽膠面罩：約W600×H180 (mm) 控制器：約W50×H50×D15 (mm)
產 品 重 量	矽膠面罩：約112g 控制器：約17g(1個)
材 質	矽膠面罩：矽膠 控制器：PC樹脂
生 產 地	矽膠面罩：中國製 控制器：日本製
配 件	充電用USB電線 (Micro USB) ……1條 使用手冊
建議使用室溫	10℃～40℃

售後服務

關於充電池

- 充電電池是消耗品（不在保修範圍內）。
- 充電後使用時間仍是極短的話，可能是電池已壽命完結（充電次數約為300次）。

關於廢棄

- 請遵照當地政府規定棄置產品。
- 本產品使用鋰離子蓄電池。



鋰離子

查詢事項

如有故障或受損，請向產品銷售商查詢。