



品名 ブルーグリーンショット
型番 YJFC0B
サイズ 約W45×D74×H214 (mm)
質量 約275g (本体のみ)
海外使用 可 (100V~240V)
定格電源 DC12V 5.0A
消費電力 待機時約5.0W (瞬間最大約55W)
付属品 ACアダプター
製造国 日本



4 540790 393532



品名 フローレスセラム ホワイト(医薬部外品)
型番 CS19003
内容量 80g

販売店

ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4

製品に関する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで

〈ヤーマンコールセンター〉
受付9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など ☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話 ☎ 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

このカタログの記載内容は2023年9月現在のものです。

〈ヤーマン公式サイト〉



○製品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。○製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。○カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。○実際の製品には注意ラベルなどが貼ってある場合があります。

YAMAN
TOKYO JAPAN



答えは「緑」、
新時代の光美顔器

日本初※ 緑LED×IPLフラッシュ

BLUE GREEN SHOT

ブルーグリーンショット

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 概要:2023年3月期 日本初であることの証明・検証調査

PR-BGS-2

緑LED×IPL、2つのアプローチで くすみ印象肌を輝き印象肌^{※1}へ

日本初^{※2}、緑LED×IPLを搭載した光美容器、
ブルーグリーンショット

IPL

IPLは黒いものに反応する光。継続使用することでさまざまな肌悩みにアプローチします。


緑LED

505nm付近の波長の特性に着目。高出力^{※3}の緑LEDを採用しました。

ブルーグリーンショット照射口設計

IPL

強力瞬間発光のIPLは、照射口中央に配置し、LEDと重なる作用領域に。




緑LED

発光時間の長いLEDは照射口中央に向けて照射し、照射効率を高めつつも、まぶしさを軽減。



緑LED 505nm



緑LED「505」の法則

LEDはクリニックでも使われる安全性の高い光。肌により影響を与えるといわれる可視光LEDの中でも、波長(光の色)によって肌の深部^{※4}に到達する長さが変わります。今回新たに発見した 505nm (ナノメートル) の緑LED波長の特性に着目し、日本初^{※2}のテクノロジーを搭載した光美容器を開発しました。

※1 美白有効成分アルブチン配合の化粧品との併用において ※2 日本マーケティングリサーチ機構調べ 概要:2023年3月期 日本初であることの証明・検証調査
※3 HRF-10Tとの比較 ※4 角质層まで



製品に
満足した

約100%※1

製品は使いやすく、テレビを見ながらでもできた。毎日少しずつ肌がやわらかくなり、明るくなってきたと感じて嬉しい。(女性 50代)

化粧のりが良くなった。肌が明るくなってきた感じもあるので、これからの使用も楽しみです。(女性 40代)

ハリを感じる
ようになった

約83%※1

化粧水の浸透が良くなり、肌とよくなじむようになりました。肌のハリも感じる事ができ、化粧のりも良くなりました。(女性 40代)


この製品を使用しはじめてすぐに使用している側の肌にハリを感じ始め、それと共にひきしまった感覚がありました。(女性 50代)

※モニターよりいただいたコメントの中から抜粋・編集の上掲載しています。

使い続けることで明るく、くすみ※2ケア

肌の明るさ

L*値実測値 [a.u.]



使用前




4週間後



8週間後

くすみ※2スコア

くすみ※2スコア [a.u.]



使用前



4週間後



8週間後

【試験概要】〈試験方法〉本製品と美白有効成分アルブチン配合の化粧品との併用にて右側の半顔に対して5分/デイリーモード:1週間あたり6回、スペシャルモード:1週間あたり1回4週間、8週間使用 〈被験者〉41歳以上～58歳以下の女性24名

フォーカスセンサーで肌表面のくすみをセンシング

出力パワーの異なる2種類の緑LEDを配置し、その左右にフォーカスセンサーを搭載。フォーカスセンサーが肌表面のくすみをセンシングし、瞬時にハイパワーLEDに切り替えます。



フォーカスセンサー

※1 調査概要:製品と美白有効成分アルブチン配合の化粧品との併用にて4週間体感し、製品を使用しての満足度が4段階評価に対して「とても満足」「満足」の合計値の割合。および、製品4週間使用後の感想として「強く思う」「まったくそう思わない」までの7段階評価に対して「どちらかといえば思う」評価以上の割合の合計値。被験者40代～50代女性24名。 ※個人の感想です。効果には個人差があります。(当社調べ) ※2 古い角質による

2つのモードを使い分け、効果的なお手入れを

DAILY MODE

毎日の照射で
透明印象肌※1をキープする



POINT

- ☑ 毎日使える
- ☑ 半顔約5分
(全顔約10分)
- ☑ 顔全体に滑らすだけ

HOW TO USE



照射口を肌に密着させ、肌の上をすべらせるように動かして使用します。

SPECIAL MODE

IPLの強力照射で
気になる箇所を集中ケア



POINT

- ☑ 週に1回
- ☑ 気になる箇所に
一発ずつ
- ☑ ピンポイントに
強力照射

HOW TO USE



ダウンタイム不要、冷却不要で使いやすい。週に1回、気になる箇所に強力照射し、内側から輝くような明るく澄んだ肌へ導きます。

気になる部分にあて位置を移動させながら1発ずつ照射します。

RECOMMEND ITEM

フローレスセラム ホワイト
(医薬部外品)

過剰なメラニン生成を防ぐ、薬用美白※2ゲル。
美白※2有効成分アルブチン配合で、くすみを押さえた透明感ある肌。

美顔器のセルフケアが不安な方も。

DAILY/SPECIALの2モードを搭載したブルーグリーンショットなら、自分のペースでお悩みに合わせた本格美容ケアを楽しめます。

簡単に
使用できると
感じた
約87%※3

継続して
使用できそうだと
感じた
約95%※3

単発ごとの
使用で痛みを
感じなかった
約95%※3

※お客さまよりいただいたコメントの中から抜粋・編集の上掲載しています。

※1 美白有効成分アルブチン配合の化粧品との併用において ※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ※3 調査概要:本製品と美白有効成分アルブチン配合の化粧品との併用にて4週間体感した使用後の感想として「強く思う」～「まったくそう思わない」までの7段階評価に対して「どちらかといえば思う」評価以上の割合の合計値。被験者40代～50代女性24名。 ※個人の感想です。効果には個人差があります。(当社調べ)