



品名 ブルーグリーンショット
型番 YJFC0B
サイズ 約W45×D74×H214 (mm)
質量 約275g (本体のみ)
海外使用 可 (100V~240V)
定格電源 DC12V 5.0A
消費電力 待機時約5.0W (瞬間最大約55W)
付属品 ACアダプター
製造国 日本



品名 フローレスセラム ホワイト (医薬部外品)
型番 CS19003
内容量 80g



ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4

製品に関する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで

〈ヤーマンコールセンター〉
受付9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など ☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話 ☎ 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

○製品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。○製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。○カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。○実際の製品には注意ラベルなどが貼ってあるものがあります。

〈ヤーマン公式サイト〉



YAMAN
TOKYO JAPAN



答えは「緑」、
新時代の光美顔器



日本初^{※2} 緑LED×IPLフラッシュ

BLUE GREEN SHOT

ブルーグリーンショット

緑LED×IPL、2つのアプローチで くすみ^{※1}印象肌を輝き印象肌へ


LED研究を積み重ねた成果としてとり着いたのは、
505nm ブルーグリーンの波長が
肌の明るさ、透明感と関係性があることでした。



※1 古い角質による ※2 IPLフラッシュと同時照射による


緑LED「505」の法則

LEDはクリニックでも使われる安全性の高い光。肌により影響を与えるといわれる可視光LEDの中でも、波長(光の色)によって肌の深部^{※1}に到達する長さが変わります。今回新たに発見した505nm (ナノメートル)の緑LED波長の特性に着目し、日本初^{※2}のテクノロジーを搭載した光美顔器を開発しました。



波長による緑LEDの違い

緑LEDケアによく用いられる525nmと505nmを比較してみると、同じ緑LEDでも見え方が全く異なります。緑LEDの中でも細かい波長レベルで研究を行い、導き出された最適^{※3}な波長と出力を搭載した新時代の光美顔器です。



※1 角質層まで ※2 日本マーケティングリサーチ機構調べ 概要:2023年3月期 日本初であることの証明・検証調査 ※3 ヤーマン内の研究において

使い続けることで明るく、くすみ^{※1}ケア

8週間
使い続けると...

くすみ^{※1}

約 **8%**
DOWN

トーンアップ指数

約 **7%**
UP

うるおい

約 **31%**
UP

やわらかさ

約 **12%**
UP

毛穴目立ち



約 **13%**
DOWN

〔試験概要〕〈試験方法〉本製品を右側の半顔に対して5分/デイリーモード1週間あたり6回、スペシャルモード1週間あたり1回、8週間使用〈被験者〉43歳以上～54歳以下の女性15名


美白化粧品との併用でより効率的に

肌の明るさ


L*値実測値 [a.u.]



使用前




4週間後



8週間後

くすみ^{※1}スコア くすみ^{※1}スコア [a.u.]



使用前



4週間後



8週間後

〔試験概要〕〈試験方法〉本製品と美白有効成分アルブチン配合の化粧品との併用にて右側の半顔に対して5分/デイリーモード1週間あたり6回、スペシャルモード1週間あたり1回4週間、8週間使用〈被験者〉41歳以上～58歳以下の女性23名

ダブル照射を搭載した新技術で、肌悩みをとらえる

IPL

IPLは黒いものに反応する光。継続使用することでさまざまな肌悩みにアプローチします。

緑LED

505nm付近の波長の特性に着目。高出力^{※2}の緑LEDを採用しました。

別光路設計により、照射効率を高める

ブルーグリーンショット照射口設計

IPL

強力瞬間発光のIPLは、照射口中央に配置し、LEDと重なる作用領域に。

角質層

緑LED

発光時間の長いLEDは照射口中央に向けて照射し、照射効率を高めつつも、まぶしさを軽減。

フォーカスセンサーで肌表面のくすみ^{※1}をセンシング

出力パワーの異なる2種類の緑LEDを配置し、その左右にフォーカスセンサーを搭載。肌表面のくすみ^{※1}をセンシングし、瞬時にハイパワーLEDに切り替えます。



フォーカスセンサー

お手入れ方法

2つのモードを使い分け、効果的なお手入れを

DAILY MODE



毎日の照射で透明印象肌^{※2}をキープする


POINT

- ☑ 毎日使える
- ☑ 半顔約5分 (全顔約10分)
- ☑ 顔全体にすべらすだけ

HOW TO USE

照射口を肌に密着させ、肌の上をすべらすように動かして使用します。

SPECIAL MODE



IPLの強力照射で気になる箇所を集中ケア

POINT

- ☑ 週に1回
- ☑ 気になる箇所に一発ずつ
- ☑ ピンポイントに強力照射

HOW TO USE


気になる部分にあて位置を移動させながら1発ずつ照射します。

Recommend Item

フローレスセラム
ホワイト
(医薬部外品)



美白^{※1}有効成分 アルブチン配合の薬用ゲル。過剰なメラニンの生成を防ぎ透明感のある肌に。



※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ
※2 リン酸L-アスコルビルマグネシウム
※3 ニコチン酸アミド ※4 ユビダケソール