

YAMAN
TOKYO JAPAN

YAMAN
TOKYO JAPAN

ヤーマン株式会社 〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで
(ヤーマンコールセンター) 受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など ☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS ☎ 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>



ヤーマン
公式サイト

●ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●この製品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2023年9月現在のものです。

PR-HFLB-1

販売店



Hyper Face Lift Brush

ハイパーフェイスリフトブラシ

※引き上げるように動かすこと

進化したリフトケア。上向く実感。

進化したリフトケア^{※1}。
上向く実感。

「電気」、「熱」、「超音波」、「光」。

ヤーマンは4つのエネルギーによって構成される

美容技術を徹底追求し、製品に搭載してきました。

本製品に新搭載したマルチアタッチメントは、

リフトケア^{※1}の要でもある胸鎖乳突筋や

フェイスラインの肌にフィットする角度と形状を追求。

滑らせるだけで肌をしっかりとらえ、

本格的なリフトケア^{※1}を叶えます。



※1 引き上げるように動かすこと　※2 (株)富士経済「美容家電 & 健康家電マーケティングトレンドデータ2020」2018-2019年実績、『おうち美容』で注目度の高まる美顔器・美顔ケア家電トレンドデータ』2020-2021年実績　※3 (株)富士経済『おうち美容』で注目度の高まる美顔器・美顔ケア家電トレンドデータ』2019-2021年実績

本格リフトケア^{※1}の到達点

1 3つのアタッチメント



リフトケア^{※1}の要である「胸鎖乳突筋」と
「フェイスラインの肌」にしっかりとフィット

MULTI マルチアタッチメント

低周波EMS



かっさのように滑らせ、まるでエステサロンの施術のように筋膜にしっかりとアプローチ。同時にEMSで筋肉を刺激しリフトケア^{※1}を効率的にかなえる。二の腕や太もものなど気になるボディーパーツにも使え、まさにマルチ使い。

FACE フェイスアタッチメント

低周波EMS 中周波EMS エレクトロカレント



体感のよい中周波領域のEMSで肌の土台となる表情筋から、ヤーマン独自のエレクトロカレントで、肌表面にもアプローチ。ソフト電極ピンは30本になり、接地面積も増えて進化^{※2}。

SCALP スカルプアタッチメント

低周波EMS エレクトロカレント



頭の形に添わせやすいように扇形を採用。硬いブラシが髪をかき分けながら頭筋をしっかりとらえ、EMSによる効率的なケアを実現。

— これこそがリフトケア^{※1}に必要な形状だった。 —




2 マルチアタッチメントの秘密

あらゆる角度から当てやすいよう球体ではなく180面のマルチ電極を採用。さらにその角度にもこだわり、リフトケアの要「胸鎖乳突筋」「フェイスラインの肌」に沿わせやすく、効率的にケアできる設計に。リフトケア^{※1}のために作られた、これまでにないアタッチメント。


SHAPE DESIGN

肌へのフィット感を追求したマルチ電極



3 電子ピンから電流刺激を放出 エレクトロカレント

業務用美容機器ブランド、ヤーマン プロフェッショナル製品にも搭載しているエレクトロカレントを搭載。肌表面にパチパチとした刺激を与えます。



4 表層筋と深層筋にダブルアプローチ 2つのEMS

低周波EMSでアウターマッスルに、中周波EMSでインナーマッスルにアプローチ。表情筋を表層と深層の両方から刺激することで効率的なリフトケア^{※1}を実現。

※1 引き上げるように動かすこと ※2 MS-82Gとの比較

こんなお悩みありませんか？

FACE

フェイス

顔のもたつきを徹底的にケアしたい

SCALP

スカルプ

頭皮の固さが深刻、顔にまで疲れサインが…

BODY

ボディ

面倒なのは苦手、1台で効率的にケアしたい

これ1台でリフトケア*



FACE



SCALP



MULTI



MULTI

全ての電極が顔に当たるようにし、上に引き上げるようにゆっくりと動かします。首とデコルテのケアまでできます。

ピン全体が頭皮にあたるようにし、前頭筋+側頭筋をジグザグに細かく、生え際から後頭部に向けてゆっくり動かします。

ひじと脇の中間あたりを滑らせて一度止めます。より筋肉の近くで刺激を感じる場所に電極を当ててケアします。

「美肌光」を搭載

LEDはクリニックの光美容にも使われる安全性の高い光。青色は短く赤色は長いなど、波長(光の色)によって、肌に到達する長さが変わります。ハイパーフェイスリフトブラシのLEDは美肌光。リフトケア^{※1}しながら同時に光美容もかなえます。



Hyper Face Lift Brush

リフトケア^{※1}ブラシ型美顔器

品名：ハイパーフェイスリフトブラシ

型番：YJFD01

防水：○(IPX5) あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない

本体サイズ：約W51×D188×H49(mm) ※マルチアタッチメント取付時

本体質量：約170g(本体のみ)

電源：充電式

消費電力：最大約3W(充電時)

充電時間：約3時間 / 動作時間：約60分

付属品：マルチアタッチメント、フェイスアタッチメント、スカルプアタッチメント、ACアダプター、充電台(USBケーブル付)



詳しい製品情報はこちら

