



品 名：フォトプラス シャイニー
型 番：M18-YL
サ イ ズ：約W47×D44×H176 mm(コットンストッパー付)
製品質量：約210g(コットンストッパー付)
充電時間 約3時間 動作時間：約30分
付 属 品：コットンストッパー、充電台、充電用USBケーブル
製 造 国：日本



4 540790 301735



品 名：RFブースターパッド
毛穴ディープクレンジング
型 番：YRF0003
内 容 量：15包



4 540790 139130



品 名：RFブースターパッド
クリアディープモイスチャール
型 番：YRF0004
内 容 量：15包



4 540790 139239



品 名：フローレスセラム スムース
型 番：CS19004
内 容 量：80g



4 540790 186233



品 名：フローレスセラム ハイドレイティング
型 番：CS21004
内 容 量：80g



4 540790 257636

ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場 1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで

〈ヤーマンコールセンター〉 受付9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など ☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話 ☎ 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

●製品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。●カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。●実際の製品には注意ラベルなどが貼ってある場合があります。

このカタログの記載内容は2024年2月現在のものです。

ヤーマン公式サイト

日本語版

中文版



PR-M18-5

販売店

YAMAN
TOKYO JAPAN

1
回
3
分、毎日使える
マルチ美顔器



Photo PLUS Shiny
フォトプラス シャイニー

ヤーマンの新定番美顔器 フォトプラス シャイニー

RFを超えた新技術^{※1}DYHP
最高峰^{※2}の高浸透^{※3}×リフトケア^{※4}テクノロジー

シリーズ初、毎日使える「デイリーケア」と
週末じっくり使いたい「ウィークリーケア」、
日々変化する肌悩みに細かくアプローチ。
これ1台でエステサロンさながらの
スペシャルケアがかないます。



※5



※6



※1 RFに加え複数のエネルギーを搭載したヤーマン独自技術のこと

※2 ヤーマン美顔器において ※3 角質層まで ※4 引き上げるように動かすこと

※5 (株) 富士経済『美容家電・健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、

『美容・健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績 日本国内の美容家電全体に

おけるメーカーシェアとして ※6 2013年10月~2022年9月末までのRF美容機器シリーズ累計出荷台数(当社調べ)

こんなお悩みありませんか？

- ✓ 毎日のケアを美顔器で続けられるかわからない
- ✓ 乾燥が深刻。化粧水が浸透しにくくなった
- ✓ フェイスラインや口もとが気になる

フォトプラス シャイニーなら…

毎日使える

1回3分で
手軽にケア！
だから続けられる

高浸透^{※1}
×
リフトケア^{※2}

革新のテクノロジー^{※3}で
角質層深部までうるおいを
届けリフトケア^{※2}
をかなえる



多機能

クレンジングも
浸透^{※1}も
リフトケア^{※2}も
表情筋ケアも



DAILY CARE

1回3分 手軽にできる
浸透^{※1}×リフトケア^{※2}

イオン導入・EMSの出力を調整して
うるおい（浸透^{※1}）ケアとリフトケア^{※2}が毎日使用可能に。
いつものお手入れにプラスすることで、
毎日のスキンケアがより浸透^{※1}し、うるおいUP！

うるおい
浸透^{※1}ケア

リフトケア^{※2}
表情筋ケア



DAILYモード

1モードで、イオン導入・EMS・LEDの複合楽々ケア！

イオン導入

イオン導入で角質層の
深部までうるおい浸透

EMS

EMSによって、肌を土台
から支える表情筋をケア

LED(赤)

美肌光で肌をケア

POINT

- ・ コットンなしで使えるので手間をかけずに楽々ケア。
- ・ 柔らかな丸みの独自ヘッドで毎日使っても肌にやさしい。



美肌光



美肌光（びはだこう）とは
うるおいやハリ向上が期待できる
ヤーマン独自の光美容テクノロジーです。



※1 角質層まで ※2 引き上げるように動かすこと ※3 DYHP技術のこと

※1 角質層まで ※2 引き上げるように動かすこと ※3 特許第6212608号 ※4 年齢に応じたケア

集中ケア
13分

WEEKLY CARE

4モード全13分 週末じっくり贅沢ケア

4つのモードを組み合わせ
エステサロンさながらのスペシャルケア。
様々な肌悩みにアプローチします。

温感
クレンジング

高浸透^{※1}
×
リフトケア^{※2}


温感
目もとケア

引き締め
クールダウン



CLEAN
モード

RF+イオン導出+振動



洗顔後の肌を温めながら
毛穴汚れをクレンジング



DYHP
モード

RF+DYHP+フォトケア




プレスステージモデルに搭載して
いる高浸透^{※1}技術「DYHP」で
肌深く^{※2}にアプローチ



EYE CARE
モード

RF+マイクロカレント




RF (ラジオ波) + マイクロ
カレントで明るい印象の
目もとへ



COOL
モード

冷却+フォトケア



クールダウンで肌を引き
締めて整えます


RF リフトテクノロジー



特許構造^{※3}の二重リング電極からRF (ラジオ波) を出力。

肌を広く面とらえ、お手入れ効率をアップします。

エステサロンでも採用されるRF (ラジオ波) をヤーマン独自の
プログラムで組み合わせた「デュアル RF」で温め、肌を引き上げる
ように機器を使うことで効率的なエイジングケア^{※4}が行えます。



(株)SOUKEN 調べ

美顔器+化粧品でうるおい、ハリアップ

肌水分量
1回で
約**46%UP**^{※1}

うるおい(水分量)
4週間で
約**39%UP**^{※2}

ハリ(皮膚弾力値)
4週間で
約**12%UP**^{※2}

※1【試験方法】30～50代 女性17名で実施。化粧品のみ、本品+化粧品をそれぞれ半顔に1.5分使用した後の肌水分量。
※2【試験方法】30～50代 女性17名で実施。化粧品のみ、本品+化粧品をそれぞれ半顔に使用した。DAILYケアは1週間に4回、
CLEAN/DYHP/COOLモード(WEEKLYケア)は1週間に3回、EYE CAREモード(WEEKLYケア)は1週間に4回使用した後、肌水分量と皮膚弾力値を計測した。
*日本臨床試験協会調べ/効果には個人差があります/化粧品は当社製化粧水、クリームを使用

POINT CARE & COSMETICS

ポイントケア&専用コスメで、お悩みにフィット

もたつきが気になる



顔の中心部分から外側に向
かって、肌を引き上げるよう
に動かします。1秒間に約
2cmを目安に機器を動かして
下さい。

● DYHPモード
● DAILYモード

目もとが気になる



目頭から目尻に向かってス
タンプを押すように動かします。
DYHPやDAILYモードのLED
光はまぶたのケアにも使用可能
です。

● EYE CAREモード

専用コスメと一緒に使って、さらに効果実感

毛穴が気になる方に



RFブースターパッド
毛穴ディープクレンジング

● CLEANモード

乾燥が気になる方に



RFブースターパッド
クリアディープ モイスチャー

● DYHPモード/EYE CAREモード
● DAILYモード

ハリケアをしたい方に



フローレスセラム
スムーズ

● DYHPモード
● DAILYモード

乾燥が気になる方に



フローレスセラム
ハイドレイティング

● DYHPモード
● DAILYモード