

1台でフルフェイシャルがかなう 深層浸透※1 ×リフトケア※2

ヤーマンRF美顔器を代表する

フォトプラス プレステージシリーズの本格モデル。

確かな美容技術が大人のあらゆる肌悩みに

シンプルな5モードで徹底アプローチ。

最高峰※3の高浸透※1 ×リフトケア※2テクノロジー

「DYHP」を搭載し、

ワンランク上のフェイシャルケアを叶えます。



こんなお悩みに

- ☒ 乾燥が深刻で今までのスキンケアに手ごたえを感じない。
- ☒ 最近毛穴の開きが気になってきた。
- ☒ フェイスラインや口もとのもたつきが気になる。

Photo PLUS Prestige S

品名：フォトプラス プレステージ S
型番：M20-YL
本体サイズ：約 W50×D55×H190 (mm)
本体質量：約 270g (コットンストッパー付)

電源：充交両用
消費電力：約 15W
充電時間 / 動作時間：約 3 時間 / 約 30 分
付属品：コットンストッパー、AC アダプター



フローレスセラム ハイドレイトリング

型番：CS21004/4540790257636
内容量：80g



フローレスセラム スムース

型番：CS19004/4540790186233
内容量：80g



RF ブースターパッド 毛穴ディープクレンジング

型番：YRF0003/4540790139130
内容量：15 包



RF ブースターパッド クリアディープモイスチャー

型番：YRF0004/4540790139239
内容量：15 包



ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場 1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで
〈ヤーマンコールセンター〉 受付9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など  0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話  0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

ヤーマン公式サイト

日本語版

中文版



●ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。●ご使用の際は、取扱説明書をよく読み、のうえ正しくお使いください。●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●この製品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2024年1月現在のものです。 PR-M20-3

販売店

YAMAN
TOKYO JAPAN



Photo PLUS Prestige S


フォトプラス プレステージ S

※1 角質層まで ※2 引き上げるように動かすこと ※3 ヤーマン美顔器において ※4 2013年10月～2022年9月末までのRF美容機器シリーズ累計出荷台数 (当社調べ) ※5 株式会社経済産業省「美容家電・健康家電マーケティングトレンドデータ2020」2018-2019年実績、『“おうち美容”で注目度の高まる美顔器・美顔ケア家電トレンドデータ』2020-2021実績 日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

長年の美容技術を結集 — クリニックの技術に着想を得たRFを搭載 —

1 RFを超えた新技術^{*1}による 最高峰^{*2}の高浸透^{*3}×リフトケア^{*4}テクノロジー DYHP — ダイナミックハイパーパルス

高浸透^{*3}×リフトケア^{*4}の革新のテクノロジー^{*5}で、角質層のすみずみまで
うるおいを届け、リフトケア^{*4}までかなえます。




〈イメージ〉

3 3色LEDで同時に光ケア 美肌光を搭載

LEDはクリニックの光美容にも使われている安全性の高い光。
フォトプラス プレステージ Sでは、各モードにLED=美肌光を搭載。
うるおい向上、ハリアップなどの美肌効果が期待できる
美肌光にRF(ラジオ波)やイオン導入、
EMSを組み合わせてトータルケアをかなえます。



美肌光



〈イメージ〉



2 業務用レベル^{*6}のRF(ラジオ波)搭載 3MHzのRF

肌を深く^{*3}広く温めるRF(ラジオ波)技術で肌の土台を作ります。
温めながら角質・毛穴汚れを吸着し、角質層のすみずみまで
うるおいを届け、効率的な肌ケアへと導きます。

専用コスメで効果実感 毛穴汚れもこんなに落ちる！

RF美顔器をサポート*し、洗顔では落としきれない
毛穴汚れや、肌に付着した大気中の汚染物質(チリ・
ホコリ)を極細マイクロファイバー繊維が絡めとりま
す。同時に角質ケアも。

*肌に潤いを与える



2重リング電極を搭載したRF美顔器・CLEANモードでの実験

小鼻の毛穴目立ちが 減った！



摩擦が少なく肌への 負担が少ない！



【試験条件】使用機種:M18、「CLEAN」モード使用、左半顔は市販のコットン、右半顔にブースターパッドをそれぞれ1分30秒間使用。「1. 不満」~「7. とても満足」の7段階で評価。上位5~7の合計割合を記載。(N=14)



RFブースターパッド
毛穴ディープクレンジ

サロンで人気のコースがこの一台で。
5モードであらゆる肌悩みにアプローチ。

1 CLEAN Mode 約3min



じんわり温めて毛穴汚れを吸着
RF+イオンのW効果で、洗顔では落としきれない
汚れを吸着し、スキンケアの土台作りを行います。

[RF(ラジオ波)] + [イオンクレンジング]



RF美顔器をサポートし、毛穴や角質
汚れもスッキリ。

+

〈おすすめコスメ〉

RFブースターパッド
毛穴ディープ
クレンジ

2 EYE CARE Mode 約2min



微弱電流と温感作用で目もとケア
RFで温めながら、マイクロカレントの微弱電流
で、目もとをケアします。

[RF(ラジオ波)] + [マイクロカレント]



目もとのお悩みに合わせた
コスメもおすすめ。

+

〈おすすめコスメ〉

フローレスセラム
ハイドレティング
パルミチン酸レチノール
をはじめ、ハリ・弾力
成分を贅沢に配合。

3 MOISTURE Mode 約3min



DYHPと光(赤・橙)でケア
独自の高浸透^{*3}×リフトケア^{*4}技術
「DYHP」で肌深く^{*3}にアプローチします。

[RF(ラジオ波)] + [DYHP] + [赤色LED] + [橙色LED]



フローレスセラム
スムー

+

〈おすすめコスメ〉


RFブースターパッド
クリアディープ
モイスチャー

4 EMS UP Mode 約3min



高周波EMSで表情筋トレーニング
深く響くような体感の高周波EMSで、深層表情
筋^{*7}を刺激し、土台からしっかりケアします。

[EMS(高周波)] + [赤色LED]



5 COOL Mode 約3min



冷却と青色LEDで引き締め^{*8}ケア
冷却機能で肌をキュッと引き締めクールダウン
します。

[冷却] + [青色LED]



〈動かし方のコツ〉
美顔器をポンポンと、
下から上に向かって
押しあてます。毛穴
悩みなどが気になる
場所には特に念
入りに。顔全体に押
しあてます。

※1 RFに加え複数のエネルギーを搭載したヤーマン独自技術のこと ※2 ヤーマン美顔器において
※3 角質層まで ※4 引き上げるように動かすこと ※5 DYHP技術のこと ※6 当社業務用機器と同等の周波数のこと
※7 表情筋の一部(しゅう眉筋、側頭筋、口角挙筋、翼突筋、頬筋、オトガイ筋)を表した造語 ※8 肌を冷やしてケアすること