

YAMAN
TOKYO JAPAN



Photo PLUS Prestige SS

フォトプラス プレステージ SS

長年の美容技術を結集 — ク

1

RFを超えた新技術^{※1}による
最高峰^{※2}の高浸透^{※3}×リフトケア^{※4}テクノロジー


DYHP — ダイナミックハイパーパルス

3MHzのRF(ラジオ波)で深く^{※3}広く温めながら

角質層のすみずみにまで美容成分が浸透。

分割電極から高周波EMSが出力され表情筋から顔をダイナミックに刺激。

引き上げるように機器を動かして同時にリフトケア^{※4}も。



〈イメージ〉

3

3色LEDで同時に光ケア 美肌光TMを搭載

LEDはクリニックの光美容にも使われている安全性の高い光。

フォトプラス プレスステージSでは、各モードにLED=美肌光TMを搭載。

うるおい向上、ハリアップなどの美肌効果が期待できる

美肌光TMにRF(ラジオ波)やイオン導入、

EMSを組みあわせてトータルケアをかなえます。



〈イメージ〉



美肌光TM

ニックの技術に着想を得たRFを搭載ー



2 デリケートな目もとも 目もと専用ヘッド & 専用プログラム

RF(ラジオ波)で温めながらマイクロカレントとEMSで目もとケア。
エイジングサイン※5が出やすい目もとを優しく効率的にケアします。



専用コスメで効果実感 毛穴汚れもこんなに落ちる！

RF美顔器をサポート*し、洗顔では落としきれない
毛穴汚れや、肌に付着した大気中の汚染物質(チリ・
ホコリ)を極細マイクロファイバー繊維が絡めとりま
す。同時に角質ケアも。

*肌に潤いを与える

クリーンモード使用時に付着した汚れの画像比較



2重リング電極を搭載したRF美顔器・CLEANモードでの実験

小鼻の毛穴目立ちが 減った！



摩擦が少なく肌への 負担が少ない！



【試験条件】使用機種:M18、「CLEAN」モード使用。左半顔は市販のコットン、右半顔にブースターパッドをそれぞれ1分30秒間使用。「1. 不満」～「7. とても満足」の7段階で評価。上位5～7の合計割合を記載。(N=14)

※1 RFに加え複数のエネルギーを搭載したヤーマン独自技術のこと

※2 ヤーマン美顔器において

※3 角質層まで

※4 引き上げるように動かすこと

※5 乾燥によるもの

サロンで人気のコースがこの一台で。
4モードであらゆる肌悩みにアプローチ。

User's voice

ブースターパッドは薄くなめらかなので、お肌に負担が無くもちもち感が感じられました！
(女性/35歳)

1

じんわり温めて毛穴汚れを吸着



RF+イオンのW効果で汚れを吸着し、
表情筋をEMSで刺激。

RF(ラジオ波) + EMS(高周波) +
イオンクレンジング + 赤色LED + 振動



〈おすすめコスメ〉
RFブースターパッド
毛穴ディープ
クレンジ

RF美顔器をサポートし、毛穴や角質
汚れもスッカリ。

2

角質層のすみずみまで美容成分を浸透



EMSで表情筋を刺激しながら、
角質層奥深くまで美容成分を浸透。

RF(ラジオ波) + DYHP +
赤色LED・橙色LED + 振動



〈おすすめコスメ〉
RFブースターパッド
クリアディープ
モイスチャー



フローレスセラム
スムース

3

温め&微弱電流で本格目もとケア



RFで温めながらマイクロカレントと
EMSで目もとケア。

RF(ラジオ波) + EMS(高周波) +
マイクロカレント + 振動



〈おすすめコスメ〉
フローレスセラム
ハイドレイティング
パルミチン酸レチノール
をはじめ、ハリ・弾力
成分を贅沢に配合。

目もとのお悩みに合わせた
コスメもおすすめ。

4

キュッと引き締めハリとキメの整ったお肌へ



ケアの最後に青色LEDと冷却で
肌をキュッと引き締めます。

冷却 + 青色LED + 振動



〈動かし方のコツ〉
美顔器をポンポンと、
下から上に向かって押
しあてます。毛穴悩み
などが気になる場所
には特に念入りに。顔
全体に押しあてます。

あらゆる肌悩みにこたえる ハイスペックの浸透^{※1} ×高周波EMSでリフトケア^{※2}

ヤーマンRF美顔器を代表する

フォトプラス プレステージシリーズの

ハイスペックモデル。

最高峰^{※3}の高浸透^{※1}×リフトケア^{※2}テクノロジー

「DYHP」で角質層の深部や筋肉まで

ダイナミックにアプローチ。

さまざまな肌悩みをあらゆる角度から

本格的にケアします。



Made in
JAPAN



こんなお悩みに

- ☑ フェイスラインや口もとのもたつきが気になる。
- ☑ 目もとのエイジングサイン^{※6}で疲れた印象に。
- ☑ 乾燥が深刻で化粧水も浸透しづらくなった。

Photo PLUS Prestige SS

品名：フォトプラス プレステージ SS

型番：M21

本体サイズ：約 W50×D65×H185 (mm)

本体質量：約 230g (コットンストッパー付)

電源：交流式

消費電力：約 20W

付属品：コットンストッパー、AC アダプター



Made in JAPAN

フローレスセラム ハイドレイティング

型番：CS21004/4540790257636

内容量：80g



フローレスセラム スムース

型番：CS19004/4540790186233

内容量：80g



RF ブースターパッド 毛穴ディープクレンジ

型番：YRF0003/4540790139130

内容量：15 包



RF ブースターパッド クリアディープモイスター

型番：YRF0004/4540790139239

内容量：15 包



ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場 1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで
〈ヤーマンコールセンター〉 受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など  0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS  0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

ヤーマン公式サイト

日本語版

中文版



●ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。●ご使用の際は、取扱説明書をよく読み
のうえ正しくお使いください。●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●この製品の詳細に
ついては、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2022年10月現在のものです。 PR-M21-2

販売店