

Photo PLUS Prestige SP

品名：フォトプラス プレステージ SP
型番：M22-YL-1
本体サイズ：約 W52×D62×H203 (mm)
本体質量：約293g (コットンストッパー付)

電源：充交両用
消費電力：約18W
付属品：コットンストッパー、ACアダプター



Made in JAPAN

& Skin Care

専用コスメの合わせ使いで、さらに効果実感

美顔器のパフォーマンスをサポートし、効率的なケアを叶えます。

くすみ※が気になる方に

RFサポート 透明感 保湿

フローレスセラム ホワイト 【医薬部外品】

型番/JAN：CS19003/4540790186134
内容量：80g



乾燥が気になる方に

RFサポート ハリ 保湿

フローレスセラム ハイドレイティング

型番/JAN：CS21004/4540790257636
内容量：80g



毛穴が気になる方に

RFサポート 毛穴 保湿

RFブースターパッド 毛穴ディープクレンス

型番/JAN：YRF0003/4540790139130
内容量：15包



ハリが気になる方に

RFサポート ハリ 保湿

RFブースターパッド クリアディープモイスタチャー

型番/JAN：YRF0004/4540790139239
内容量：15包



※古い角質による

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場 1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで
〈ヤーマンコールセンター〉 受付9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など ☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話 ☎ 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

ヤーマン公式サイト

日本語版

中文版



●ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●この製品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2024年7月現在のものです。 PR-M22-2

YAMAN
TOKYO JAPAN



リフトケア^{※1} & 美白浸透ケア^{※2}
業務用レベル美顔器^{※3}

美顔器カテゴリ

2018-2022年
マーケットシェア

5年連続
No.1^{※4}

Photo PLUS Prestige SP

フォトプラス プレステージ SP

※1 引き上げるように動かすこと ※2 角質層まで ※3 当社業務用機器と同等の周波数のこと ※4 (株)富士経済『美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

プロが信頼するエステ用機器の技術から生まれた美顔器 本格リフト^{※1}×美白浸透^{※2}ケア

エステで使われている 業務用機器の技術を応用

「フォトプラス プレステージ」シリーズは、
業務用機器を作り続けたヤーマンが、
その高度な技術を活かして開発した美顔器シリーズです。

磨く 温める 満たす 創る 閉じ込める の

5つのケアを1台に集約し、
エステサロンのような極上ケア^{※3}を実現。



エステ用機器
クイーンリフト for Pro クリアプラス

効率的な EMSで叶える リフトケア^{※1}

特許技術^{※4}取得の「並行電極」を
応用し、より複雑にEMSを出力。
表情筋へアプローチします。

美容成分を 肌奥^{※2}に届ける 美白浸透^{※2}ケア

保湿成分と美白成分^{※5}の
浸透^{※2}効率を高める独自波形で
効率的な美白ケアを可能に。



長年の美容技術を結集



＜イメージ＞

1 分割電極 EMSで効率的なリフトケア^{※1}

業務用レベルの周波数^{※2}、
3MHzのRF(ラジオ波)で温めながら、分割電極から
出力されるEMSが回転して表情筋を刺激。
複雑かつ心地よい体感の刺激で
土台^{※3}から肌にアプローチし、ケアします。

広い電極で効率的に

ヤーマン特許技術^{※4}
の「並行電極(二重リング)」
を応用した分割電極は
電極部分が広く、効率
的にケアできます。



電極部分

2 3色LEDを組み合わせる照射 美肌光を搭載

クリニックでも使われる安全性の高いLEDで、
うるおいやハリ向上が期待できる、
ヤーマン独自のLED光美容テクノロジー。
本製品では、各モードに合わせたLEDを
搭載し、美肌光による光美容もかなえます。



美肌光



＜イメージ＞

※1 引き上げるように動かすこと ※2 角質層まで
※3 エステサロンのメニューのように多くの機能を搭載していること
※4 特許第6212608号 ※5 ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、ナイアシナミド

※1 引き上げるように動かすこと ※2 当社業務用機器と同等の周波数のこと
※3 角質層まで ※4 特許第6212608号

リニックの技術に着想を得たRFを搭載ー

3 DWHPーダイナミックホワイトニングハイパーパルスー 浸透^{※1}に特化した2つの独自波形を搭載

高分子の保湿成分までも届ける高浸透^{※1}×リフトケア^{※2}テクノロジーの

DYHP(ダイナミックハイパーパルス)に加えて導入波形を追加。

美白成分^{※3}の浸透^{※1}効率を高める導入波形「DWHP(ダイナミックホワイトニングハイパーパルス)」は、

独自の技術により角質層のすみずみにまで美容成分を届け、

ワンランク上のスキンケアを実現。

DWHPによる美容成分の浸透^{※1}効率

ビタミンC
誘導体^{※4}
約1.7倍

トラネキ
サム酸^{※4}
約1.4倍

ナイアシ
ンアミド^{※4}
約1.9倍



(イメージ)

専用コスメで効率的に透明感のある肌へ

美白有効成分「アルブチン」や、美容機器の実力を助けるサポート成分^{※1}を配合した薬用ジェル。過剰なメラニンの生成を防ぎ透明感のある肌を保ちます。

美白有効成分

アルブチン

メラニンの生成を抑え、
しみ・そばかすを防ぐ

+

4種のうるおい成分

安定型ビタミンC誘導体^{※2}
[整肌成分]

ヒアルロン酸ナトリウム
[保湿成分]

ナイアシンアミド^{※3}
[保湿成分]

リボソーム Q10^{※4}
[保湿成分]



フローレスセラム
ホワイト
[医薬部外品]

※1 ケエン酸、ケエン酸ナトリウム いずれも pH 調整剤 ※2 リン酸ヒアスコルビルマグネシウム ※3 ニコチン酸アミド ※4 ユビデカレノン


サロンで人気のコースがこれ1台で。
5つのモードであらゆる肌悩みにアプローチ。



〈おすすめコスメ〉
RFブースターパッド
毛穴ディープ
クレンジ

RF美容器をサポートし、毛穴や角
質汚れもスッキリ。

1 CLEAN Mode 約3min




(イメージ)

じんわり温めて毛穴汚れを吸着

RF+イオンのダブルのアプローチで、洗顔では落
としきれない汚れを吸着します。

RF(ラジオ波) イオン導出

2 NEB (DWHP ON/OFF) Mode 約3min



(イメージ)

高分子成分や美白成分^{※1}の浸透^{※2}を促進


美白成分^{※1}の浸透^{※2}に特化した「DWHP」波形に
切り替え可能。

RF(ラジオ波) DYHP DWHP 赤色LED 橙色LED

〈おすすめコスメ〉
RFブースターパッド
クリアディープ
モイスチャー

フローレスセラム
ホワイト
[医薬部外品]

3 EMS UP Mode 約3min



(イメージ)


EMSで心地よく表情筋を刺激

分割電極から出力されるEMSが回転しながら刺
激。タッピングのような心地よい体感で表情筋を
ケアします。

EMS(高周波) 赤色LED



4 EYE CARE Mode 約2min



(イメージ)

温めと微弱電流で本格目もとケア

RFで温めながら、目もと用EMSとマイクロカレント
で、デリケートな目もとのケアをします。

RF(ラジオ波) 目もと専用EMS マイクロカレント

〈おすすめコスメ〉
フローレスセラム
ハイドレイトング
バレルミチン酸レチノールをはじめ、
ハリ成分などを贅沢に配合。

5 COOL Mode 約3min



(イメージ)

キュッと引き締め^{※3}キメの整った肌へ

ケアの最後に、冷却機能で肌をキュッと引き締め
ます。

冷却 青色LED



〈動かさずのコツ〉
美容器をポンポン
と、下から上に向
かって押しあてます。

※1 ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、ナイアシンアミド ※2 角質層まで ※3 肌を冷やしてケアすること

※1 角質層まで ※2 引き上げるように動かすこと ※3 ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、ナイアシンアミド ※4 【試験方法】化粧品のみ、本製品+化粧品を前腕部に使用、DWHPモードで1回使用後、浸透量を計測した。ナイアシンアミドは平均23.9±3.9歳男性10名で実施、3分間使用した。トラネキサム酸・ビタミンC誘導体(VCPMG)は平均38.4±7.4歳男性10名で実施、1分間使用した。効果には個人差があります。