

Medi Lift

あらゆる世代のリフトケア*悩みに対して

筋肉から、そして肌から

さまざまなアプローチができる、

それがメディリフトシリーズです。

100%ハンズフリー、気になる部分に土台からケアを。

* 機器で肌を持ち上げること

User's Voice メディリフトシリーズを愛用するお客さまの声

着脱しやすく毎日朝夕使用するのが日課となりました。慣れれば使用しながら血洗いも出来るので、すっかりルーティンに組み込まれました。少しずつではありますが、横顔のモリっとしたほっぺまでしっかり刺激されているのを感じます。エラのあたりの筋肉もほぐされているので引き続き使用します！

メディリフト プラス



ニードルリフトクリームを使い始めて1ヵ月が経ちました。最初は皮膚がチクチクして違和感がありましたが、日に日にそのチクチクが快感となり、肌にハリが出てきて乾燥肌が気にならなくなりうるおいが増してきました。そして併用してメディリフト アイも毎日10分使用し、肌の変化を日々感じながら過ごしています。

メディリフト
ニードルリフトクリーム



* お客さまよりいただいたコメントの中から抜粋・編集の上掲載しています。個人の感想であり、効果効能を保證するものではありません。

**購入前
の
ご注意**

●製品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。●カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。●実際の製品には注意ラベルなどが貼ってあるものがあります。

販売店

ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場 1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで

〈ヤーマンコールセンター〉

受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

ヤーマン公式サイト



PR-ML-12

着ける、塗る、 メディリフト。

累計出荷数量
150万[※]
突破!



使ったひとから、あがる毎日。

YAMAN

TOKYO JAPAN

※ 2018年4月1日~2023年5月31日までの美顔器・コスメ含むメディリフトシリーズ出荷数量(当社調べ)

for EYES

for FACE

for NECK

こんなお悩みに...

☒ 目もとのエイジングサイン

☒ 酷使しがちな目もとの印象ダウン



メディリフト アイ

強く美しい目もと印象を左右する、
「目チカラ筋^{※1}」にアプローチ



メディリフト
モイスターセラム
ハリのある肌へ



メディリフト アイセラム
目もとのエイジングサインに
アプローチ

こんなお悩みに...

☒ 顔全体がもたついた印象

☒ ほうれい線(部位として)、エイジングサイン



メディリフト プラス/メディリフト

印象年齢を決める顔の
下半分にアプローチ



メディリフト
モイスターセラム
ハリのある肌へ



メディリフト ニードルリフトクリーム
ハリとツヤに満ちた肌へ

こんなお悩みに...

☒ 首もとをみせる着こなしに自信がない

☒ ねこ背に見られがち



メディリフト ネック

エイジングサインの出やすい
首もとを徹底ケア



メディリフト
モイスターセラム
ハリのある肌へ

さらに上がる、リフト実感。^{※1}



Medi Lift PLUS

メディリフト プラス

100%ハンズフリー 3DウェアラブルEMS美顔器

EMS

ハンズ
フリー

ワンタッチ
装着

コードレス

メディカル
シリコーン

水洗い可
(マスクのみ)



POINT for LIFT^{※1}

印象を決めるのは 顔の下半分

身体の筋肉は使わないと

年齢とともに衰え、

その上にある皮膚も連動して

下がっていきます。

それは顔の筋肉も同じ。

見た目の印象は、顔の下半分の

筋肉のケアに大きく関係しています。

筋肉の特徴にあわせてケアをしましょう。



“休ませる”べき筋肉

こうきん
咬筋

頬や口もとの表情筋を深部から支えている筋肉。食べ物の咀嚼やストレスによる噛み締めなど、酷使しがちです。硬い筋肉をストレッチし、整えましょう。

“鍛える”べき筋肉

だいしょうきょうこつきん
大小頬骨筋

頬を直接的に引き上げる役目の表情筋で、通称「リフト筋^{※2}」。この筋肉が動くと「幸せな気分」になるということが研究でわかっています。

FUNCTION

01

リフトケア※1のために考え抜かれた 2種の独自EMSと 電極配置

全顔の筋肉を区別せずに一気に鍛える※2のは
顔の印象にとって

逆効果になる可能性があります。

メディリフト プラスは1回10分のオートプログラムで、
適切な波形のEMSを自動で出力し、
効率的に表情筋をケアします。



咬筋への アプローチ

リリースEMS※3

固くなった咬筋を整えるためのEMS。
メディリフト プラスは
新たに中周波領域のEMSを搭載し、
より深部まで細かく咬筋を
刺激します。

大小頬骨筋への アプローチ

トレーニングEMS

大頬骨筋・小頬骨筋を
鍛える※2ためのEMS。
肌を土台から支える筋肉を鍛えて※2
重力に負けない表情を
作ります。

02

EMSが進化
体感がさらにアップ



従来品に比べより顔の筋肉が動き、
高い満足度を与えます。

※ 従来品 (EP-14BB) と比べて、筋肉の動き方に関
する官能調査において (N=10)

03


ワンタッチで簡単装着
フェイスラインをしっかりカバー



太いバンドでフェイスラインの広範囲をカバー。簡単に装
着でき、物理的にも引き締めるので、もたつきが気になる
方におすすめです。

※1 機器で肌を持ち上げること ※2 電気刺激を筋肉に伝え筋肉を動かすこと ※3 EMS波形による感じ方

「ながら美容」で
10分間を有効活用!!



スマホを見ながら



ストレッチしながら



テレビを見ながら



メディリフト

人気のメディリフト



愛用者満足度調査

約98.6%のお客さまが満足と回答しています。
※30～50代の女性(139名)がメディリフトを使用
し、Webアンケートで回答した結果(2019年12月～
2020年1月実施) ※個人の感想です。

Medi Lift X Skin care

メディリフトシリーズ全般と合わせて
ご使用いただけます。

※ 使用後は保管の前に必ず機器のお手入れをし、
化粧品を取り除いてください。



メディリフト
モイスターセラム

P.11へ

ぐっと、鮮烈な目もとへ。



Medi Lift Eye

メディリフト アイ

目ヂカラ筋^{※1}にアプローチ 3DウェアラブルEMS美顔器

EMS

ハンズ
フリー

コードレス

メディカル
シリコン

水洗い可
(マスクのみ)


ヒーター



POINT for LIFT^{※2}

強く美しい目もとの鍵 目ヂカラ筋^{※1}

ぼんやりした目もと印象は、
顔の表情筋が大きく関与しています。
眼輪筋・側頭筋のケア、
つまり目ヂカラ筋^{※1}を
鍛える^{※3}ことが目もとのケアにつながります。



MODE

Lift mode リフトモード

トニング系のEMSを採用。
「トントン」という筋肉運動で、
眼輪筋と側頭筋を鍛えます^{※3}。

Stretch mode ストレッチモード

リリース系のEMSを採用。
「ギュー」という筋肉運動で、眼輪筋と
側頭筋を心地よく刺激します。

+ アイヒーター

約40℃のヒーターによって
目の下に心地よい温感を。

愛用者満足度調査

約98.1%のお客さまが満足と回答。



*30～50代の女性(104名)がメディリフト
アイを使用し、Webアンケートで回答した結
果(2020年7月実施) *個人の感想です。

※1 目もとの印象を大きく左右する眼輪筋と側頭筋の総称を指した造語
※2 機器で肌を持ち上げること ※3 電気刺激を筋肉に伝え筋肉を動かすこと

Medi Lift X Skin care

メディリフト アイと合わせて
ご使用いただけます。

* 使用後は保管の前に必ず機器のお手入れをし、
化粧品を取り除いてください。



メディリフト
モイストチャー
セラム



メディリフト
アイセラム

P.11へ

首もと、凛と、美しく。

Medi Lift Neck

メディリフト ネック

首もとエイジングサインにアプローチするEMS美容器

EMS

ハンズ
フリー

コードレス

モイスチャー
パルス

ヒーター



POINT for LIFT^{※1}

美しい顔立ちのポイント 胸鎖乳突筋

年齢を隠せない首もとは、スマホの長時間使用など日頃の生活習慣で無意識のまま、日々衰えます。

美しい顔立ちを支える首の重要な筋肉

「胸鎖乳突筋」をケアすることで、首もとだけでなく、顔立ちにもアプローチ。美しさのもとを首もとケアから手に入れましょう。



FUNCTION 1モードで内側と外側から同時に効果実感



※1 機器で肌を持ち上げること
※2 EMSによる感じ方(より流れるような体感)

メディリフト シリーズ 比較表

製品	 メディリフトプラスセラムセット EPM-18BB-2	 メディリフト EP-14BB	 メディリフト アイ EPE-10BB	 メディリフト ネック EPN-10B3
こんな お悩みに	☒ 顔のもたつき ☒ エイジングサイン		☒ エイジングサイン ☒ 目もとの印象ダウン	☒ 首もとの乾燥小じわ ☒ ねこ背に見られがち
ケア箇所				
使用頻度	毎日使用可			
装着回数	1タッチ	2タッチ	2タッチ	1タッチ
機能	トレーニングEMS リリースEMS※1 (中周波あり)	トレーニングEMS リリースEMS※1	トレーニングEMS リリースEMS※1 ヒーター	ドレナージュEMS※2 ヒーター モイスチャーパルス
モード数	1モード	3モード	2モード	1モード
EMS レベル数	10レベル	6レベル	4レベル	4レベル
おすすめの スキンケア	①		① ②	①

Medi Lift X Skin care お悩み別・おすすめケアルーティーン

for FACE 顔のハリ感が気になる



for EYES 目もとのエイジングサインが気になる



for NECK 首もとを見せる着こなしに自信がない



Medi Lift Cosmetics メディリフト コスメティクス

美容機器とのあわせ使いでより効果実感を

①



メディリフト モイスチャーセラム

EMSをサポートしながら保湿&ハリケアをするセラム。化粧水・セラムで肌をお手入れした後、美容機器を使用してください。

②



メディリフト アイセラム

乾燥による小じわを目立たなくし※3、目もとにハリをもたらす集中美容液。肌を保湿後、顔全体にメディリフトモイスチャーセラムでお手入れし、目もとに使用してください。

ハリ悩みを肌からアプローチ

約100万本※4のニードルと純金24K※5を配合。
肌にダイレクトに届け※6、もっちりハリ肌へ。

メディリフト ニードルリフトクリーム

天然由来のマイクロニードルに独自の美容成分「ゴールドコロイド」を詰め込み、角質層までダイレクトに届け、ハリとツヤに満ちた肌へと導きます。

朝と夜、化粧水等で肌を整えた後、顔の中心から外へ持ち上げるように顔全体になじませます。気になる部分には重ね塗りを。



* 機器との併用はできません。

※1 EMS波形による感じ方 ※2 EMSによる感じ方(より流れるような体感) ※3 効能評価試験済み
※4 製造上、本数には若干の変動があります。 ※5 整肌成分 ※6 角質層まで

Medi Lift series

for FACE



品名	メディリフト プラス セラムセット
型番	EPM-18BB-2
製品質量	約176g(コントローラー+シリコンマスク)
仕様	カ ラ ー：ブラック サ イ ズ：約 W90×D20×H55mm(コントローラー) 約 W615×H170mm(シリコンマスク) 定格電源：DC 5V 0.5A 消費電力：最大約1W(充電時) 充電時間：約2時間 動作時間：約4.5時間 付 属 品：充電用USBケーブル(マグネット式)、 ACアダプター、メディリフト モイスチャーセラム



品名	メディリフト
型番	EP-14BB
製品質量	約174g(コントローラー+シリコンマスク)
仕様	カ ラ ー：ブラック サ イ ズ：約 W50×D15×H50mm(コントローラー) 約 W620×H180mm(シリコンマスク) 定格電源：DC 5V 0.5A 消費電力：最大約1.5W(充電時) 充電時間：約1.5時間 動作時間：約3時間 付 属 品：充電用USBケーブル(マイクロUSB)、 ACアダプター



for EYES



品名	メディリフト アイ
型番	EPE-10BB
製品質量	約162g(コントローラー+シリコンマスク)
仕様	カ ラ ー：ブラック サ イ ズ：約 W78×D15×H54mm(コントローラー) 約 W620×H230mm(シリコンマスク) 定格電源：DC 5V 0.5A 消費電力：最大約3.0W(充電時) 充電時間：約2.5時間 動作時間：約3時間 付 属 品：充電用USBケーブル(マグネット式)、 ACアダプター



for NECK



品名	メディリフト ネック
型番	EPN-10B3
製品質量	約250g
仕様	カ ラ ー：ブラック サ イ ズ：約 W144×D163×H70mm 定格電源：DC 5V 0.5A 消費電力：最大約2.5W(充電時) 充電時間：約3時間 動作時間：約3.5時間 付 属 品：充電用USBケーブル(マグネット式)、 ACアダプター、ストラップ



SUPPORT



品名	メディリフト サポートバンド
型番	SA419
製品質量	2枚
仕様	カ ラ ー：ブラック サ イ ズ：約 W127×D5.5×H37mm

メディリフト製品の固定バンド面のファスナーとサポートバンド面のファスナーをはり合わせ、バンド全体の長さを調整します。
*対象機種
EP-14BB, EP-17SB, EPE-10BB



Medi Lift Cosmetics

for FACE



品名	メディリフト モイスチャーセラム
型番	YML0029
内容量	50g 4540790316630



品名	メディリフト ニードルリフトクリーム
型番	YML0014
内容量	25g 4540790203039



品名	メディリフト 3Dマイクロファイラー
型番	YML0002 (1セット) YML0003 (4セット)
内容量	1セット 4540790170737 4セット 4540790170836

for EYES



品名	メディリフト アイセラム
型番	YML0004
内容量	20g 4540790170935



品名	メディリフト マイクロファイラー アイ
型番	YML0015 (1セット) YML0016 (4セット)
内容量	1セット 4540790205033 4セット 4540790205132

美を深層から科学する
表情筋研究所

表情筋研究所

確かなエビデンスに基づいた研究を実施し、
新たな市場を創り上げる研究技術を実用化し、
ここから「新しい美のカタチ」をお届けします。

表情筋研究所

FACE
LIFT
GYM
YTHAN



顔専門トレーニングジム フェイス・リフト・ジム

先端技術に裏付けられた美容機器を送り出してきた
ヤーマンが提案する、顔専門トレーニングジムです。

フェイスリフトジム

Medi Lift Cosmetics

リフトにこだわる美容機器
メディリフトシリーズから着想を得た
スキャンケアシリーズ。

くわしくはこちら

