

mysé

販売店



ヤーマン株式会社

東京都江東区古石場1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで
【ヤーマンコールセンター】受付9:00~17:00(土・日・祝・年末年始除く)

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話からは 0570-550-637 (通話料有料)

www.myse.jp

ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。
ご使用の際は、取扱説明書をよく読みのうえ正しくお使いください。
印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
この製品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2024年3月現在のものです。

PR-MS-2024-1

詳しい製品の説明や
動画はこちらから

mysé 公式サイト




mysé



Lift
Care!※



※引き上げるように動かすこと



mysé /ミーゼ

“カンタン、キレイ、お風呂でエステ。”

毎日忙しくてなかなか肌やボディのケアができない…。

そんなあなたもmyséなら大丈夫。

myséは全てお風呂で使える防水仕様*だから、

毎日のバスタイムがエステタイムに早変わり。

日々のルーティーンへの取り入れやすさにこだわりました。

体温が上がると代謝も上がるといわれているから

効率的にケアできます。

※製品によって防水レベルは異なります

Pick up your favorite mysé

顔のもたつきが気になる人

スカルプリフト
アクティブ プラス
MS-82G



>> 03

スカルプリフト
プラス
MS-82W-1



>> 03

ニードル
ヘッドスバリフト
MS-31N



>> 05

ニードル
ヘッドスバリフト
アクティブ
MS-32G



>> 05

クレンズリフト
MS-70R



>> 11

毛穴の開き、ざらつきが気になる人

ディープスキン
クリア
MS-43P



>> 09

ダブルピーリング
プレミアム
MS-40P-1



>> 10

クレンズリフト
MS-70R



>> 11

ボディケアしたい人

スパトレナー
MS-60N



>> 07

ディープコア
MS-10P-1



>> 11

頭皮ケアしたい人

スカルプリフト
アクティブ プラス
MS-82G



>> 03

スカルプリフト
プラス
MS-82W-1



>> 03

ニードル
ヘッドスバリフト
MS-31N



>> 05

ニードル
ヘッドスバリフト
アクティブ
MS-32G



>> 05

“頭筋”をEMSで
刺激しながら、
顔のリフトケア※1

スカルプリフト アクティブ プラス

MS-82G



EMS
体感
約2倍※2



製品サイト



スカルプリフト プラス

MS-82W-1



製品サイト



- 低・中周波EMS
- バイブレーション
- マイクロカレント
- LED (RED)

防滴 IPX5

顔へのブラシフィット感UP!

フェイスアタッチメントのブラシのフィット感が向上したことで
よりリフトケア※1をサポート。


リフト力
体感

約144%※4

※1 引き上げるように動かすこと ※2 (株)富士経済「美容 & 健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024」2020-2022年実績
日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして ※3 スカルプリフト (MS-80W) のSCALPモードとの比較 ※4 美容機器によって肌が
持ち上げられる力のこと ※5 本製品 (MS-82G) と当社従来品 (MS-80G) のフェイスアタッチメントをそれぞれ使用したときの体感の違いを
20-30代の男女 (13名) にアンケートした結果 (2022年5月実施) *使用時は頭皮や顔をぬらしてください

● 頭筋を刺激 <SCALPモード>

12本の電極ピンから出力する頭筋用に開発された低周波EMSとマイクロカレント、赤色LEDで硬くなりがちな頭筋を刺激。さらにブラッシングしながら、毎分約7,000回の微細な振動で効率的に頭皮全体をストレッチしていきます。



スカルプ用アタッチメント


for SCALP

頭皮

髪の毛の生え際から頭頂部に向かって
引き上げるように動かすことで、
頭皮だけではなく顔までリフトケア※1します。

● 表情筋を刺激 <FACEモード>

22本の柔軟な電極ピンから低・中周波EMSを複雑に出力。多点多点式電極により、あらゆる方向からEMSを出力することで、多角的かつ集中的に表情筋を刺激します。また、同時にマイクロカレントと赤色LEDを出力します。



フェイス用アタッチメント


for FACE

フェイス

首

肩

口もと、フェイスラインなどを
引き上げるように動かすことで
リフトケア※1します。



中周波EMSで
インナーマッスル
まで届く!

(イメージ)



“極”ニードルで、
頭も顔も深まで^{※1}
リフトケア^{※2}

ニードル ヘッドスパリフト

MS-31N



製品サイト



ニードルヘッドスパリフト アクティブ

MS-32G



製品サイト



硬めのシリコンだから
こんな人におすすめ

頭皮が
硬い人

眼輪筋に
硬さを感じ人

- つかみもみ
- つまみ上げ
- パイブレーション

防水IPX7

※1 角質層まで ※2 引き上げるように動かすこと ※3 (株)富士経済「美容&健康家電市場 関連サービストレンドデータ2023-2024」2020-2022年実績
日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして ※4 美容機器によって肌が持ち上げられる力のこと ※5 本製品 (MS-31N) と当社従来品
(MS-30P/N) のヘッド用アタッチメントをそれぞれ使用したときの体感の違いを20代~40代の男女(12名)にアンケート調査した結果(2022年7月実施)

● 新体感!!ニードルアタッチメントが頭皮を点で刺激

ニードル形状のシリコン製のブラシを髪をかき分け、頭皮を深く^{※1}刺激します。



● リフトケア^{※2}

長さ9mmのニードルブラシ48本が頭皮を深く^{※1}刺激。さらにラウンド形状が頭にフィット。頭皮全体をつかみながら筋肉までアプローチします。



頭にフィット




お風呂で使える



もみ出しアタッチメントなら
頭皮~顔・首・肩までもみ出しできる

● 頭皮洗浄

パイブレーションで汚れを浮き上がらせ、ブラシが髪をかき分けて、シャンプーだけでは落としきれない汚れをかき出します。気になるニオイやべたつきのケアに。





いつものお風呂がジムになる。
EMSでヒップを鍛えて※1、
理想的な後ろ姿へ



*撮影用に衣服を着用しています。実際にご使用される場合には衣服の上から使用しないでください

スパトレナー

MS-60N



製品サイト



■低・中・高周波EMS

防水IPX8

EMSの刺激が
筋肉にしっかりアプローチ
できていると感じた

約100%

機器の使用により
トレーニング効果が
ありそうだと感じた

約91%

様々なシーンで使用
できるから、継続して
使い続けられそうだと感じた

約91%

【調査概要】臀部と大腿内側部の2箇所にレベル3～10の範囲で10分間ずつ使用後、感想として「強く思う」～「まったくそう思わない」までの7段階評価に対して「どちらかといえばそう思う」評価以上の割合の合計値。N=11（24歳以上39歳以下の女性）体感には個人差があります

※1 電気信号を筋肉に与え、筋肉を動かすこと ※2 IPX8

インバスでもアウトバスでもケアできる

環境センサー搭載&防水※2だからいつでもどこでも気になる部位にアプローチ




お尻



背中・腰




もも裏



使いやすさにこだわった
フレキシブルシート

折り曲げられるから
様々な部位にフィットして使いやすい

2つのEMSモード搭載で目的にあわせて モードが選べる




＜イメージ＞

UP MODE <アップモード>

低周波

リズムカルにトントントンと小刻みな体感で
表層の筋肉に刺激を与えて、筋肉を収縮させます。



＜イメージ＞

STRETCH MODE <ストレッチモード>

低周波～高周波

ギューと引き伸ばされたような体感で、
深層の筋肉までじっくり刺激します。

スプーンヘッドで 毛穴の黒ずみを ディープオフ

ディープスキנקリア

MS-43P



製品サイト




- ウォーターピーリング
- イオンクレンジング
- イオンモイスチャー
- 超音波タッピング

防滴 IPX5

新形状! スプーンヘッド

でこぼこした小鼻にフィット。
クルクルとなでるだけで多方向から汚れをすくい取ります。
さらにスプーンに溜まった水に皮脂汚れを溶かし出すから、
頑固な汚れにもアプローチ。



✓ 小鼻の黒ずみを除去 <ダブルピーリングモード>

ウォーターピーリング

イオンクレンジング

毎秒約27,000回の超音波振動で肌の上の水を振動させ、
ウォーターピーリング。さらに同時にイオンクレンジ
ングを行うことでしっかりと汚れにアプローチします。



✓ うるおいケア <モイストリフトモード>


超音波タッピング

イオンモイスチャー

超音波による微細な振動でのタッピングと同時にイオンモイスチャーを
行うことで角質層まで美容成分を浸透させます。

✓ ボディケア <ボディモード>

ひじやかかとの気になる角質を水と超音波の力で
肌をこすることなくケア。二の腕のざらつきにも。



ダブルピーリング プレミアム

MS-40P-1

製品サイト



- ウォーターピーリング
- イオンクレンジング
- イオンモイスチャー
- 超音波タッピング

防滴 IPX5


✓ 毛穴汚れを除去

<ダブルピーリングモード>

ウォーターピーリング

イオンクレンジング

毎秒約27,000回の
超音波振動



for FACE

幅広ヘッドで気になる肌の
ざらつきも一気にケア。



フェイスヘッド

for BODY

ボディ専用のヘッドに
付け替えれば、ひじや
かかとの角質ケアも。



ボディヘッド

洗顔しながらEMSで表情筋をケアする美顔器

クレンズリフト

MS-70R



- 音波振動
- イオンクレンジング
- イオンモイスチャー
- 中波EMS

防水 IPX7

製品サイト



① リフトケア*1×洗顔 <クレンズリフトモード>

音波振動ブラシとイオンクレンジングで汚れをしっかり取り除きながら、EMSで表情筋を刺激。気になる毛穴にアプローチします。



洗顔



EMS

② 肌のケア <モイストリフトモード>

毎分約10,000回の音波振動とイオンモイスチャーで肌をケア*2。さらにEMSで表情筋にもアプローチして、肌を土台からキュッと引き締めます。

ディープコア

MS-10P-1



- もみ出し

防水 IPX7

製品サイト



① エステの3つの手技を再現

特殊形状のアタッチメントが高速回転することで、エステティシャンのプロのハンドテクニックが、おうちで簡単に再現できます。



もみ出す



ひねり上げる



押し流す



for BODY

★おすすめ

- ウエスト
- ★二の腕
- ★ふくらはぎ
- 太もも
- ヒップ
- 背中



for FACE

フェイス

- フェイスアタッチメント

Specification

品名

頭筋リフトブラシ
スカルプリフト
アクティブ プラス

型番

MS-82G

使用部位

頭皮

フェイス

首・肩

防水

IPX5 (防滴仕様)

電源

充電式

充電時間

※使用モードに
よって変わります

約3時間充電
約30分使用可

海外使用

100~240V

仕様

本体サイズ: 約W54×D180×H56(mm)
(スカルプ用アタッチメント取付時)

本体質量: 約123g

定格電源: DC 5V / 1.0A

消費電力: 約3W (充電時)

付属品: 充電台 (USBケーブル付)、
スカルプ用アタッチメント、
フェイス用アタッチメント、
ACアダプター

JAN
コード



4 540790 332333



EMS
体感
約2倍*

頭筋リフトブラシ
スカルプリフト
プラス

MS-82W-1

頭皮

フェイス

首・肩

IPX5 (防滴仕様)

充電式

約3時間充電
約30分使用可

本体サイズ: 約W54×D180×H56(mm)
(スカルプ用アタッチメント取付時)

本体質量: 約125.5g

定格電源: DC 5V / 1.0A

消費電力: 約3W (充電時)

付属品: 充電台 (USBケーブル付)、
スカルプ用アタッチメント、
フェイス用アタッチメント、
ACアダプター、ポーチ



4 540790 332234

※1 引き上げるように動かすこと ※2 事前に化粧水などを塗布してください

※スカルプリフト (MS-80W) のSCALPモードとの比較

Specification



品名	頭皮美容器 ニードル ヘッドスパリフト	頭皮美容器 ニードル ヘッドスパリフト アクティブ	ヒップリフトEMS機器 スパトレナー	ピーリング美容器 ディープスキンクリア	ピーリング美容器 ダブルピーリング プレミアム	洗顔美容器 クレンジリフト	美容ローラー ディープコア
型番	MS-31N	MS-32G	MS-60N	MS-43P	MS-40P-1	MS-70R	MS-10P-1
使用部位	頭皮 フェイス 首・肩	頭皮 フェイス 首・肩	ヒップ 背中・腰 太もも うで	フェイス ボディ	フェイス ボディ	フェイス	ボディ フェイス
防水	◎ IPX7 (防水仕様)	◎ IPX7 (防水仕様)	◎ IPX8 (防水仕様)	○ IPX5 (防滴仕様)	○ IPX5 (防滴仕様)	◎ IPX7 (防水仕様)	◎ IPX7 (防水仕様)
電源	充電式	充電式	充電式	充電式	充電式	充電式	充交両用
充電時間 ※使用モードに よって変わります	約3時間充電 約20分使用可	約3時間充電 約20分使用可	約2時間充電 約4時間使用可	約2.5時間充電 約30分使用可	約3時間充電 約30分使用可	約2時間充電 約3.5時間使用可	約3時間充電 約30分使用可
海外使用 100~240V	○	○	○	○	○	○	○
仕様	本体サイズ: 約W97×D105×H103 (mm) (アタッチメントは除く) 本体質量: 約287g (アタッチメントは除く) 定格電源: DC 5V / 0.5A 消費電力: 約3W (充電時) 付属品: 充電台、ニードルアタッチメント、 もみ出しアタッチメント	本体サイズ: 約W97×D105×H103 (mm) (アタッチメントは除く) 本体質量: 約287g (アタッチメントは除く) 定格電源: DC 5V / 0.5A 消費電力: 約3W (充電時) 付属品: 充電台、ニードルアタッチメント、 もみ出しアタッチメント	本体サイズ: 約W356×D324×H20 (mm) 本体質量: 約640g 定格電源: DC 5V 1.0A 消費電力: 約5W (充電時) 付属品: 吸盤、充電用USBケーブル	本体サイズ: 約W55×D26×H141 (mm) 本体質量: 本体約53g ワイドヘッド約38g スプーンヘッド約34g 定格電源: DC 5V / 0.5A 消費電力: 約1.25W (充電時) 付属品: 充電台 (USBケーブル付)、 ワイドヘッド、スプーンヘッド、 ワイドヘッド/スプーンヘッド共通キャップ	本体サイズ: 約W50×D21×H165 (mm) 本体質量: 本体約58g ヘッド約36g 定格電源: DC 5V / 0.5A 消費電力: 約3W (充電時) 付属品: 充電台 (ACアダプター)、 フェイスヘッド、ボディヘッド、 フェイスヘッド/ボディヘッド共通 キャップ、ポーチ	本体サイズ: 約W54×D69×H60 (mm) 本体質量: 約90g 定格電源: DC 5V / 0.5A 消費電力: 約1.5W 付属品: 充電台 (USBケーブル付)	本体サイズ: 約W102×D152×H69 (mm) 本体質量: 約300g (アタッチメントは除く) 定格電源: DC 10V / 1.6A 消費電力: 約4W 付属品: ACアダプター、 ボディアタッチメント、 フェイスアタッチメント、ポーチ
JAN コード	 4 540790 333934	 4 540790 365836	 4 540790 401831	 4 540790 249037	 4 540790 184130	 4 540790 177835	 4 540790 183836