



レイボーテ
クールプロ **NEW**

YJEA6W



ローラー
アタッチメント



LED
アタッチメント



スポット
アタッチメント

製造国	日本
本体質量	約420g (ローラーアタッチメント装着時)
本体サイズ	約W62×D60×H179.5(mm) (ローラーアタッチメント装着時)
定格電源	DC24V/3.5A
消費電力	待機時約22W (瞬間最大約84W)
付属品	ACアダプター ローラーアタッチメント LEDアタッチメント スポットアタッチメント Vデザインツール



レイボーテ
ハイパーZERO

YJEA4N



ローラー
アタッチメント



LED
アタッチメント



スポット
アタッチメント

製造国	中国
本体質量	約330g (ローラーアタッチメント装着時)
本体サイズ	約W63×D54×H169(mm) (ローラーアタッチメント装着時)
定格電源	DC12V/5A
消費電力	待機時約7.0W (瞬間最大約60W)
付属品	ACアダプター ローラーアタッチメント LEDアタッチメント スポットアタッチメント Vデザインツール



お風呂で使える!※
レイボーテヴィーナス
ビューティープラス

YJEA3N



フェイシャル
アタッチメント



VI
アタッチメント



O
アタッチメント

製造国	中国
本体質量	約450g (本体のみ)
本体サイズ	約W82×D65×H203(mm)
定格電源	DC9V/2.0A
消費電力	約8.0W (充電時)
付属品	ACアダプター フェイシャルアタッチメント VIアタッチメント Oアタッチメント Vデザインツール

※IPX7

ムダ毛ケア後の保湿ケアに

植物性美肌成分と保湿・美容成分を配合。
ムダ毛のお手入れ後の保湿アフターケアローション



バーリースキン
ローション

YRB0001

内容量:100ml

販売店

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンコールセンターまで

【ヤーマンコールセンター】受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

☎ 0120-776-282(通話料無料)

携帯電話 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com/>

ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
この製品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2024年2月現在のものです。

PR-REI-2024-1

ヤーマン公式サイト

日本語版

中文版



美容機器専門メーカーが開発

YAMAN
TOKYO JAPAN


ハイパワー
× 美肌^{※1}



2018-2022年
マーケットシェア

5年連続
No.1^{※2}

※1 総称使用することでムダ毛が目立ちにくくなること ※2 (株)富士経済「美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020」2018-2019年末編、
「美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024」2020-2022年末編、英語版カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして



美容機器専門メーカーのヤーマンが 開発した光美容器「レイボーテ」

業務用から家庭用まで、40年以上ムダ毛悩みと向き合ってきたヤーマン。

1979年にニードル脱毛を日本に紹介するとともに、

高周波脱毛器を開発してきました。

さらに5年連続美顔器No.1メーカー※のノウハウを光美容器に応用。

ムダ毛をケアしながら使うたび

「きれい」を実感できる美しい肌に。



YAMAN

美容機器専門メーカー「ヤーマン」

1978年の設立以来、先端テクノロジーと革新的なアイデアでエステサロンにも選ばれる美容機器を開発。そのクオリティは日本ではもちろん、世界でも広く愛されています。

※(株)富士経済『美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、
『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

美容機器専門メーカーのヤーマンだからこそできる、 3つのポイント

POINT
1

ハイパワー

太い毛やヒゲもハイパワーでケア
IPL方式採用でパワフルにムダ毛ケアできます。

シェーバー
のみ使用

シェーバー
+ レイボーテ使用※1




使い続けることでムダ毛が目立ちにくく。

POINT
2

美肌

IPL方式を採用、
継続使用することで美肌へ導く
エステサロンで一般的に使用される方法で、
黒い色に反応するフラッシュでムダ毛をケアします。
継続して使用することでムダ毛が目立ちにくく、
毛穴が気にならない美しい肌に。




<イメージ>

POINT
3


肌に良い影響を与える光

*医療機器ではありません



光には、肌にダメージを与える紫外線や、良い影響を与える可視光線など色々な種類のものがあります。可視光線の中でもレイボーテは良い影響を与えられる580nm付近の波長を含んだ、キセノンフラッシュを採用しています。

さらに刺激となりやすい
紫外線領域をカット!
低刺激ケアができます



※【使用機種】YJEA3N 【試験方法】1週間に4回使用、1ヵ月後の肌の状態を比較（最後のお手入れより3日後の画像）【被験者】20代男性3名 【撮影部位】脇 効果には個人差があります（当社調べ）

レイボーテであなたにあったムダ毛ケア



NEW!

冷却 × スピード × ハイパワー

レイボーテ クールプロ

YJEA6W

- ☒ ハイパワーでケアしたいけど痛みが不安な方
- ☒ 時短でムダ毛ケアをしたい方
- ☒ 家族やパートナーとシェア※1 使いたい方

→ P.06 へ



スピード × ハイパワー

レイボーテ ハイパー ZERO

YJEA4N

- ☒ ハイパワーでムダ毛ケアをしたい方
- ☒ 時短でムダ毛ケアをしたい方
- ☒ 家族やパートナーとシェア※1 使いたい方

→ P.10 へ



防水※2 × ハイパワー

レイボーテヴィーナス ビューティープラス

YJEA3N

- ☒ お風呂などプライベート空間でムダ毛ケアをしたい方
- ☒ VIO のムダ毛をやさしくケアしたい方

→ P.11 へ

＝ 製品ラインナップ ＝



레이보테
쿨프로



레이보테
하이퍼 ZERO



레이보테ヴィーナス
ビューティープラス

全モデル
VIO・ヒゲ
に対応！

	★★★★★ (ダブルランプ)	★★★★★ (ダブルランプ)	★★★ (シングルランプ)
パワー			
冷却機能	○※1	—	—
ローラー (連続照射)	○	○	—
最大 照射回数	約120万発※2	約120万発※2	約40万発※3
照射間隔	約0.2秒※2	約0.2秒※2	約0.5秒※3
防水	—	—	○※4
LED	赤/青	赤	—
電源	交流式	交流式	充電式

お手入れ頻度 (全機種共通) *同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください

最初の2カ月
2週間に1回程度・フェイスクアは週2~3回程度

3カ月目以降
4~8週間に1回程度

●効果を感じにくい場合は、肌の状態を確かめた上で、VIOライン以外については3日に1回を限度に、VIOラインについては1週間に1回を限度に1回程度にしてお試しください。●効果の感じ方は使用する部位や個人によって異なります ●本製品は永久脱毛をするものではありません

※1 ローラーアタッチメント装着時のみ ※2 ローラーモード (レベル1) 使用時 ※3 ボディモード (レベル1) 使用時 ※4 IPX7

2024 最新モデル

シリーズ最高^{※1} パワー！ 冷却 × 高速ムダ毛ケア

\\NEW!\\

冷却

\\NEW!\\

パワー
UP^{※3}

全身ケア
最短
約3分^{※4}

詳しい製品情報
はこちら



レイボーテ クールプロ
YJEA6W



アタッチメント



長寿命ランプ
約120万発^{※5}

照射間隔
約0.2秒^{※5}

ボディケア回数
1800回以上^{※6}

\\NEW!\\

冷却機能搭載

サファイアガラスで
冷やしながら照射。さらにハイパワーを実現

肌温度を
16~44℃に
保つから快適！




サファイアガラスによる冷却システムで
肌を冷却しながら、フラッシュでムダ毛
ケア。刺激を抑え、さらにハイパワーを
可能に。

熱すぎても、冷たすぎても、
刺激になってしまう。

冷たさは15℃以下、熱さは45℃以上から不快な刺
激として現れると言われています。レイボーテの冷
却システムは肌を16~44℃に保つことができるか
ら、快適なハイパワー照射を実現。

照射直後をサーモカメラで肌温度測定




Wランプ搭載で
シリーズ最高パワー^{※1}

ワイドな照射面にキセノンランプを
ダブル(2本)で搭載。
シリーズ最高パワー^{※1}で効率的な
ムダ毛ケアが可能に。

照射間隔約0.2秒^{※2}で
全身スピードケア

独自開発のローラーで照射もれや
オーバーケアを抑えながら
照射間隔0.2秒^{※2}を実現。
全身のケアが約3分^{※3}で完了するから
時短で効率的にケアできます。




※1 レイボーテ Rフラッシュシリーズにおいて ※2 スポットアタッチメントは共有で使用しないでください ※3 YJEA4Nと比較 ※4 ケア部位：フェイス・両脇・両足・両腕・両手
指・両足指・へそ下・ビキニライン・VIOライン/各モードレベル使用時 個人差があります ※5 ローラーモード (レベル1) 使用時 ※6 各モード レベル1で算出 個人差があります

※1 レイボーテ Rフラッシュシリーズにおいて ※2 ローラーモード (レベル1) 使用時 ※3 ケア部位：フェイス・両脇・両足・両腕・両手指・両足指・へそ下・ビキニライン・VIOラ
イン/各モードレベル1使用時 個人差があります

約120万発^{*1}の長寿命ランプ

家族で使える長寿命ランプ。
足や脇だけではなくヒゲにも使えて
家族やパートナーとシェア^{*2}して使えます。




クリニックでも使われている 安全性の高いLEDを搭載

LEDアタッチメントでムダ毛ケアだけでなく
同時にLEDも浴びることができます。



LEDの色によって届く深さに変化



肌に良い影響を与えるといわれる可視光LEDは、波長(光の色)によって肌の深部に到達する長さが変わります。



赤色 LED

IPL方式フラッシュ×赤色LEDでムダ毛ケアしながら同時にLEDを照射



青色 LED

照射後の肌にLEDモードで照射することができます

アタッチメントの使い分けで全身ケア^{*}

LEDアタッチメント 【照射面積 3cm²】

顔・ヒゲ

顔のうぶ毛やヒゲなど細かい部位に！

ローラーアタッチメント 【照射面積 9.24cm²】

腕・足
胸毛
脇
背中
顔・ヒゲ

スポットアタッチメント 【照射面積 3cm²】

Vライン Iライン Oライン 指

顔・腕・足・脇など広い部位に！

ヤーマンの技術が詰まった上位機種 ハイパワー×高速ムダ毛ケア！

全身ケア
最短約3分※1



詳しい製品情報は
こちら



レイボーテ
ハイパーZERO
YJEA4N



海外・国内
OK



交流式



家族で
使える※2



フラッシュ
レベル
☆☆☆



肌色
センサー



Made
in
China

アタッチメント

顔や細かい
部分に



LED
アタッチメント

VIOラインに



スポット
アタッチメント

長寿ランプ
約120万発※3

照射間隔
約0.2秒※3

ボディケア回数
1800回以上※4

Wランプ搭載で
ハイパワー
ワイドな照射面にキセノ
ンランプをダブル(2本)
で搭載。効率的なムダ毛
ケアが可能に。



全身約3分※1の
スピードケア
照射間隔約0.2秒※3を
実現。肌の上の移動距離を
自動で感知するローラー
連射機能搭載。



※1 ケア部位：フェイス・両脇・両足・両腕・両手指・両足指・へそ下・ビキニライン・VIOライン/各モード1使用時 個人差があります ※2 スポットアタッチメントは共有で
使用しないでください ※3 ローラーモード(レベル1) 使用時 ※4 各モード レベル1で算出 個人差があります ※5 YJEA1との比較

コードレスでどこでも 全身ハイパワーケア

防水※1
お風呂で使える

詳しい製品情報は
こちら



長寿ランプ
約40万発※3

照射間隔
約0.5秒※3

ボディケア回数
1300回以上※4



レイボーテヴィーナス
ビューティープラス
YJEA3N



海外・国内
OK



充電式



家族で
使える※2



フラッシュ
レベル
☆☆☆



防水
IPX7



Made
in
China

アタッチメント



フェイシャル
アタッチメント




VI
アタッチメント



O
アタッチメント



コードレス×防水※1だから
お風呂でもプライベート空間
でも使って時短ケア



カットフィルター

医師監修カットフィルター 搭載

VI アタッチメント・O アタッチメントは
VIO ケアに適した光を照射するカットフィルターを搭載。
医師監修のやさしい光で
デリケートな部位もやさしくケア。

監修



KOSHIOクリニック
木下 孝昭 院長

Q&A

レイボーテシリーズのムダ毛ケアに関するよくあるご質問

Q 使用できる肌の色は？

A

右図の肌の色が目安です。初めて使用する場合や長い間
使用しなかったときは、必ず照射テストを行い肌への影
響を確認してから使用してください。肌の色の濃い人や日
焼けしたあとの肌は、熱を感じやすくなります。また、肌
の色が著しく濃い人は使用できません。

肌の色					
白色	ベージュ	薄橙色	小麦色	茶色	焦茶色
○ 使用可能			× 使用不可		

※肌にあったレベルを設定してください。無理に高いレベルで使用する、やけどや
赤みの原因となります ※上記、カラーチャートの色はお客さまが閲覧される環境に
よって異なる色に見える場合がございます。

※1 IPX7 ※2 VIOラインに使用するアタッチメントは共有で使用しないでください ※3 ボディモード(レベル1) 使用時 ※4 ボディモード(レベル1) で算出 フェイス、ビキニラ
イン、VIO含まず 個人差があります