



レイボーテ
クールプロ NEW

YJEA6W



ローラー
アタッチメント



LED
アタッチメント



スポット
アタッチメント

製造国 日本

本体質量 約420g
(ローラーアタッチメント装着時)

本体サイズ 約W61.5×D60×H179.5(mm)
(ローラーアタッチメント装着時)

定格電源 DC24V/3.5A

消費電力 待機時約22W
(瞬間最大約84W)

付属品 ACアダプター
ローラーアタッチメント
LEDアタッチメント
スポットアタッチメント
Vデザインツール



レイボーテ
ハイパーZERO

YJEA4N



ローラー
アタッチメント



LED
アタッチメント



スポット
アタッチメント

中国

約330g
(ローラーアタッチメント装着時)

約W63×D54×H169(mm)
(ローラーアタッチメント装着時)

DC12V/5A

待機時約7.0W
(瞬間最大約60W)

ACアダプター
ローラーアタッチメント
LEDアタッチメント
スポットアタッチメント
Vデザインツール



お風呂で使える!※
レイボーテヴィーナス
ビューティープラス

YJEA3N



フェイシャル
アタッチメント



VI
アタッチメント



O
アタッチメント

中国

約450g
(本体のみ)

約W82×D65×H203(mm)

DC9V/2.0A

約8.0W
(充電時)

ACアダプター
フェイシャルアタッチメント
VIアタッチメント
Oアタッチメント
Vデザインツール

※ IPX7

ムダ毛ケア後の保湿ケアに

植物性美肌成分と保湿・美容成分を配合。
ムダ毛のお手入れ後の保湿アフターケアローション



パーリースキン
ローション

YRB0001

内容量:100ml

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンコールセンターまで

【ヤーマンコールセンター】受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com/>

ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

この製品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。

PR-REI-2024-2

ヤーマン公式サイト

日本語版

中文版



美容機器専門メーカーが開発

YAMAN
TOKYO JAPAN

ハイパワー × 美肌^{※1}



2018-2022年
マーケットシェア

5年連続
No.1^{※2}

※1 継続使用することでムダ毛が目立ちにくくなること ※2 (株)富士経済「美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020|2018-2019年実績、美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024|2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして



美容機器専門メーカーのヤーマンが 開発した光美容器「レイボーテ」

業務用から家庭用まで、40年以上ムダ毛悩みと向き合ってきたヤーマン。

1979年にニードル脱毛を日本に紹介するとともに、

高周波脱毛器を開発してきました。

さらに5年連続美顔器No.1メーカー※のノウハウを光美容器に応用。

ムダ毛をケアしながら使うたび

「きれい」を実感できる美しい肌に。

YAMAN

美容機器専門メーカー「ヤーマン」

1978年の設立以来、先端テクノロジーと革新的なアイデアでエステサロンにも選ばれる美容機器を開発。そのクオリティは日本でももちろん、世界でも広く愛されています。

※(株)富士経済「美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020」2018-2019年実績、
「美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024」2020-2022年実績、日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

ヤーマンだからこそできる3つのポイント

POINT
1


ハイパワー

太い毛やヒゲもハイパワーでケア

IPL方式採用でパワフルにムダ毛ケアできます。

シェーバー
のみ使用

シェーバー
+ レイボーテ使用※1



使い続けることでムダ毛が目立ちにくく。

POINT
2

美肌

継続使用することで美肌へ導く

エステサロンで一般的に使用されるIPL方式を採用。

黒い色に反応するフラッシュでムダ毛をケア。

継続して使用することでムダ毛が目立ちにくく、

毛穴が気にならない美しい肌に。




<イメージ>

POINT
3


肌に良い影響を与える光

*医療機器ではありません



光には、肌にダメージを与える紫外線や、良い影響を与える可視光線など様々なものがあります。レイボーテは可視光線の中でも580nm付近の波長を含んだ、キセノンフラッシュを採用。

さらに刺激となりやすい
紫外線領域をカット!
低刺激ケア



※【使用機種】YJEA3N 【試験方法】1週間に4回使用、1ヵ月後の肌の状態を比較（最後のお手入れより3日後の画像）【被験者】20代男性3名 【撮影部位】脇 効果には個人差があります（当社調べ）

レイボーテであなたにあったムダ毛ケア



NEW!

冷却 × スピード × ハイパワー

レイボーテ クールプロ

YJEA6W

- ☒ **ハイパワー**でケアしたいけど痛みが不安な方
- ☒ **時短**でムダ毛ケアをしたい方
- ☒ 家族やパートナーと**シェア**※1 使いたい方

→ P.06 へ



スピード × ハイパワー

レイボーテ ハイパー ZERO

YJEA4N

- ☒ **ハイパワー**でムダ毛ケアをしたい方
- ☒ **時短**でムダ毛ケアをしたい方
- ☒ 家族やパートナーと**シェア**※1 使いたい方

→ P.10 へ



防水※2 × ハイパワー

レイボーテヴィーナス ビューティープラス

YJEA3N

- ☒ **お風呂などプライベート空間**でムダ毛ケアをしたい方
- ☒ **VIO**のムダ毛を**やさしくケア**したい方

→ P.11 へ



HOT SHAVE Trimmer

YJED0W

- ☒ **敏感肌**にお悩みの方
- ☒ **温めながら全身グルーミング**※3 したい方

詳しい製品情報は
こちら



＝ 製品ラインナップ ＝



レイボーテ
クールプロ



レイボーテ
ハイパー ZERO



レイボーテヴィーナス
ビューティープラス

	レイボーテ クールプロ	レイボーテ ハイパー ZERO	レイボーテヴィーナス ビューティープラス
パワー	★★★★★ (ダブルランプ)	★★★★★ (ダブルランプ)	★★★★★ (シングルランプ)
冷却機能	○※1	—	—
ローラー (連続照射)	○	○	—
最大 照射回数	約 120 万発※2	約 120 万発※2	約 40 万発※3
照射間隔	約 0.2 秒※2	約 0.2 秒※2	約 0.5 秒※3
防水	—	—	○※4
LED	赤/青	赤	—
電源	交流式	交流式	充電式

お手入れ頻度 (全機種共通) *同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください

最初の2カ月
2週間に1回程度・フェイスケアは週2~3回程度

3カ月以降
4~8週間に1回程度

●効果を感じにくい場合は、肌の状態を確かめた上で、VIOライン以外については3日に1回を限度に、VIOラインについては1週間に1回を限度にしてお試しください ●効果の感じ方は使用する部位や個人によって異なります ●本製品は永久脱毛をするものではありません

※1 ローラーアタッチメント装着時のみ ※2 ローラーモード (レベル1) 使用時 ※3 ボディモード (レベル1) 使用時 ※4 IPX7

2024 最新モデル

シリーズ最高^{※1} パワー！ 冷却 × 高速ムダ毛ケア

\\NEW!\\

冷却

\\NEW!\\

パワー
UP^{※3}

全身ケア
最短
約3^{※4}分

詳しい製品情報は
こちら



レイボーテ クールプロ
YJEA6W



海外・国内
OK



交流式



家族で
使える^{※2}



フラッシュ
レベル
★★★★



肌色
センサー



美肌光

Made
in
Japan

アタッチメント

顔や細かい
\\部分に /

VIO
\\ラインに /



LED
アタッチメント



スポット
アタッチメント

長寿命ランプ
約120万発^{※5}

照射間隔
約0.2秒^{※5}

ボディケア回数
1800回以上^{※6}

冷やしながら照射。さらにハイパワーを実現



肌温度を
16~44℃に
保つから快適！

サファイアガラス

<イメージ>

冷却機能搭載 \\NEW!\\


続けやすい刺激レス^{※1} ケア

レイボーテの冷却システムは照射時の肌温度を刺激の感じにくい16~44℃に保つことができるから、刺激を抑え、さらに快適なハイパワー照射を実現。

刺激を感じやすい太い毛にもさらに使いやすく

脇

シェーバーのみ使用



シェーバー
+ レイボーテ使用^{※1}



足

シェーバーのみ使用




シェーバー
+ レイボーテ使用^{※2}



※1 【使用機種】YJEA3N 【試験方法】1週間に4回使用、1ヵ月後の肌の状態を比較（最後のお手入れより3日後の画像）【被験者】20代男性3名 【撮影部位】脇 効果には個人差があります（当社調べ） ※2 【使用機種】YJEA6W 【試験方法】3日に1回使用、3ヵ月後の肌の状態を比較（最後のお手入れより3日後の画像）【被験者】20代男性3名 【撮影部位】足 効果には個人差があります（当社調べ）

Wランプ搭載で
シリーズ最高パワー^{※2}

照射間隔約0.2秒^{※3}で
全身スピードケア



Wランプで
パワフル！

独自開発の
インテリジェント
ローラー


スキンセンサー
搭載
肌の色に合わせて
照射レベルを
自動で設定できます

※1 レイボーテ Rフラッシュシリーズにおいて ※2 スポットアタッチメントは共有で使用しないでください ※3 YJEA4Nのフラッシュと比較 ※4 ケア部位：フェイス・両脇・両足・両腕・両手指・両足指・へそ下・ビキニライン・VIOライン/各モードレベル1使用時 個人差があります ※5 ローラーモード（レベル1）使用時 ※6 各モード レベル1で算出 個人差があります

※1 冷却機能をオンにした状態で照射した際に刺激が低減されること ※2 レイボーテ Rフラッシュシリーズにおいて ※3 ローラーモード（レベル1）使用時

約120万発^{※1}の長寿命ランプ

従来品の約4倍使える長寿命ランプ。
足や脇だけではなくヒゲにも使えるから
家族やパートナーとのシェア使い^{※2}にもおすすめ。




クリニックでも使われている 安全性の高いLEDを搭載

LEDアタッチメントでムダ毛ケアだけでなく
同時にLEDも浴びることができます。



LEDの色によって届く深さが変化



<イメージ>

肌に良い影響を与え
るといわれる可視光LEDは、波長
(光の色)によって肌の深部に到達する
長さが変わります。



赤色 LED

IPL方式フラッシュ×赤色
LEDでムダ毛ケアしながら同時にLEDを照射



NEW!

青色 LED

照射後の肌に
LEDモードで照射する
ことができます

アタッチメントの使い分けで全身ケア[※]

ローラー アタッチメント 【照射面積 9.24cm²】



背中にも
使用可能

腕・足

胸毛

脇

背中

顔・ヒゲ



顔・腕・足・脇など
広い部位に！

LED アタッチメント 【照射面積 3cm²】



顔・ヒゲ



顔のうぶ毛やヒゲなど
細かい部位に！



スポットアタッチメント 【照射面積 3cm²】

Vライン

Iライン

Oライン

指



※使用禁止部位があります。詳細は取扱説明書をご確認ください

ヤーマンの技術が詰まった上位機種 ハイパワー × 高速ムダ毛ケア！

全身ケア
最短約3分※1



詳しい製品情報は
こちら



レイボーテ
ハイパー ZERO
YJEA4N



海外・国内
OK



交流式



家族で
使える※2



フラッシュ
レベル



肌色
センサー



Made
in
China

アタッチメント

顔や細かい
部分に



LED
アタッチメント

VIOラインに



スポット
アタッチメント

長寿命ランプ
約120万発※3

照射間隔
約0.2秒※3

ボディケア回数
1800回以上※4

Wランプ搭載で
ハイパワー
効率的なムダ毛ケア
が可能に。



全身約3分※1の
スピードケア
独自開発のローラー
で照射間隔約0.2秒※3
を実現。



※5
小型化！
約169mm

※1 ケア部位：フェイス・両脇・両足・両腕・両手指・両足指・へそ下・ビキニライン・VIOライン・各モードレベル1使用時 個人差があります ※2 スポットアタッチメントは共有で
使用しないでください ※3 ローラーモード（レベル1）使用時 ※4 各モード レベル1で算出 個人差があります ※5 YJEA1との比較

コードレスでどこでも 全身ハイパワーケア

防水※1
お風呂で使える

詳しい製品情報は
こちら



長寿命ランプ
約40万発※3

照射間隔
約0.5秒※3

ボディケア回数
1300回以上※4



レイボーテヴィーナス
ビューティープラス
YJEA3N



海外・国内
OK



充電式



家族で
使える※2



フラッシュ
レベル



防水
IPX7



Made
in
China

アタッチメント



フェイシャル
アタッチメント




VI
アタッチメント



O
アタッチメント



コードレス×防水※1
お風呂やプライベート空間
でも使って時短ケア



カットフィルター

医師監修カットフィルター 搭載

VI アタッチメント・O アタッチメントは
VIO ケアに適した光を照射するカットフィルターを搭載。
デリケートな部位もやさしくケア。

監修



KOSHOクリニク
木下 孝昭 院長

Q&A

レイボーテシリーズのムダ毛ケアに関するよくあるご質問

Q 使用できる肌の色は？

A

右図の肌の色が目安です。初めて使用する場合や長い間
使用しなかったときは、必ず照射テストを行い肌への影
響を確認してから使用してください。肌の色の濃い人や日
焼けしたあとの肌は、熱を感じやすくなります。また、肌
の色が著しく濃い人は使用できません。

肌の色					
白色	ベージュ	薄橙色	小麦色	茶色	焦茶色
○ 使用可能				✕ 使用不可	

※肌にあったレベルを設定してください。無理に高いレベルで使用する、やけどや
赤みの原因となります ※上記、カラーチャートの色はお客さまが閲覧される環境に
よって異なる色に見える場合がございます。

※1 IPX7 ※2 VIOラインに使用するアタッチメントは共有で使用しないでください ※3 ボディモード（レベル1）使用時 ※4 ボディモード（レベル1）で算出 フェイス、ビキニラ
イン、VIO含まず 個人差があります