



フォトプラス ディープリフト YJFA1T 4540790503030

● Made in JAPAN

サイズ 約W47×D44×H176(mm) (コットンストッパー付)
 質量 約210g (コットンストッパー付)
 消費電力 約4.5W(充電時)
 付属品 充電台、充電用USBケーブル(USB Type-C)、
 コットンストッパー
 充電時間/動作時間 約3時間/約30分
 海外使用 海外・国内可(AC100~240V)
 製造国 日本

さらに詳しい情報は
公式ブランドサイトへ



美顔器との併用におすすめ

4月発売
予定



毛穴が気になる方に

パワーブースターパッド 毛穴クリーン
YTJ0023 15包セット

頑固な毛穴の黒ずみ汚れや角栓、メイク
残りを効果的にオフ。不要な角質も取り除
き^{※1}、次に使う美容液の浸透^{※2}をサポート。

4月発売
予定



乾燥が気になる方に

パワーブースターパッド ハイドレイト
YTJ0025 15包セット

導入に適した低分子美容成分を厳選配
合。うるおいを与えて逃さず、もっちりとし
たハリツヤ肌へ。

4月発売
予定



毛穴^{※3}・くすみ^{※3}が気になる方に

パワーブースターパッド VCブースター
YTJ0027 15包セット

高濃度^{※4}ビタミンC誘導体^{※5}とナイアシン
アミド^{※6}を配合。毛穴^{※3}・くすみ^{※3}にアプ
ローチし、透明感^{※7}に満ちたツヤ肌へ。



乾燥・ハリが気になる方に

フローレスセラム
ハイドレイトニング

CS21004 内容量80g

肌をすこやかに保つバロミチン酸レチノールを
はじめとし、ハリ成分を贅沢に配合。
肌表面に長く留まりうるおいをキープします。



くすみ^{※3}が気になる方に

フローレスセラム ホワイト

医薬部外品

CS19003 内容量80g

美白^{※7}有効成分アルブチン配合。
過剰なメラニンの生成を防ぎ
透明感^{※7}のある肌へ。

※1 ふき取りによる除去 ※2 角質層まで ※3 乾燥による ※4 YTJ化粧品において ※5 整肌成分 ※6 肌うるおうことによる ※7 メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンコールセンターまで

【ヤーマンコールセンター】受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話からは 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com/>

ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログで「安全に使用するご注意」をご確認ください。
 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
 印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 この製品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は 2025年2月現在のものです。

PR-YJFA1-1

ヤーマン公式サイト

日本語版

中文版



YAMAN

TOKYO JAPAN

上げる。満たす。 次世代D×LIFT

フォトプラス ディープリフト



CLEAN

D×LIFT

EYE

COOL



多機能型美顔器

フォトプラス ディープリフト
Photo Plus Deep Lift

※1 引き上げるように動かすこと ※2 (株) 富士経済「美容家電＆健康家電マークეტrendデータ 2020」2018-2019年実績。
 「美容＆健康家電市場」関連サービストrendデータ 2023-2024」2020-2022年実績。日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

リフトケア[※]は、ヤーマン。

美しく輝く力を目覚めさせる
「ヤーマンリフト学」
1ミリの変化で、より美しく。

— ほんのわずかな顔印象の違いが、人の表情美を大きく変える —
ヤーマンは美しさの潜在能力を引き出す根源、
表情筋を徹底的に追求し、一人一人の美しく輝く力を目覚めさせます。
これがヤーマンが考え出した答え。「ヤーマンリフト学」です。
長年の美容技術研究でリフトケア[※]を追求してきた
「ヤーマンリフト学」を詰め込みました。

研究での発見をお客さまへ

1 45年以上、美を追求してきた
ヤーマンの研究開発拠点
『表情筋研究所』での計測



社内:表情筋研究所

2 店頭での計測による効果の実証
表情筋トレーニングジム
『FACE LIFT GYM』



店頭:FACE LIFT GYM

ヤーマンの発見 —リフトケア[※]の効果—

美しさの根源
リフトケア[※]

リフトとは多くある肌への効果の一つではなく、美しさの潜在能力を引き出すための根源的な作用であることを発見しました。

保湿

ハリ感

透明感

毛穴ケア

次世代D×LIFT技術で叶える エイジングケア^{※1}の真髄

深層リフトケア^{※2} (DEEP LIFT)

ディープアクティブRF

LIFT WAVE EMS

×

深層浸透^{※3} (DEEP MOISTURE)

独自の高浸透^{※3}テクノロジー

次世代D×LIFT技術とは、
45年以上の歴史を誇る美容機器専門メーカーの
ノウハウを凝縮した最新技術。
D×LIFTモードでエイジングケア^{※1}の真髄である、
深層リフトケア^{※2}(DEEP LIFT)と
深層浸透^{※3}(DEEP MOISTURE)を
同時に叶えます。



フォトプラス ディープリフト

※ 機器で肌を引き上げた状態で行うケアや引き上げるように動かして行うケアの総称


※1 年齢に応じたケア ※2 D×LIFTモードにより角質層のすみずみまで温めながら引き上げるように動かすケア ※3 角質層まで

深層リフトケア^{※1} (DEEP LIFT)

肌深部^{※2}までムラなく温め、弾むような
ハリ感を叶えるディープアクティブRF


RF (ラジオ波) とは

肌深部^{※2}を温めることで
効率的なエイジングケア^{※3}を叶える
美容クリニックやエステサロンに
着想を得た技術。



1MHz~4MHzのRFで「層」にアプローチ

4種類のRFを複合的に搭載することで表層から深層^{※2}まで
幅広い領域に一気にアプローチ。



特許^{※4}
構造


肌を面で捉える形状

独自開発の「並行電極」により
広く、深く^{※2}、均一に肌を温める
ことが可能。



〈イメージ〉

深層筋まで波打つような体感
LIFT WAVE EMS



表情筋を効率よく刺激する
EMS波形

低・高周波EMSを複合的に搭載し、
波打つように筋肉が引き上げられるような
体感で深層筋まで心地よく刺激。

表情美に欠かせない表情筋

大小頬骨筋

口もとからこめかみあたりに
かけて頬まわりをグッと斜め
に引き上げる役割の筋肉。
通称「リフト筋^{※1}」。

眼輪筋・側頭筋

眼輪筋・側頭筋、つまり目ヂカ
ラ筋^{※2}を鍛えることが目もとの
印象アップにつながります。



1回の使用で、しっかり満足

表情筋
トレーニング満足感
100%^{※3}
の方が実感

肌の
吸い付き感
100%^{※3}
の方が実感

肌の
引き上がり感
約92.3%^{※3}
の方が実感


※1 造語 ※2 目もとの印象を大きく左右する眼輪筋(がんりんきん)と側頭筋(そくとうきん)の総称を指した造語 ※3 【試験条件】使用機種:YJFA1/試験方法:D×LIFTモード
(被験者の耐えられる最大レベル)で半顔2.5分間使用。化粧品のみ、化粧品+YJFA1を半顔ずつ比較。「1点:全く実感がなかった」~「7点:非常に実感があった」までの7段階評価
で、使用前よりも使用後に効果を実感した人の割合を算出。被験者30~50代の女性13名。表情筋研究所調べ。効果の感じ方には個人差があります

※1 D×LIFTモードにより角質層のすみずみまで温めながら引き上げるように動かすケア ※2 角質層まで ※3 年齢に応じたケア ※4 特許第6212608号

深層浸透^{※1} (DEEP MOISTURE)

イオン導入を超える 独自の高浸透^{※1}テクノロジー

浸透^{※1}効率の高いDYHP(ダイナミックハイパーパルス)。
肌深部^{※1}のすみずみにまで美容成分を届け、透明感^{※2}とうるおいで満ち溢れる肌へ導きます。さらに美白成分^{※3}の浸透^{※1}効率を高める導入波形搭載。



美容成分の浸透^{※1}効率



D×LIFTモードを2.5分間使用してみました
美容機器で顔を刺激したことによる一時的な変化です。効果には個人差があります
※対象製品:YJFA1 ※D×LIFTモードで半顔のみ使用(2.5分)

D×LIFTモード1回の使用で納得の 深層リフトケア^{※5}×深層浸透^{※1}

化粧品 + 製品 を使用することで化粧品のみと比較して



※1 角質層まで ※2 うるおうことによる肌の見え方 ※3 ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、ナイアシンアミド ※4 【試験方法】前腕部に各種成分を含有した水溶液を塗布、1分間使用したときの角質層中の浸透量を製品使用と不使用で比較。【被験者】男性10名で実施。ビタミンC誘導体、トラネキサム酸平均38.4±7.4歳、ナイアシンアミド平均24.6±4.0歳。効果には個人差があります。 ※5 D×LIFTモードにより角質層のすみずみまで温めながら引き上げるように動かすケア ※6 【試験方法】30～50代 女性13名で実施。化粧品のみ、本品+化粧品をそれぞれ半顔に2.5分間使用。皮膚弾力値と肌水分量について、使用前を100%としたときの使用後の相対値を、化粧品のみと本品+化粧品で比較した結果。(化粧品は当社製のものを使用) 表情筋研究所調べ

毎日ケアと週末ケアでトータルケア

DAILY care

リフトケア^{※1}を毎日継続して行う ベーシックケア

DAILY mode — about 3min—

〈リフトケア^{※1}・表情筋ケア × うるおい浸透^{※2}ケア〉

RF (ラジオ波)

EMS

イオン導入

赤LED

SPECIAL care

週末にしっかり“攻め”のスペシャルケア



エステ用機器
クイーンリフト for Pro クリアプラス



5つのケアを1台に集約


エステサロンのような極上ケア^{※3}を実現

磨く 創る 満たす 温める 閉じ込める

CLEAN mode
— about 3min—



〈温感クレンジング〉




〈イメージ〉

D×LIFT mode
— about 5min—



〈リフトケア^{※1}
高浸透^{※2}ケア〉




〈イメージ〉

EYE CARE mode
— about 2min—



〈温感目もとケア〉




〈イメージ〉

COOL mode
— about 3min—



〈引き締め^{※4}ケア〉



〈イメージ〉

RF+イオン導入
+振動^{※5}

1~4MHzRF+DYHP
+EMS+赤LED

RF+目もと用EMS
+マイクロカレント

冷却+青LED

※1 引き上げるように動かすこと ※2 角質層まで ※3 エステサロンのメニューのように多くの機能を搭載していること ※4 肌を冷やしてケアすること ※5 イオン出力時のみ