

製品情報



リフトロジー
YJFD1N

FACE

BODY

EMS

○
低・高

LED

○
青緑・赤

ヒーター

○

防水

○ (IPX5)

仕様

サイズ 約W114×D42.5×H71.5(mm)
質量 約206g
消費電力 約4W(充電時)
充電時間/動作時間 約3.5時間/約30分
海外使用 可(100~240V)
付属品 充電用USBケーブル (USB Type-C)、化粧品

JANコード



リフトロジー SP
YJFD2L

FACE

BODY

○
低・中※2・高

○
青緑・赤

○

○ (IPX5)

サイズ 約W114×D42.5×H71.5(mm)
質量 約206g
消費電力 約4W(充電時)
充電時間/動作時間 約3.5時間/約30分
海外使用 可(100~240V)
付属品 充電用USBケーブル (USB Type-C)、化粧品

ハイパー
体感
約1.6倍^{※1}



リフトロジー SPの方が

体験された方全員が
「より効果を期待できそう」
と感じています

より表情筋を
鍛えられそう
と感じた^{※3}
100%
が満足

より短時間で
効果を体感
できた^{※3}
100%
が満足

※1 小教点第二位で四捨五入 【試験条件】使用機種:YJFD1、YJFD2 試験方法:化粧品を塗布した後、半顔にスタンダードモデル、残りの半顔にハイグレードモデルのいずれもFACEモード(レベル6)をそれぞれ1分使用。ハイグレードの効果をスタンダードに比べて「全く効果感がなかった」~「非常に効果感があった」までの7段階評価し、その平均値を算出、スタンダードを1とした場合の結果。被験者30代~50代の女性13名。 ※2 BODYモードのみ ※3 【試験条件】使用機種:YJFD1、YJFD2 試験方法:化粧品を塗布した後、半顔にスタンダードモデル、残りの半顔にハイグレードモデルのFACEモード(レベル6)をそれぞれ1分使用。スタンダードモデルよりハイグレードモデルの効果感を高く評価した人の割合を算出。被験者30代~50代の女性13名。

ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4

製品に関する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで

〈ヤーマンコールセンター〉
受付9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話 **0570-550-637** (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

このカタログの記載内容は2024年10月現在のものです。

●製品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよく読みのうえ正しくお使いください。●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。●カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。●実際の製品には注意ラベルなどが貼ってある場合があります。

ヤーマン公式サイト



PR-YJFD-3

YAMAN
TOKYO JAPAN

押して、上がる。次世代リフト。^{※1}

美顔器カテゴリ

2018~2022年
マーケットシェア

5年連続
No.1^{※2}

※1 肌を引き上げた状態で行うケア
※2 (株)富士経済「美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020」
2018~2019年実績、「美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024」
2020~2022年実績、日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

リフトケア^{※1}特化型美顔器
リフトロジー

LIFTLOGY

押して、上がる。^{※1}次世代リフト。^{※1}

1回1分^{※2}、毎日置くだけ。
リフトケア^{※1}特化型美顔器リフトロジー



ハイグレードモデル
リフトロジー SP



スタンダードモデル
リフトロジー

独自のリフトケア^{※1}技術
LIFT WAVE TECHNOLOGY

7つの
ワイドリフト
ヘッド × 独自
EMS
波形 × デュアル
ヒーター

※1 肌を引き上げた状態で行うケア ※2 半顔の使用時間

表情筋研究所



美しく輝く力を目覚めさせる
「ヤーマンリフト学」

長年の美容技術研究でリフトケア[※]を追求してきた
「ヤーマンリフト学」を詰め込みました

—ほんのわずかな顔印象の違いが、人の表情美を大きく変える—
ヤーマンは美しさの潜在能力を引き出す根源、表情筋を徹底的に追求し、一人一人の美しく輝く力を目覚めさせます。

※ 機器で肌を引き上げた状態で行うケアや引き上げるように動かして行うケアの総称

独自のリフ

LIFT WAVE

独自EMS波形

リフトロジーに搭載されている独自波形のEMSは、肌に置くだけで、筋肉が波打つように引き上げられタッピングするような体感に。

デュアルヒーター


深部^{※2}まで温めるデュアルヒーターで肌を温めることで、肌を柔らかくケアしやすい状態にし、効率的なリフトケア^{※1}を。



<イメージ>

青緑・赤LED搭載

LED光美容は、美容クリニックやサロンでも使われるフォトテクノロジー。色の違いで期待できる効果が異なります。



青緑LED

肌の明るさ、透明感^{※3}と
関係性が深い505nmの青緑LED



赤LED


ハリやうるおいの向上が
期待できる赤色LED



赤LED

<イメージ>

低～高周波EMS搭載



<イメージ>

複合的に出力される、低周波・高周波のEMSを搭載。低周波が表層筋（アウターマッスル）、高周波が深層筋（インナーマッスル）まで届き筋肉を幅広くアプローチ。

体感
約1.6倍！


ハイグレードモデル

リフトロジー SPは
さらにハイパワーに
低・中^{※1}・高周波EMSを搭載



※1 肌を引き上げた状態で行うケア ※2 角質層まで ※3 うるおることによる肌の見え方 ※4 小数点第二位で四捨五入 【試験条件】使用機種：YJFD1、YJFD2 試験方法：化粧品を塗布した後、半顔にスタンダードモデル、残りの半顔にハイグレードモデルのいずれもFACEモード（レベル6）をそれぞれ1分使用、ハイグレードの効果感をスタンダードに比べて「全く効果感がなかった」～「非常に効果感があった」までの7段階評価し、その平均値を算出。スタンダードを1とした場合の結果、被験者30代～50代の女性13名。 ※5 BODYモードのみ

TECHNOLOGY

電極面積
約17.8^{※1}倍



大小頰骨筋／胸鎖乳突筋とは？



ケア後の
すっきり感
約92%
満足

1回1分^{※1}で、
押して、上げる。^{※2}

肌の上を滑らせて、
グッと筋肉を引き上げた状態で
「1分^{*1}押し、上げる^{*2}」ケアを実現。



毎日
使える

置くだけ

時短ケア

朝の
スキンケアの
ひとつに


使用部位に合わせた2モード搭載

FACEモード

低・高周波EMS
デュアルヒーター
青緑LED

〈使用部位〉

- ・頬 ・首
- ・あご下(フェイスライン下)
- ・こめかみ
- ・おでこの際



BODYモード

低・中※3・高周波EMS
デュアルヒーター
赤LED

〈使用部位〉
・デコルテ
・二の腕
・わき腹



美容機器の実力をしっかり
引き出す専用コスメ

EMS
サポート成分
配合※4

ゲル状だから
乾きにくく、
摩擦が少ない

7つの
フリー処方※5

付属品



フローレスセラム
ハイドレィティング
CS21004

内 容 量 80g
J A N 4540790257636
うるおいとハリケアを
サポートするゲル状美容液。

こちらもおすすめ



フローレスセラム
ホワイト(医薬部外品)
CS19003

内 容 量 80g
J A N 4540790186134
美白^{※6}有効成分「アルブチン」
配合。過剰なメラニンの生成を
防ぎ透明感のある肌に。

※1 半顔の使用時間 ※2 肌を引き上げた状態で行うケア ※3 リフトロジー SPのみ ※4 クエン酸、クエン酸Na(pH調整剤)
※5 防腐剤、鉱物油、合成香料、合成着色料、石油系界面活性剤、シリコン、エタノール ※6 メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ