

Specification



品名	ブラシ型美顔器 ヴェーダハイパーリフトブラシ
型番	PSM-200
使用部位	スカルプ フェイス ボディ
防水	IPX5
定格電源	DC5V／1.0A
消費電力	最大約3W（充電時）
充電時間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します
動作時間	約60分（満充電の状態から） ※使用環境や使用レベルによって前後します
製品質量	本体：約170g スカルプアタッチメント：約40g フェイスアタッチメント：約40g マルチアタッチメント：約26g
サイズ	約W51×D188×H49（mm） ※マルチアタッチメント取付時
付属品	スカルプアタッチメント、フェイスアタッチメント、 マルチアタッチメント、ACアダプター、 充電台（USBケーブル付：長さ約1m）、 取扱説明書（保証書付）

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンコールセンターまで

※付属品購入のお問い合わせはお電話にて承ります

【ヤーマンコールセンター】受付9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始除く）

 **0120-776-282**（通話料無料）

携帯電話・PHSからは **0570-550-637**（通話料有料）

<https://ymn.cm/pro>

ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログの「安全に関するご注意」をご確認ください。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
この商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2023年8月現在のものです。


PRO-VHB-2023-1

YA-MAN
PROFESSIONAL
公式サイト



PROFESSIONAL
YAMAN

進化したリフトケア。
上向く実感。




VEDA
Hyper Lift Brush

ヴェーダハイパーリフトブラシ

サロン推奨 限定モデル

これ1台でフェイスからボディまで、 全身使えるトータルリフトケア※1

スカルプアタッチメント



地肌を整えながら刺激

髪の毛の生え際から頭頂部に向かって引き上げるように動かすことで、頭皮だけではなく顔までリフトケア※1します。頭に当てやすい扇形形状は引き継ぎつつ、押す力が増し、硬いブラシでEMSが頭筋に伝わりやすくさらに効率的なケアが実現できます。

EMS 低周波

エレクトロカレント


イオン導出

イオン導入

赤・青色LED

バイブレーション

フェイスアタッチメント



お肌を刺激し、ハリのある表情へ

口元、フェイスラインなどを引き上げるように動かすことでリフトケア※1します。当社製品※2よりも接地面積をアップさせ、電極ピンの数も22本から30本へと進化。体感のよい中周波領域を採用したEMSで肌を土台から、ヤーマン独自のエレクトロカレントがパチパチとした刺激を与えながら、肌表面にもアプローチし、ダブルで刺激します。

EMS 低～中周波


エレクトロカレント

イオン導入

赤・青色LED

バイブレーション

マルチアタッチメント



フェイスからボディまで

あらゆる角度から当てやすい球体ではなく180面のマルチ電極を採用。かっさのように滑らせ、まるでエステサロンの施術のように筋膜にしっかりアプローチ。同時にEMSで筋肉を刺激しリフトケア※1を効率的に叶える。二の腕や太ももなど気になるボディパーツにも使え、まさにマルチ使い。

EMS 低～中周波

赤・青色LED

バイブレーション



サロン推奨 限定モデルにしかない機能

スカルプクレンジング（イオン導出）

スカルプアタッチメント使用時に出力。
シャンプー時に使用すれば、手では落とすきれない汚れをすっきり洗浄。
手元電極に触れてご使用ください。

うるおいケア（イオン導入）

スカルプアタッチメント、フェイスアタッチメント使用時に出力。
シャンプー後、洗顔後の清潔なお肌にご使用ください。
化粧水や頭皮用美容液などと併用してご使用ください。

EMS


表層筋と深層筋にダブルアプローチ 異なる刺激で頭筋・表情筋をトレーニング

頭筋は低周波EMSでアウトマッスルに、表情筋は低周波EMSに加え中周波EMSでインマッスルも刺激することで効率的なリフトケア※1を実現します。

エレクトロカレント

フェイスにも頭皮にも
電流刺激を放出し、
肌表面を刺激する独自技術

肌表面をパチパチと心地よく刺激。



PROFESSIONAL
YAMAN



HOW TO USE

全身リフトケア※1が叶う

HOW TO ムービーはこちら

