


waterpik®



**Waterpik® Water Flosser
WF-03**

**Waterpik®ウォーターフロッサー
WF-03**

www.waterpik.com/intl

IMPORTANT SAFEGUARDS

Introduction

Thank you for your purchase from Ya-man LTD.

- Please read through this manual well to use this product safely.
- After reading this manual, please keep the manual to read it later whenever you need to do so.
- If you are giving this product to someone, please also give this manual too.


Caution for safety

- For safety please read this manual first before use.
- When you use the product, follow this manual.
- If you find something wrong with the product, please stop using it immediately and contact to our customer care for repair.
- Using defective product could be a risk to your oral health. Please do not use defective product.
- Information stated in this manual is very important for your safety. Please follow the instruction.
- To show the level of the hazard could be caused by faulty use of the product, we use these term "Danger" "Warning" and "Caution".

Hazard category

 **Danger:** imminent situation of people may decease or critically injured by faulty use.

 **Warning:** people may decease or critically injured by faulty use

 **Caution:** May cause injure to people or damage to their property.

*By property it means house, furniture, pets and domestic animals.

DANGER (use and storage of the product)



Prohibited

The following persons must not use this product.

There is the risk that the medical electronic device may malfunction. Be sure to consult with a physician before using this product.

- Persons who are using medical electronic devices
- Pacemakers and other implanted medical electronic devices
- Artificial heart-lung machines and other medical electronic devices used for life support
- Electrocardiographs and other electronic medical devices worn externally



WARNING (use and storage of the product)



Use only for the
designated
purpose

Do not use for purposes other than those specified in the instruction manual.

Always follow the instructions of your dental professional. There is the risk of accident or injury.



Must observe

Use only the tips and accessories recommended by Water Pik Inc.

There is the risk of accident or injury.



Must observe

The following people should consult with a dentist before using the product.

- If there is a suspicion of periodontal disease or you are being treated for symptoms of concern related to the teeth or oral cavity, contact a dentist.
- If you are taking antibiotics prescribed by a dentist, consult with the dentist before using this product or any other oral hygiene devices.



Prohibited

Do not use for other than the specified parts and the following parts.

Sensitive parts such as eyes, nose, ears, back of tongue, and throat. Since this product shoots water in strong pressure, there is a possibility of serious damage to these sensitive areas.

* If you cannot make your own judgment, consult with your doctor before use.



Must observe

Remove oral accessories before using this product.

There is the risk of injury.



Prohibited

Do not put hot water in the reservoir. Use room temperature water or warm water only.

There is the risk of burns.



Must observe

Use only the solutions recommended by a dentist.

There is the risk of injury and product failure.



Prohibited

**Do not use the product excessively and continuously.
(For business use etc.)**

There is the risk of heating and product failure.



Must observe

Observe the guideline of using the product twice a day.

Excessive use may cause damage to the tongue or oral cavity.

* This is only a guideline. Consider your personal health conditions carefully before using.



Prohibited

Do not use iodine, alkali salts (saline solution), or high-concentration essential oil that does not dissolve in water.

The performance of this product will be reduced, and the product life will be shortened. Also, it is not covered by the product warranty.



Fire caution

Do not place the product in fire, heat the product or use the product at high temperatures.

There is the risk of heating, ignition and rupture.



Prohibited

Do not immerse the product in water or leave it near water. Do not use the product or leave it in a bathroom or close to a vessel that contains water.

Water may enter inside and cause electric shock, short circuit, fire or malfunction.



Restriction
on use

Store the product in a location out of the reach of infants. Do not allow children to play with the product.

There is the risk of accident or injury.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Restriction
on use

Do not use this product for people who cannot express their intentions or who have a weak oral sensation. Avoid operating the product only by people with physical difficulty. For minors, use under parental supervision and parental consent.

There is the risk of electric shock, injury and burns.



Prohibited

For reasons of sanitation, the product should not be used by more than one person.

There is the risk of injury and other problems.



Prohibited

Do not insert any foreign objects into the product opening.

There is the risk of product failure.



No disassembly

Do not disassemble, modify or repair the product.

There is the risk of fire, electric shock or injury. For repairs, contact the retailer where you purchased the product.

* This product does not contain any parts which can be repaired by the customer.



No use when
there is
abnormal odor

Do not use the product if it has unusual smell or overheating.

It may cause damage or fire.



No outdoor use

Do not use the product outdoors.

Do not operate the product in areas where aerosol (spray) products or oxygen inhaler are used.

There is the risk of injury and product failure.



Fire caution

Do not use or leave the product close to fire, exposed to direct sunlight or in a dusty location.

There is the risk of heating, ignition, rupture and malfunction.



No impacts

Do not place a heavy object on the product or drop it during use.

There is the risk of injury and product failure.



Do not drop

Be sure to place the product in a flat, stable location. Do not place it anywhere that is not stable.

There is the risk of injury, ignition and product failure.



Fire caution

Do not put the product in a microwave oven or high-pressure container.

There is the risk of heating, ignition and rupture.



Fire caution

When/After using the product, be sure to wipe off any moisture from the product using a dry cloth or similar means. Then, store it.

There is the risk of electric shock, short circuit, ignition and product failure.



Caution (use and storage of the product)



Prohibited

Do not use if this product is cracked, damaged or defective.

It may cause damage to the oral cavity.



Prohibited

Do not press the tip forcefully against your teeth or gums.

There is the risk of injury.



Prohibited

Do not wipe the product with solvents such as alcohol, thinner, benzene, or nail polish remover.

This may cause damage to the surface of the main unit.



Prohibited

Do not expose the product to hot water or hot air from a hair dryer.

It may cause the product to deform or melt.



Prohibited

Do not set the product down when the power is ON. Be sure to turn the power OFF after use.

There is the risk of injury and damage to furniture or other items.



Prohibited

Do not let the product contact with other electrical products while the power is on. Also, keep it away from heat sources such as electric heating equipment (electric blankets, kotatsu).

There is the risk of injury and product failure.



Prohibited

Do not use the product on pets.

There is the risk of injury.



Prohibited

Do not use the product if you have a cut or other abnormality inside your oral cavity.

There is the risk of injury.



Must observe

If you feel unwell during use or experience any abnormalities in your body, stop using it immediately.

If the problem continues after the next day, consult a doctor.



Must observe

After each use, please clean the product. Please refer to "Caring for the product" (P.12).

Without proper care for the product, it may cause oral troubles and breakdowns.



Cautions (Concerning the Battery)



Must observe

Be sure to observe the following precautions.

- This product uses AA alkaline dry-cell batteries or NiMH (nickel metal hydride) rechargeable batteries.
- Be sure to observe the precautions printed on the batteries.
- Check the orientation of the + and - poles before inserting the batteries.
- When replacing a battery, be sure to use a new battery of the same type and the same brand.
- Remove dead batteries promptly.
- Use batteries before their recommended expiration dates.
- When using NiMH (nickel metal hydride) rechargeable batteries, read the instruction manuals of the batteries and charger, and use them correctly.



There is the risk of injury or damage to surrounding property caused by battery heating, rupture, or fluid leakage.

The use of lithium batteries will void the product warranty. Such batteries may also damage the product.

Product Description	7
Getting Started	8
Cleaning Your Waterpik® Water Flosser	12
Troubleshooting	14
FAQ	15
Warranty Information	16

[Main unit]

1. Power/pressure switch
2. Power handle
3. Battery cover with lock mechanism
4. Tip
5. Tip eject button
6. Water filling port (cap)
7. Reservoir
8. Water intake port



4. The tips are accessories and are not covered by the warranty.

Tip types and oral care uses

A. Orthodontic Tip*

- Braces/General Use

B. Pik Pocket™ Tip*

- Periodontal Pockets/Furcations

C. Plaque Seeker™ Tip*

- Implants/Crowns/Bridges/Retainers/General Use

D. Toothbrush Tip*

- General Use



E. Classic Jet Tip**

- General Use

F. Tongue Cleaner**

- Fresher Breath

Not all of these tips are provided with all models.



*Replace Every 3 months **Replace Every 6 months

For details about the tips and other accessories, and about how to use the product, please see our company's website (<https://www.ya-man.com>).

Inserting Batteries

1. Slide the reservoir as shown in the figure to remove it.
2. Rotate the lock mechanism on the battery cover counterclockwise to the unlock position, then remove the battery cover from the main unit.
3. Insert AA batteries as shown in the figure. AA alkaline dry-cell batteries are provided with the product for trial purposes.
4. Press the battery cover in place so the arrow on the cover matches the arrow on the main unit, then rotate the battery cover lock knob clockwise.







If the water pressure drops while the product is operating, replace the batteries. The product can be used around 40 times after the batteries are replaced. However this varies depending on the battery type and conditions of use.

Important

When replacing the batteries, apply commercially available lubricant to the O-ring and battery case.

Apply a thin, even coat of commercially available lubricant to the O-ring (black waterproof rubber ring) on the inside of the battery cover.

Apply a thin, even coat of commercially available lubricant to the parts of the battery case cover on the main unit side which the O-ring contacts as shown in the figure.



It is recommended that this product be used after you brush your teeth. Guideline for use: 2 times/day

Filling the Reservoir

Open the reservoir cap and fill the reservoir with cold water or warm water.

Inserting and Removing Tips

Insert the tip into the insertion hole located on the top of the Water Flosser main unit. When the tip is locked correctly in the designated position, the colored part at the center of the tip will be perfectly aligned with the top of the main unit. To remove the tip from the handle, press the tip eject button and pull tip from handle.

Adjusting the Pressure Setting

Simply slide the power/water pressure adjustment switch to adjust the Water Flosser pressure setting.

Slide the power switch up and align it with (I) for low pressure. Align it with (II) for a high-pressure water jet. Use the product in accordance with instructions from a dentist.

Recommended Technique

Lean low over sink and place the tip in mouth. Aim the tip toward teeth, and turn the unit ON (I).




For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth.

Direct the jet stream at a 90-degree angle to your gumline. **Slightly close lips to avoid splashing** but allow water to flow freely from mouth into the sink. Keep unit upright during use for best results.



Caution

Do not press the tip forcefully against your teeth or gums.






When Finished

When finished with use, slide the power/water pressure adjustment switch to "0" to turn the power OFF.

In order to keep the main unit and reservoir clean, empty the remaining liquid in the reservoir after each use. A small amount of water will remain inside the reservoir but this does not represent a problem for health.

Finally wipe off any water droplets on the main unit and reservoir using a towel or other dry cloth.

To install the reservoir back onto the main unit, slide the reservoir toward the top of the main unit.



TIP USAGE

Pik Pocket™ tip

The Pik Pocket™ tip is specially designed to direct a jet of water or solution deep into the pocket around the tooth.

When using the Pik Pocket™ tip, **set the main unit water pressure to the lowest setting** and angle the tip at 45 degrees from the tooth. Slowly insert the tip into the pocket around the tooth.

Tongue Cleaner tip

Set the water pressure to the lowest setting and place the tip near the center of your tongue. Gently press the tip against your tongue and pull it toward you. Adjust the water pressure to suit your preferences.


Orthodontic tip

When using the orthodontic tip, move the tip slowly and smoothly along your gums, then stop it for a moment to gently clean the space between the teeth and around the orthodontic bracket. Then move on to the next tooth.

**Toothbrush tip**

Insert the toothbrush tip into your mouth and place the brush head against your gums. It is not necessary to put toothpaste onto the toothbrush tip.

Use a gentle force (that does not bend the bristles) and move the brush back and forth and use short strokes like a manual toothbrush.

**Plaque Seeker™ tip**

When using the Plaque Seeker™ tip, position the tip close to your teeth so that the bristles gently contact the teeth.

Move the tip slowly and smoothly along your gums, stopping it briefly at the spaces between the teeth. Brush gently and direct the water stream between the teeth.

**Caution**

Not all of these tips are provided with all models.

Using mouthwash or other solution

The Waterpik® Water Flosser can use mouthwash or other solution. In order to prevent clogging, after using a solution other than water, fill the reservoir halfway with warm water, then direct the tip toward the sink and operate the main unit until the reservoir is empty.

Caring for the product (daily)

● Main unit

Turn the power OFF, then use a soft cloth and a neutral detergent that does not contain a polishing agent, and wipe the product as necessary.

● Reservoir

Pour out the water in the reservoir and dry it in a well ventilated location. If there is dirt on the surface, wipe with a soft cloth and a neutral detergent that does not contain a polishing agent.

The reservoir can be washed in a dishwasher if it is placed on the top rack. (The tips cannot be washed in a dishwasher.)

● Tips

Wipe with a soft cloth and a neutral detergent that does not contain a polishing agent.



Caution

- Do not wipe the main unit with alcohol, paint thinner, benzene, nail polish remover or other solvent. These may damage the product surface.
- Do not immerse the main unit in water.

Cleaning inside the main unit (once every 1 - 3 months)

Depending on the mineral content of the water that is used, water scale may build up inside the main unit.

If it is not removed, it may decrease product performance.

1. Fill the reservoir with water or warm water and add 2 tablespoons of white vinegar or grain vinegar.
2. Direct the handle and tip toward the sink and operate the main unit until the reservoir is empty.
3. Fill the reservoir with clean water or warm water and repeat the same procedure around 3 times to rinse out the main unit.

Storing the product

- After use, be sure to fully wipe off any water and dry the product before storing it. If the product is left with water on it, it may cause corrosion inside the main unit.
- If the product will not be used for a long period of time, clean the main unit before storing it.
- If the product will not be used for a prolonged period, remove the AA batteries.
- Do not place the product close to fire, exposed to direct sunlight, in a bathroom or other location exposed to high temperatures and humidity or in an unstable location. Store it in a clean location with good ventilation.
- Store the product in a location out of the reach of children.

Maintenance and inspection

- If the product was not used for a long period of time, be sure to check that the product operates correctly and safely before using it.
- If there is any problem with operation of the product, before requesting repairs, refer to the "Troubleshooting" (P.14) section and check the trouble. If the problem is still not corrected, contact the retailer where you purchased the product, or prepare the purchase invoice and contact the YA-MAN Call Center (P.16).
- If the product has malfunctioned or is damaged, contact the retailer where you purchased the product.

Handling and Disposal of AA batteries

- This product uses alkaline dry-cell batteries or NiMH (nickel metal hydride) rechargeable batteries.
- Check the orientation of the + and - poles and insert the batteries facing in the correct direction.
- Remove dead batteries from the Water Flosser and dispose of them in accordance with local waste sorting rules.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not dispose of batteries in fire.
- The type and quality of the AA batteries used will affect product performance.
- When replacing a battery, be sure to use a new battery of the same type and the same brand.
- Replace batteries when flosser is no longer effective.
- Remove batteries when the appliance will not be used for a long period of time.
- The lifetime of ordinary batteries is around 40 uses.
- Be sure to observe the precautions printed on the batteries.
- Remove dead batteries promptly.
- Use dry-cell batteries before their recommended expiration dates.
- When using NiMH (nickel metal hydride) rechargeable batteries, read the instruction manuals of the batteries and charger, and use them correctly.



Caution

The use of lithium batteries will void the product warranty. Such batteries may also damage the product.

Symptom	Possible Causes	Solutions
Unit won't turn on?	<p>Typically occurs when unit goes into "lock out mode". Lock out mode can happen when:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA batteries have not been inserted or are dead. - the tip on the unit is clogged - the temp gets lower than 30-40 degrees F - The water intake port (on the end of the white water intake hose) inside the main unit is clogged. The device was dropped or was left unused for long period of time. 	<ul style="list-style-type: none"> - Replace with new batteries. - Operate with the tip removed. If it operates, replace the tip. - Operate with the reservoir removed. If it operates, perform cleaning of the water intake port (on the end of the white water intake hose).
Low or No water pressure	The tip is clogged, water intake port (on the end of the white water intake hose) is clogged, an additive was used, cleaning was insufficient or preparation for use was insufficient.	<ul style="list-style-type: none"> - Perform cleaning.
Tip Broken in Unit	The product was dropped.	<ul style="list-style-type: none"> - Screw a metal screw into the end of the broken tip. - Hit eject button and remove screw. Tip will come out with the screw.
Unit is leaking	The tip is clogged, the reservoir drain port is clogged, an additive was used, cleaning was insufficient or preparation for use was insufficient.	<ul style="list-style-type: none"> - If there is visible cracking of the reservoir, replace the reservoir. Contact the YA-MAN Call Center (P.16).
Tip Ejects while in use	Most commonly caused by build-up, defective tip, or defective unit.	<ul style="list-style-type: none"> - Try a different tip to see if problem still occurs - If you used additives like mouthwash or peroxide, you will want to flush water in the hole where tip is inserted.

FAQ

Where can I buy replacement tips and accessories?

Contact the YA-MAN Call Center. (P.16).

What is the warranty on this product?

1 Year

How long do the batteries last?

When new alkaline dry-cell batteries are inserted, they can be used around 40 times.

Can I use solutions in my water flosser?

Mouthwash or other solution can be used. Each time after such a solution was used, fill the reservoir with clean water and perform cleaning of the device. Failure to rinse the unit may result in loss of product performance and/or function. Growth of bacteria could also be enhanced. Note: iodine, saline or water insoluble concentrated essential oils cannot be used.

How long does the water last? How much does the reservoir hold?

The reservoir capacity is approximately 148 mL (enough for approximately 30 seconds of use).

What is the pressure range?

45-75 PSI with 2 pressure settings

WARRANTY INFORMATION

Disposing

- When disposing of this product, please dispose of it according to the rules of your area.

Product specifications

Power supply type	Dry-cell battery type
Dry-cell batteries	AA dry-cell batteries x 3 * Alkali or nickel metal hydrogen
External dimensions	Approximately W64 x D92 x H299 (mm) when tip is installed
Product weight	Approximately 340g
Reservoir capacity	Approximately 148 mL (enough for approximately 30 seconds of use)
Accessories	Jet tips: 2, orthodontic tip: 1, AA alkaline dry-cell batteries (for trial): 3, instruction manual (with warranty certificate)
Material	Main unit: ABS plastic, reservoir: copolyester, tips: copolyester/ABS plastic
Country of manufacture	China

Contact Information

If you have any questions about the product warranty, repairs or other matter, please contact the Call Center below. Or visit www.ya-man.com for more information.

YA-MAN Call Center

Hours: 9:00 - 17:00 (closed on Saturdays, Sundays, holidays, and during the year-end and New Year holidays)

From a land line or similar phone

 **0120-776-282** (Call is free.)

From a mobile phone or PHS

 **0570-550-637** (A call fee is charged.)

* When requesting repairs, prepare the warranty certificate or purchase invoice that contains the date of purchase and retailer name.

* The Call Center lines are often busy on Mondays.

Warranty information

A warranty for 1 year from the date of purchase is provided and covers problems that occur during ordinary use. (It does not cover consumable supplies or accessories.)

- After the warranty period expires, product shipping expenses will be borne by the customer.
- In the case of problems occurring after the warranty period expires, the customer will be charged for the cost (actual expense) of repairs.
- There are cases when a charge for repairs will be incurred even during the warranty period. Please read the explanation of the warranty terms carefully.
- In the event of a problem with the product, contact the retailer or the YA-MAN Call Center (P.16).

Warranty Terms

1. Problems which occur under conditions of normal use as prescribed in the instruction manual, labels attached to the product, and other precautions shall be repaired at no charge by the retailer where the product was purchased.
2. To receive free repairs of a problem that occurred during the warranty period, present the product and this warranty certificate, and request repairs by the retailer where the product was purchased.
3. If your address will be changed, please consult in advance with the retailer where the product was purchased.
4. If the product was a gift and it is not possible to request repairs by the retailer where the product was purchased listed in this certificate, please contact the YA-MAN Call Center.
5. Even during the warranty period, a charge shall be required for repairs in the following circumstances.
 - (a) The problem or damage is the result of incorrect use or unauthorized repair or modification.
 - (b) The problem or damage is the result of the product tipping over or falling after it was purchased.
 - (c) The problem or damage is the result of fire, earthquake, flood or other disaster, pollution or abnormal voltage.
 - (d) The problem or damage is the result of an abnormality in another connected device.
 - (e) Parts such as batteries, consumable supplies or accessories require replacement.
 - (f) The problem or damage occurred when the product was used in a location not an ordinary household (for example, prolonged use for commercial purposes).
 - (g) The problem or damage occurred when the product was mounted on a vehicle, ship or similar location.
 - (h) The problem or damage is the result of product transport, relocation, falling or similar cause after it was purchased.
 - (i) The warranty certificate was not presented.
 - (j) The date of purchase or the retailer name or stamp is not present in the warranty certificate, or the contents of the warranty certificate were modified.
6. This warranty is valid only within Japan.

* This certificate is a pledge to provide free repairs based on the warranty period and terms printed on it. Therefore this warranty certificate does not limit the rights of the customer under the law. If you have any questions regarding repairs after the end of the warranty period or other matters, please contact the retailer where the product was purchased.

* A charge will be incurred for repairs in cases of deterioration or consumption resulting from use, or for replacement of consumable supplies.

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 でございます。




- ・正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、口腔内に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。

- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について

-  **危険**：誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
-  **警告**：誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
-  **注意**：誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

危険 (ご使用、保管に関して)



禁止

次に該当する人は使用しない。

医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。本製品を使用される前に必ず医師にご相談ください。

◆医用電子機器を使用している人

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

用途以外
禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
歯科医師の指示がある場合はそれに必ず従ってください。
事故・けがの原因となります。



必ず守る

Water Pik Inc. が推奨するチップや付属品のみを使用する。
事故・けがの原因となります。



必ず守る

次のような人は歯科医師に相談のうえ、使用する。

- ・ 歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医師に相談してください。
- ・ 歯科医師から抗生物質の投薬を受けている場合は、本製品またはその他の口腔衛生補助器具を使用する前に、歯科医師に相談してください。



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
目や鼻、耳、舌の裏、のどなどのデリケートな部位。本製品は強い水圧で噴射するため、これらのデリケートな部位に深刻な傷害を与える可能性があります。
※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



必ず守る

本製品をご使用の前に、口腔内のアクセサリを取り外す。
けがの原因となります。



禁止

タンクに熱湯をいれない。常温の水またはぬるま湯を使用する。
やけどの原因となります。



必ず守る

歯科医師が推奨する液剤のみを使用する。
けが・故障の原因となります。



禁止

過剰な連続使用はしない (業務用としての使用など)。
発熱・故障の原因となります。



必ず守る

1日2回の使用目安を守る。

舌や口腔内を傷める原因となります。

※ あくまで目安のため、ご自身の状態をよく見てご使用ください。



禁止

本製品にヨウ素、アルカリ塩 (食塩水)、または水に溶けない高濃度のエッセンシャルオイルを使用しない。

本製品の性能が低下し、製品寿命が短くなります。また、製品保証の対象外となります。



発火注意

火中投入・加熱・高温での使用・放置をしない。

発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

本製品を水中に沈めたり放置しない。浴室内や水の入った容器の近くで使用したり、放置しない。

内部に水が入り、感電・ショート・発火・故障の原因となります。

使用者の
制限

本製品は乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。

使用者の
制限

自分で意思表示ができない人、口腔内の感覚が弱い人に使わせない。また、子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもと使用する。

感電・けが・やけどの原因となります。



禁止

衛生面を考慮し、複数人での共有使用はしない。

けが・トラブルの原因となります。



禁止

本製品の開口部に異物を入れない。

故障の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

※ 本製品にはお客様ご自身で修理できる部品はありません。

異臭時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用しない。

破損・発火の原因となります。



屋外禁止

本製品を屋外で使用しない。

エアロゾル（スプレー）製品を使用している場所や酸素吸入を行っている場所で操作しない。

けが・故障の原因となります。



発火注意

火のそばや直射日光の下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置しない。

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



衝撃禁止

本製品に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。

けが・故障の原因となります。



落下禁止

本製品は水平で安定した場所に必ず置き、不安定な場所に置かない。

けが・発火・故障の原因となります。



発火注意

電子レンジや高圧容器に入れない。

発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意

使用するとき、使用後は乾いた布などで本体の水気をしっかりと拭く。また、保管する。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



注意（ご使用、保管に関して）



禁止

本製品にヒビや破損、不具合がある場合は使用しない。

口腔内を傷める原因となります。



禁止

チップの先端を歯や歯ぐきに強くあてない。

けがの原因となります。



禁止

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



禁止

本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。

本体が変形したり溶けたりする原因となります。



禁止

電源をオンにした状態で放置しない。また、使用後は必ず電源をオフにする。

家具などの破損・けがの原因となります。



禁止

電源をオンにした状態でほかの電気製品に接触させない。また電熱器具（電気毛布・こたつ）など熱源に近づけない。けが・故障の原因となります。



禁止

ペットには使用しない。

けがの原因となります。



禁止

口腔内に傷などの異常を起こしている場合は使用しない。けがの原因となります。



必ず守る

使用中に気分が悪くなったり、お身体に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。

お身体に異常が生じていないかよく注意して使用してください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

使用後は毎回、「お手入れ方法」(P.28)を参照して、製品のお手入れを行う。

そのまま使用すると、口腔内トラブルや故障の原因となります。



注意（電池について）



必ず守る

下記の項目は必ず守る。



- ・ 本製品は単3形のアルカリ電池またはNiMH（ニッケル水素）充電式電池を3本使用する。
- ・ 電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・ 電池は＋－極を確かめ、正しく入れる。
- ・ 電池交換の際は、同じタイプで同じブランドの新品の電池を使用する。
- ・ 使い切った電池は、すぐに取り出す。
- ・ 使用推奨期限内の電池を使用する。
- ・ NiMH（ニッケル水素）充電式電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

リチウム電池を使用した場合、製品保証の対象外となります。また、本体破損の原因となります。

各部のなまえ	23
使いかた	24
Waterpik®ウォーターフロッサーのお手入れと困ったときの対処方法	28
故障かな?と思ったら	30
よくあるご質問	31
保証について	32

【本体】

1. 電源/水圧調節スイッチ
2. ハンドル
3. ロック機構付き電池蓋
4. チップ
5. チップ取り外しボタン
6. 注水口(キャップ)
7. タンク
8. 吸水口



4. チップは付属品のため保証対象外です。

チップの種類とケア用途

A. 歯列矯正用チップ*

- 歯列矯正器具をつけている方

B. ピックポケット™チップ*

- 歯周ポケットが気になる方

C. ブラークシーカー™チップ*

- インプラント/クラウン/ブリッジ/リテーナーをしている方

D. 歯ブラシチップ*

- 歯みがき



E. ジェットチップ**

- 歯間、歯周ケアをしたい方

F. 舌クリーナーチップ**

- 舌の清掃をしたい方

これらのチップはすべてのモデルに付属しているわけではありません



*3か月ごとに交換 **6か月ごとに交換

チップその他の付属品、および製品の使用方法に関する詳細については、当社のウェブサイト(<https://www.ya-man.com>)をご覧ください。

電池の入れかた

1. 図のようにスライドさせて、タンクを取り外します。
2. ロック機構付き電池蓋のロックを左に回してロック解除位置にし、電池蓋を本体から外します。
3. 図のように、単三形電池を3本入れます。お試し用の単三形アルカリ乾電池3本が商品に付属しています。
4. ロック機構付き電池蓋にある矢印と本体にある矢印を揃えて押し込み、電池蓋ロックのつまみを右に回します。


本体動作時の水圧が低下してきたら、電池を交換します。一回の電池交換で、約40回程度使用できます。ただし、電池の種類や使用状況によって変動します。

重要

電池交換毎にOリング、電池ケースに市販の潤滑剤を塗布してください。

ロック機構付き電池蓋の内側にあるOリング（黒色の防水用ゴムリング）に市販の潤滑剤を薄く均一になるように塗布します。

図のように本体側の電池ケースの蓋側のOリングが触れる部分に市販の潤滑剤を薄く均一になるように塗布します。



本製品は歯をブラッシングした後に使用することをおすすめします。使用目安：1日2回

タンクの準備

タンクのキャップを開け、水またはぬるま湯でタンクを満たします。

チップの装着と取り外し

ウォーターフロッサー本体の上部にある挿入穴にチップを差し込みます。チップが正しく所定の位置にロックされている場合、チップ中央の色のついている部分は本体の端とぴったり重なります。本体からチップを取り外すには、チップ取り外しボタンを押し、本体からチップを引き抜きます。

水圧の調節

本体の電源/水圧調節スイッチをスライドさせるだけで、ウォーターフロッサーの圧力設定を調節できます。電源スイッチを上にもスライドさせ、(Ⅰ)に合わせると低い圧力に、(Ⅱ)に合わせると高い圧力で水を噴射することが可能です。または歯科医師の指示に沿って使用してください。

おすすめの使いかた


シンクに身を乗り出し、口の中にチップを入れます。チップを歯に向け、電源をオン(Ⅰ)にします。


奥歯から始め、前歯に向けて進めていきます。歯茎に沿ってチップを滑らかに動かし、歯と歯の間で少し止めます。上下両方の歯の内側と外側を洗浄し終わるまで続けます。

使用中は本体を垂直に持ち、歯茎に対して水流がまっすぐにあたるようにしましょう。**水がはねないように唇を軽く閉じ、口からシンクに水が流れるようにしてください。**

⚠ 注意

チップの先端を歯や歯ぐきに強くあてないでください。





使い終わったら

終了時は本体の電源/水圧調節スイッチを「0」に合わせて電源をOFFにします。

本体や給水タンクを清潔に保つため、使用後は毎回タンクに残っている液体を空にしてください。タンクの内部に少し水が残りますが、衛生上問題ありません。

最後にタオルなどの乾いた布で本体やタンクについた水滴を拭き取ってください。

タンクを再び本体に取り付けるには、本体の上部に向かってタンクをスライドさせます。

チップの使いかた

ピックポケット™チップ

ピックポケット™チップは歯周ポケットの奥深くに水または液剤を噴射できるように特別に設計されています。



ピックポケット™チップを使用する場合、**本体の水圧を最小に設定し**、チップを歯に対して45度の角度であて、歯周ポケットにゆっくりと差し込み使用します。

舌クリーナーチップ

水圧を最小に設定し、舌中央付近にチップを置きます。軽く押しあてながら手前に引きます。お好みに合わせて水圧を調節してください。

歯列矯正用チップ

歯列矯正用チップを使用する場合、歯茎に沿ってチップをゆっくりとなめらかに動かし、少し静止させて歯と歯の間と矯正用ブラケットの周りを軽くブラッシングしてから、次の歯に移動します。



歯ブラシチップ

歯ブラシチップを口の中に入れ、歯茎に沿ってブラシヘッドを歯にあてます。歯ブラシチップは歯磨き粉をつけてもつけなくても使用できます。**軽い力**（毛が曲がらない程度）で手動歯ブラシと同じように短いストロークでブラシを前後に動かします。

プラークシーカー™チップ

プラークシーカー™チップを使用する場合、毛が歯に優しく触れる程度にチップを歯に近づけます。歯茎に沿ってチップをゆっくりとなめらかに動かし、歯と歯の間で少し静止させて、優しくブラシをかけ、水が歯と歯の間を流れるようにします。

⚠ 注意

これらのチップはすべてのモデルに付属しているわけではありません。

WATERPIK®ウォーターフロッサーのお手入れと困ったときの対処方法

マウスウォッシュとその他の液剤を使用した場合

Waterpik® ウォーターフロッサーは、マウスウォッシュや液剤を使用できます。水以外の液剤を使用した後は、詰まりを防ぐため、タンクにぬるま湯を注ぎ、チップをシンクに向けた状態でタンクが空になるまで本体を作動させてください。

お手入れ方法 (毎回)

●本体

電源を OFF にし、柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、必要に応じて製品を拭いてください。

●タンク

中の水を捨て、風通しの良い場所で乾燥させてください。表面の汚れは柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、拭いてください。

食器洗い機での洗浄も上の棚であれば可能です。(チップは食器洗い機で洗えません)

●チップ

柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、拭いてください。

注意

- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かないでください。表面に損傷を与える原因となります。
- 本体を水に浸さないでください。

本体内部の洗浄 (1～3 か月に 1 回)

使用する水のミネラル成分によって水あかが本体に付着する場合があります。

放置すると性能低下の原因となります。

1. 水またはぬるま湯で満たしたタンクに、大さじ 2 杯のホワイトビネガーまたは穀物酢を加えます。
2. ハンドルとチップをシンクに向け、本体をタンクが空になるまで作動させます。
3. きれいな水またはぬるま湯でタンクを満たし、同じ手順を 3 回程度繰り返してすすぎます。

保管のしかた

- ・ 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、本体内部が腐食する原因となります。
- ・ 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- ・ 長期間使用しないときは、単三形電池を抜いて保管してください。
- ・ 火のそばや直射日光の下、浴室など高温多湿の場所、不安定な場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- ・ 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- ・ 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- ・ 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.30)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター (P.32) までご相談ください。
- ・ 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

単三形電池の取り扱いと廃棄

- ・ 本製品は アルカリ電池および NiMH (ニッケル水素) 充電式電池を使用できます。
- ・ 電池は +- 極を確かめ、正しい向きに入れてください。
- ・ 消耗した電池は、ウォーターフロッサーから取り外し、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・ 電源端子をショートさせないでください。
- ・ 電池を燃やさないでください。
- ・ 使用する単三形電池の種類と品質は、製品の性能に影響を与えます。
- ・ 電池交換の際は、同じタイプで同じブランドの新品の電池を使用してください。
- ・ フロスの性能が低下してきたら、電池を交換してください。
- ・ 本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- ・ 一般的な電池の寿命は、約 40 回の使用が目安です。
- ・ 電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・ 使い切った電池は、すぐに取り出す。
- ・ 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- ・ NiMH (ニッケル水素) 充電式電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。

注意

リチウム電池を使用した場合、製品保証の対象外となります。また、本体破損の原因となります。

こんな症状	考えられる原因	対処法
電源が入らない	機器がロックアウトモードになっている可能性があります。下記の状態の時にロックアウトモードになります。 - 単三型電池が入っていない。または電池が消耗している。 - チップが詰まっている。 - 気温が -1.1℃～ 4.4℃を下回っている。 - 本体側の吸水口（白い吸水ホースの先端部）が詰まっている。機器の落下、長期間放置されていた。	- 新しい電池に交換する。 - チップを外した状態で動作させる。動作したら、チップを交換する。 - タンクを外して動作させる。動作したら、吸水口（白い吸水ホースの先端部）をクリーニングする。
水圧が低い、もしくは出ない	チップが詰まった、吸水口（白い吸水ホースの先端部）が詰まっている、添加物を使用した、クリーニングが不十分、使用準備が不十分	- クリーニングをする。
チップが折れて取り外せない	機器を落下させた	- 金属製のネジを折れたチップの先端にねじ込む。 - チップ取り外しボタンを押し、ネジの頭を持って引き抜く。
水漏れがする	チップが詰まった、タンクの排出口が詰まっている、添加物を使用した、クリーニングが不十分、使用準備が不十分	- 目に見えるタンクの亀裂がある場合タンクを交換する。ヤーマンコールセンター（P.32）へお問い合わせください。
使用中にチップが外れた	チップに汚れが付着している、チップや本体が故障している	- チップを交換して、正常に作動するか確認する。 - マウスウォッシュや過酸化ナトリウム等の化学薬品を使用した場合、チップ差し込み穴を水で洗い流す。

よくあるご質問

チップや付属品はどこで購入できますか。

ヤーマンコールセンターへお問い合わせください。

保証期間はどれくらいですか。

お買い上げから1年間です。

電池はどれくらい持ちますか。

新品のアルカリ乾電池を使用して約40回程度の使用が目安です。

水以外の液体と一緒に使用することはできますか？

マウスウォッシュ等の液剤を使用することができます。使用した後は、毎回タンクにきれいな水を満タンに入れて機器をクリーニングしてください。十分に洗い流さなかった場合、故障や機能低下の原因やバクテリアの繁殖に繋がることもあります。ヨウ素、塩分を含んだ水や非水溶性の精油等は使用できません。

タンクの水はどれくらいの量で何秒くらいもちますか。

タンク容量は約148ml（約30秒間）です。

ウォーターフロスの水圧はどれくらいですか。

45～75PSIの間で2段階に調節できます。

廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

製品仕様

電源方式	乾電池式
乾電池	単三形乾電池 3本 ※アルカリまたはニッケル水素
外形寸法	約W64xD92xH299(mm) チップ装着時
製品質量	約340g
タンク容量	約148ml (約30秒間使用可能)
付属品	ジェットチップ…2本、歯列矯正用チップ…1本、単三形アルカリ乾電池 (お試し用) …3本、取扱説明書 (保証書付)
材質	本体：ABS樹脂、タンク：コポリエステル、チップ：コポリエステル/ABS樹脂
原産国	中国

お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9：00～17：00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など



0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS



0570-550-637 (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。

保証について

通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。

- ・また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただけます。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.32）にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - （イ）使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - （ロ）お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - （ハ）火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- （ニ）接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
- （ホ）電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
- （ヘ）一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
- （ト）車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
- （チ）お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
- （リ）保証書のご提示がない場合。
- （ヌ）保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。


※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品名	口腔洗浄器	型番	WF-03
形名	WaterPik® ウォーターフロッサー		
無料修理保証	対象部分	期 間	
	本体のみ（チップは付属品の ため保証対象外です）	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話 <div style="text-align: center;">  <p>ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p> </div>		

- 販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。
- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書を
ご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- ・ 補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
- ・ 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>) を
ご参照ください。
- ・ 利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

waterpik®

Water Pik, Inc. a subsidiary
of Church & Dwight
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
www.waterpik.com

Designed and Tested in the USA. Made in China

販売元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

www.ya-man.com

FN 20028036-FAA

©2020 Water Pik, Inc.

WF03-1-001