


waterpik®

Waterpik® Water Flosser WP-600 Series

Waterpik® ウォーターフロッサー WP-600シリーズ



www.waterpik.com/intl

IMPORTANT SAFEGUARDS

INTRODUCTION


Thank you for your purchase from Ya-man LTD.


- Please read through this manual well to use this product safely.
- After reading this manual, please keep the manual to read it later whenever you need to do so.
- If you are giving this product to someone, please also give this manual too.


CAUTION FOR SAFETY

- For safety please read this manual first before use.
- When you use the product, follow this manual.
- If you find something wrong with the product, please stop using it immediately and contact to our customer are for repair.
- Using defective product could be a risk to your oral health. Please do not use defective product.
- Information stated in this manual is very important for your safety. Please follow the instruction.
- To show the level of the hazard could be caused by faulty use of the product, we use these term "Danger" "Warning" and "Caution".

HAZARD CATEGORY

 **Danger:** imminent situation of people may decease or critically injured by faulty use.

 **Warning:** people may decease or critically injured by faulty use

 **Caution:** May cause injure to people or damage to their property.

*By property it means house, furniture, pets and domestic animals.

DANGER



Prohibited

The following persons must not use this product.

There is the risk that the medical electronic device may malfunction. Be sure to consult with a physician before using this product.

- ◆ Persons who are using medical electronic devices
 - Pacemakers and other implanted medical electronic devices
 - Artificial heart-lung machines and other medical electronic devices used for life support
 - Electrocardiographs and other electronic medical devices worn externally



WARNING (Power supply)



Must observe

Use the product in 100-240v. Free repeating warranty is only valid when products are used in Japan.

If not, it may cause fire, electric shock and burn.



Must observe

Plug the AC adaptor fully before use.

If not, it may cause fire, electric shock and fire.



Unplug

Hold power plug when you disconnect it. Do not grab the cable to pull out. Please make sure your hands are dry when you do so.

It may cause fire, electric shock, burn or cable disconnection.



Unplug

After using the product, be sure to turn the power OFF and unplug the power plug from the outlet.

There is the risk of fire, ignition and burns.



Must observe

Unplug the power plug when you clean the product.

There is the risk of electric shock, fire, ignition and burns.



Prohibited

Do not drag the power cable to move or lift the product.

It may cause electric shock, ignition and cable disconnection



Prohibited

Do not use the product with its cable bundled.

The heat from the cable will not be released and may cause fire.



Prohibited

Do not touch the power plug with wet hands.

There is the risk of electric shock, injury and burns.



Do not use a damaged cord or plug

Do not use when Power plug or cable is damaged.

There is the risk of electric shock, short circuit, ignition and product failure. If the power plug or cord is damaged, be sure to request repairs from the retailer where you purchased the product.



Unplug

In the event of any abnormality, turn OFF the product power and immediately unplug the power plug.

Do not use the product when there are any abnormal conditions such as smoke, abnormal noise or abnormal odor.



Prohibited

Do not allow the power plug and power cable to become wet (do not wash them or immerse them in water). Make sure the power plug is dry before plugging in the product.

There is the risk of electric shock, short circuit, ignition and product failure.



Prohibited

Do not damage, break, modify, overly bend, pull, twist or bundle the power cable. Do not put a heavy object on the cable. Do not allow the cable to become pinched in other objects.

There is the risk of breakage.



Must observe

When earthquake or lightning happens, turn off the product and unplug the unit.



Piggybacked outlets are prohibited

Do not overload an electrical circuit. It may cause electric shock and fire.

There is the risk of electric shock, short circuit and ignition.



WARNING (Use and storage)



Use only for the designated purpose

Do not use for purposes other than those specified in the instruction manual.

Always follow the instructions of your dental professional. If not, it may cause an accident or injury.



Must observe

Use only the tips and accessories recommended by Water Pik Inc.

Other items may cause accident or injury.



Must observe

The following people should consult with a dentist before using the product.

- If there is a suspicion of periodontal disease or you are being treated for symptoms of concern related to the teeth or oral cavity, contact a dentist.
- If you are taking antibiotics prescribed by a dentist, consult with the dentist before using this product or any other oral hygiene devices.



Prohibited

Do not use for other than the specified parts and the following parts.

Sensitive parts such as eyes, nose, ears, back of tongue, and throat. Since this product shoots water in strong pressure, there is a possibility of serious damage to these sensitive areas.

* If you cannot make your own judgment, consult with your doctor before use.



Must observe

Remove oral accessories before using this product.

It may cause injury.



Prohibited

Do not put hot water in the reservoir. Use room temperature water or warm water only.

There is the risk of burns.



Must observe

Use only the solutions recommended by a dentist.

There is the risk of injury and product failure.



Prohibited

Do not use the product excessively and continuously. (For business use etc.)

There is the risk of heating and product failure.



Must observe

Observe the guideline of using the product twice a day.

Excessive use may cause damage to the tongue or oral cavity.

* This is only a guideline. Consider your personal health conditions carefully before using.



Prohibited

Do not use iodine, alkali salts (saline solution), or high-concentration essential oil that does not dissolve in water.

The performance of this product will be reduced, and the product life will be shortened. Also, it is not covered by the product warranty.



Fire caution

Do not place the product in fire, heat the product or use the product at high temperatures.

There is the risk of heating, ignition and rupture.



Prohibited

Do not immerse the product in water or leave it near water. Do not use the product or leave it in a bathroom or close to a vessel that contains water.

Water may enter inside and cause electric shock, short circuit, fire or malfunction.



Restriction on use

Store the product in a location out of the reach of infants. Do not allow children to play with the product.

There is the risk of accident or injury.



Restriction on use

Do not use this product for people who cannot express their intentions or who have a weak oral sensation. Avoid operating the product only by people with physical difficulty. For minors, use under parental supervision and parental consent.

If not followed, it may cause electric shock, injury or burns.



Prohibited

For reasons of sanitation, the product should not be used by more than one person.

There is the risk of injury and other problems.



Prohibited

Do not insert any foreign objects into the product opening.

There is the risk of product failure.



No disassembly

Do not disassemble, modify or repair the product.

There is the risk of fire, electric shock or injury. For repairs, contact the retailer where you purchased the product.

* This product does not contain any parts which can be repaired by the customer.



No use when there is abnormal odor

Do not use the product if it has unusual smell or overheating.

It may cause damage or fire.



No outdoor use

Do not use the product outdoors. Do not operate the product in areas where aerosol (spray) products or oxygen inhaler are used.

There is the risk of injury and product failure.



Fire caution

Do not use or leave the product close to fire, exposed to direct sunlight or in a dusty location.

There is the risk of heating, ignition, rupture and malfunction.



No impacts

Do not place a heavy object on the product or drop it during use.

It may cause injury or malfunction.



Do not drop

Be sure to place the product in a flat, stable location. Do not place it anywhere that is not stable.

There is the risk of injury, ignition and product failure.



Fire caution

Do not put the product in a microwave oven or high-pressure container.

It may cause overheating, ignition or explosion.



Fire caution

When/After using the product, be sure to wipe off any moisture from the product using a dry cloth or similar means. Then, store it.

If not, it may cause electric shock, short circuit, fire or malfunction.



CAUTION (Use and storage)



Prohibited

Do not use if this product is cracked, damaged or defective.

It may cause damage to the oral cavity.



Prohibited

Do not wipe the product with solvents such as alcohol, thinner, benzene, or nail polish remover.

This may cause damage to the surface of the main unit.



Prohibited

Do not expose the product to hot water or hot air from a hair dryer.

It may cause the product to deform or melt.



Prohibited

Do not set the product down when the power is ON. Be sure to turn the power OFF after use.

There is the risk of injury and damage to furniture or other items.



Prohibited

Do not let the product contact with other electrical products while the power is on. Also, keep it away from heat sources such as electric heating equipment (electric blankets, kotatsu).

There is the risk of injury and product failure.



Prohibited

Do not use the product on pets.

It may cause injury.



Prohibited

Do not use the product if you have a cut or other abnormality inside your oral cavity.

There is the risk of injury.



Must observe

If you feel unwell during use or experience any abnormalities in your body, stop using it immediately.

Pay special attention to your health condition when using this product. If the problem continues after the next day, consult a doctor.



Must observe

After each use, please clean the product. Please refer to "Caring for the product" (P.12).

Without proper care for the product, it may cause oral troubles and breakdowns.



Prohibited

Do not press the tip forcefully against your teeth or gums.


There is the risk of injury.

TABLE OF CONTENTS

Product Description	7
Getting Started	8
Cleaning Your Waterpik® Water Flosser	11
Trouble Shooting	14
FAQ	14
Limited Two-Year Warranty	15

[Main unit]

1. Dual purpose covered lid
2. Reservoir
3. Tip storage under lid
4. Power button
5. Mode selector button
6. LED mode indicators
7. Pressure control dial
8. Exchangeable tips
9. Rotating control knob
10. Tip eject button
11. Water ON/OFF switch
12. Handle
13. Water hose
14. Base



8. The tips are accessories and are not covered by the warranty.

Tip types and oral care uses

A. Orthodontic Tip*

- Braces/General Use

B. Pik Pocket™ Tip*

- Periodontal Pockets/Furcations

C. Plaque Seeker™ Tip*

- Implants/Crowns/Bridges/
Retainers/General Use

D. Toothbrush Tip*

- General Use





E. Classic Jet Tip**

- General Use

F. Tongue Cleaner**

- Fresher Breath

NOT ALL TIPS INCLUDED IN ALL MODELS



*Replace Every 3 months **Replace Every 6 months

For details about the tips and other accessories, and about how to use the product, please see our company's website (<https://www.ya-man.com>).

Before using the product

It is recommended that this product be used after you brush your teeth.

Guideline for use: 2 times/day

Powering the Unit

Plug the cord into an electrical outlet.

Preparing the Reservoir

Lift up the reservoir lid, remove the reservoir, and fill it with room-temperature water or warm water. Return the reservoir to the main unit and press it down securely, then close the lid.

Inserting and Removing Tips





Insert tip into the center of the Water Flosser handle, pressing down firmly until the tip clicks into place. **When the tip is locked correctly in the designated position, the tip rotating knob will be perfectly aligned with the top of the handle.** To remove tip from the handle push the tip eject button on the handle.



Prime Unit (First Time Use Only)

Set pressure control dial on base to pressure setting No.10, point the handle and tip into sink. Turn ON the power button and turn the water stream ON/OFF switch to ON. Check that water flows out from the tip. If there is no problem, turn the switch OFF.

Adjusting the Pressure Setting

Turn the pressure control dial on the base of the unit to the lowest setting for first-time use. Gradually increase pressure over time to the setting you prefer. Use the product in accordance with instructions from a dentist.





Using the Water Flosser

Press the power button **and lean your body over the sink. Slightly close lips enough to prevent splashing while still allowing water to flow from mouth into the sink. Turn water switch ON. When finished, turn water switch and power OFF.** During use you can stop the flow of water by sliding the water switch on handle to the OFF position.

⚠ Caution

- Be sure to place the tip in your mouth before turning the water stream ON/OFF switch to ON.
- Do not press the tip forcefully against your teeth or gums.

It is recommended that you start with your molars and work your way toward the front teeth. Insert the tip into your mouth and aim the water so that it contacts your gums perpendicularly. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth.

One-Minute Timer/30-second Pacer (Floss Mode Only)

Around 30 seconds after starting use, the product stops temporarily. This notifies you that you should move to the other arch of the oral cavity. After another 30 seconds (around 1 minute after the start of use), it stops temporarily again. This notifies you that the recommended usage time has been reached. Subsequently the temporary stop notification function does not activate until the main unit power is turned OFF. Depending on the water pressure setting, the level of water remaining in the reservoir after 1 minute may vary.

You can follow the procedure below to turn the notification function ON/OFF.

● Notification function OFF

1. When the main unit power is OFF, press the mode change button once. The main unit starts and the floss mode LED illuminates.
2. Press and hold the mode change button for approximately 3 seconds until the **massage mode** light begins flashing.

● Notification function ON

1. When the main unit power is OFF, press the mode change button once. The main unit starts and the floss mode LED illuminates.
2. Press and hold the mode change button for approximately 3 seconds until the **floss mode** light flashes once.

When the main unit power plug is unplugged, the setting resets to the default setting.

Massage mode

This mode uses a stream of water to stimulate the gums. It is recommended that you follow the procedure below and use this mode in combination with floss mode.

After using floss mode for around 1 minute, press the mode change button and change to massage mode.

Use the water pressure control dial to adjust the water stream to the optimal strength.

When the main unit power is OFF, you can check the current mode from the LED mode indicators by pressing the mode button once. To change the mode, press the mode change button again. You can also change the mode while the product is in use by pressing the mode change button.

When Finished

Turn the power OFF. Empty any liquid left in the reservoir. Unplug the unit.



Caution

When using mouthwash or a solution other than water, read the "Using mouthwash or other solution (P.11)" section.

USING THE TIPS

PIK POCKET™ TIP

The Pik Pocket™ tip is specially designed to direct a jet of water or solution deep into the pocket around the tooth.

When using the Pik Pocket™ tip, **set the main unit water pressure to the lowest setting** and angle the tip at 45 degrees from the tooth. Slowly insert the tip into the pocket around the tooth.

Tongue cleaner tip

Set the water pressure to the lowest setting and place the tip near the center of your tongue. Gently press the tip against your tongue and pull it toward you. Adjust the water pressure to suit your preferences.

Orthodontic tip

When using the orthodontic tip, move the tip slowly and smoothly along your gums, then stop it for a moment to gently clean the space between the teeth and around the orthodontic bracket. Then move on to the next tooth.

Toothbrush tip

Insert the toothbrush tip into your mouth and place the brush head against your gums. It is not necessary to put toothpaste onto the toothbrush tip. Use **a gentle force** and move the brush back and forth. (Use a gentle force that does not bend the bristles, and use short strokes like a manual toothbrush.)

Plaque Seeker™ tip

When using the Plaque Seeker™ tip, position the tip close to your teeth so that the bristles gently contact the teeth.

Move the tip slowly and smoothly along your gums, stopping it briefly at the spaces between the teeth. Brush gently and direct the water stream between the teeth.

Using mouthwash or other solution

The Waterpik® Water Flosser can use mouthwash or other antibacterial solution. In order to prevent clogging, after using a solution other than water, fill the reservoir halfway with water or warm water, then direct the tip toward the sink and operate the main unit until the reservoir is empty.


Storing the tips


There is a tip case which can hold 2 tips located under the reservoir lid. You can easily add or remove a tip by removing the reservoir.



Caution

Not all of these tips are provided with all models.





Caring for the product (daily)

● Main unit

Turn the power OFF and unplug the power cord from the outlet. Use a soft cloth and a neutral detergent that does not contain a polishing agent, and wipe the product as necessary.

● Reservoir

Pour out the water in the reservoir and dry it in a well ventilated location. If there is dirt on the surface, wipe with a soft cloth and a neutral detergent that does not contain a polishing agent.

The reservoir can be washed in a dishwasher if it is placed on the top rack. (The tips cannot be washed in a dishwasher.)

● Tips

Wipe with a soft cloth and a neutral detergent that does not contain a polishing agent.



Do not wipe the main unit with alcohol, paint thinner, benzene, nail polish remover or other solvent. These may damage the product surface.

- Do not immerse the main unit in water.

Cleaning inside the main unit (once every 1 - 3 months)

Depending on the mineral content of the water that is used, water scale may build up inside the main unit.

If it is not removed, it may decrease product performance.

1. Fill the reservoir with water or warm water and add 2 tablespoons of white vinegar or grain vinegar.
2. Direct the handle and tip toward the sink and operate the main unit until the reservoir is empty.
3. Fill the reservoir with clean water or warm water and repeat the same procedure around 3 times to rinse out the main unit.

Storing the product

- After use, be sure to fully wipe off any water and dry the product before storing it. If the product is left with water on it, it may cause corrosion inside the main unit.
- If the product will not be used for a long period of time, clean the main unit before storing it.
- If the product will not be used, unplug the power plug.
- Do not place the product close to fire, exposed to direct sunlight, in a bathroom or other location exposed to high temperatures and humidity or in an unstable location. Store it in a clean location with good ventilation.
- Store the product in a location out of the reach of children.

Maintenance and inspection

- If the product was not used for a long period of time, be sure to check that the product operates correctly and safely before using it.
- If there is any problem with operation of the product, before requesting repairs, refer to the "Troubleshooting" (P.14) section and check the trouble. If the problem is still not corrected, contact the retailer where you purchased the product, or prepare the purchase invoice and contact the YA-MAN Call Center (P.15).
- If the product has malfunctioned or is damaged, contact the retailer where you purchased the product.

Water leakage

If water leakage occurs as a result of damage to the hose, contact the YA-MAN Call Center (P.15).

TROUBLE SHOOTING / FAQ

Symptom	Possible Causes	Solutions
Unit won't turn on?	The power plug is not inserted into the outlet.	<ul style="list-style-type: none"> - Insert the power plug into the wall outlet.
Low or No water pressure	The tip is clogged, intake port (rubber packing that connects the reservoir and main unit) is clogged, an additive was used, cleaning was insufficient or preparation for use was insufficient.	<ul style="list-style-type: none"> - Perform cleaning. - Check that the reservoir is correctly installed onto the main unit. Gently tilt the reservoir back and forth, securely lower the reservoir lid, and turn ON the main unit power. - Check that the water stream ON/OFF switch is not stuck.
Tip Broken in Unit	The product was dropped.	<ul style="list-style-type: none"> - Screw a metal screw into the end of the broken tip. - Hit eject button and remove screw. Tip will come out with the screw.
Unit is leaking from the hose	A solution other than a designated solution was used (corrosion caused by chemicals), mineral scale accumulated due to insufficient cleaning, or the hose deteriorated when the product was not used for a long time.	<ul style="list-style-type: none"> - Perform cleaning or contact the YA-MAN Call Center (P.15).
Unit is leaking from the base	The product was left with water in it, or the hose is not connected correctly to the main unit.	<ul style="list-style-type: none"> - Drain the water from the reservoir. - Check whether the threaded part where the hose is attached is fully tightened.
Tip Ejects while in use	There is dirt on the tip, or the tip or main unit has malfunctioned.	<ul style="list-style-type: none"> - Try a different tip to see if problem still occurs - If you used additives like mouthwash or peroxide, you will want to flush water in the hole where tip is inserted.

FAQ

Where can I buy replacement tips and accessories? Contact the YA-MAN Call Center (P.15).	How long does the water last? How much does the reservoir hold? The reservoir capacity is approximately 651 mL (enough for approximately 90 seconds of use).
What is the warranty on this product? 2 Year	What is the pressure range? 10-100 PSI, 10 pressure settings
Can I use solutions in my water flosser? If additives (such as mouthwash) are used, rinse the system with a reservoir full of clean water after each use. Failure to rinse the unit may result in loss of product performance and/or function. Growth of bacteria could also be enhanced. Note: iodine, saline or water insoluble concentrated essential oils cannot be used.	My buttons are stuck on the handle what do I do? Soak your handle in a solution of 50/50 water and vinegar for at least 30 minutes. Most likely caused by not cleaning with additive use.
	What is a guideline for how often I should use the product? Up to 2 times/day. You can use it every day.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Disposing

When disposing of this product, please dispose of it according to the rules of your area.


Contact Information

If you have any questions about the product warranty, repairs or other matter, please contact the Call Center below.


YA-MAN Call Center

Hours: 9:00 - 17:00 (closed on Saturdays, Sundays, holidays, and during the year-end and New Year holidays)

from standalone or similar phone

 **0120-776-282** (Call is free.)

from a mobile phone or PHS

 **0570-550-637** (A call fee is charged.)

* When requesting repairs, prepare the warranty certificate or purchase invoice that contains the date of purchase and retailer name.

* The Call Center lines are often busy on Mondays.

Product specifications

Rated power	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Power consumption	18 W
External dimensions	Approximately W141 x D117 x H263 (mm) when tip is installed
Product weight	Approximately 662 g
Reservoir capacity	Approximately 651 mL (enough for approximately 90 seconds of use)
Accessories	Jet tips: 3, Plaque Seeker tip: 1, orthodontic tip: 1, Pik Pocket tip: 1, Tip Case: 1, instruction manual (with warranty certificate)
Material	Main unit: ABS plastic, reservoir: copolyester, tips: copolyester/ABS plastic
Country of manufacture	China

Warranty information

A warranty for 2 year from the date of purchase is provided and covers problems that occur during ordinary use. (It does not cover consumable supplies or accessories.)

- After the warranty period expires, product shipping expenses will be borne by the customer.
- In the case of problems occurring after the warranty period expires, the customer will be charged for the cost (actual expense) of repairs.
- There are cases when a charge for repairs will be incurred even during the warranty period. Please read the explanation of the warranty terms carefully.

- In the event of a problem with the product, contact the retailer or the YA-MAN Call Center (listed above).

Warranty Terms

1. Problems which occur under conditions of normal use as prescribed in the instruction manual, labels attached to the product, and other precautions shall be repaired at no charge by the retailer where the product was purchased.
2. To receive free repairs of a problem that occurred during the warranty period, present the product and this warranty certificate, and request repairs by the retailer where the product was purchased.
3. If your address will be changed, please consult in advance with the retailer where the product was purchased.
4. If the product was a gift and it is not possible to request repairs by the retailer where the product was purchased listed in this certificate, please contact the YA-MAN Call Center.
5. Even during the warranty period, a charge shall be required for repairs in the following circumstances.
 - (a) The problem or damage is the result of incorrect use or unauthorized repair or modification.

* This certificate is a pledge to provide free repairs based on the warranty period and terms printed on it. Therefore this warranty certificate does not limit the rights of the customer under the law. If you have any questions regarding repairs after the end of the warranty period or other matters, please contact the retailer where the product was purchased.

* A charge will be incurred for repairs in cases of deterioration or consumption resulting from use, or for replacement of consumable supplies.

安全上のご注意

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のまま使用されますと、口腔内に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について

- ⚠ **危険**：誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
- ⚠ **警告**：誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- ⚠ **注意**：誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

⚠ 危険



禁止

- 次に該当する人は使用しない。**
 医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。本製品を使用される前に必ず医師にご相談ください。
- ◆医用電子機器を使用している人
- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器

⚠ 警告 (電源に関して)



必ず守る

必ず交流 100 ~ 240V で使用する
(無料保証は国内のみ)。
火災・感電・やけどの原因となります。



必ず守る

電源プラグは、根元まで確実に差
し込む。
火災・感電・やけどの原因となります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コード
を引っ張らずに必ず電源プラグ
を持って引き抜く。また、濡れた
手で抜き差しはしない。
火災・感電・やけどの原因やコード
の断線の原因となります。



プラグを抜く

本製品を使用した後は必ず電源を
オフにし、電源プラグをコンセント
から抜く。
火災・発火・やけどの原因となります。



必ず守る

お手入れの際は、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く。
感電、火災、発火、やけどの原因
となります。



禁止

電源プラグを引っ張って本製品を
移動したり、持ち上げたりしない。
感電・ショート・発火・断線の原因
となります。



禁止

電源コードを束ねたままで使用し
ない。
電源コードの熱が放出されず、火
災の原因となります。



禁止

濡れた手で電源プラグに触れない。
感電・けが・やけどの原因となります。

傷んだ
コードプラグ
使用禁止

電源プラグやコードが傷んでいる
ときは使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因
となります。電源プラグやコードが
傷んでいるときは、必ずお買い上
げの販売店窓口で修理をご相談く
ださい。



プラグを抜く

万一、異常が発生したら、本体の
電源をオフにし電源プラグをすぐ
に外す。

けむり・異音・異臭がするなど、
異常状態のまま使用しないでくだ
さい。



禁止

電源プラグやコードに水や液体が
かからないようにする(水につけ
たり、洗ったりしない)。また、電
源プラグに水が付着していないこ
とを確認してから使用する。
感電・ショート・発火・故障の原因
となります。



禁止

電源プラグやコードを傷つけたり、
破損したり、加工したり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじつた
り、束ねたりしない。
また、重いものを乗せたり、挟み
込んだりしない。
破損の原因となります。



必ず守る

地震や雷を感じたら使用を中止し、
電源を切る。電源プラグを抜く。

タコ足配線
禁止

タコ足配線しない。
感電・ショート・発火の原因とな
ります。

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

用途以外
禁止

取扱説明書に記載されている用途
以外には使用しない。
歯科医師の指示がある場合はそれ
に必ず従ってください。事故・けが
の原因となります。



必ず守る

Water Pik Inc. が推奨するチップ
や付属品のみを使用する。
事故・けがの原因となります。



必ず守る

次のような人は歯科医師に相談のうえ、使用する。

- ・ 歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医師に相談してください。
- ・ 歯科医師から抗生物質の投薬を受けている場合は、本製品またはその他の口腔衛生補助器具を使用する前に、歯科医師に相談してください。



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

目や鼻、耳、舌の裏、のどなどのデリケートな部位。本製品は強い水圧で噴射するため、これらのデリケートな部位に深刻な傷害を与える可能性があります。

※ ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



必ず守る

本製品をご使用前に、口腔内のアクセサリーを取り外す。
けがの原因となります。



禁止

タンクに熱湯を入れない。常温の水またはぬるま湯を使用する。
やけどの原因となります。



必ず守る

歯科医師が推奨する液剤のみを使用する。
けが・故障の原因となります。



禁止

過剰な連続使用はしない（業務用としての使用など）。
発熱・故障の原因となります。



必ず守る

1日2回の使用目安を守る。
舌や口腔内を傷める原因となります。
※ あくまで目安のため、ご自身の状態をよく見てご使用ください。



禁止

本製品にヨウ素、アルカリ塩（食塩水）、または水に溶けない高濃度のエッセンシャルオイルを使用しない。

本製品の性能が低下し、製品寿命が短くなります。また、製品保証の対象外となります。



発火注意

火中投入・加熱・高温での使用・放置をしない。

発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

本製品を水中に沈めたり放置しない。浴室内や水の入った容器の近くで使用したり、放置しない。
内部に水が入り、感電・ショート・発火・故障の原因となります。



使用者の制限

本体は乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わない。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



使用者の制限

自分で意思表示ができない人、口腔内の感覚が弱い人に使わせない。また、子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもと使用する。

感電やけが・やけどの原因となります。



禁止

衛生面を考慮し、複数人での共有使用はしない。
けがやトラブルの原因となります。



禁止

本製品の開口部に異物を入れない。
故障の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

※ 本製品にはお客様ご自身で修理できる部品はありません。



異臭・異常発熱したときは使用しない。
破損・発火の原因となります。



本製品を屋外で使用しない。
エアロゾル（スプレー）製品を使用している場所や酸素吸入を行っている場所で操作しない。
けが・故障の原因となります。



火のそばや直射日光の下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置しない。
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



本製品に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。
けが・故障の原因となります。



本製品は水平で安定した場所に必ず置き、不安定な場所に置かない。
けが・発火・故障の原因となります。



電子レンジや高压容器に入れない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



使用するとき、使用後は乾いた布などで本体の水気をしっかりと拭く。
また、保管する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）



本製品にヒビや破損、不具合がある場合は使用しない。
口腔内を傷める原因となります。



本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。



本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。
本体が変形したり溶けたりする原因となります。



電源をオンにした状態で放置しない。また、使用後は必ず電源をオフにする。
家具などの破損・けがの原因となります。



電源をオンにした状態でほかの電気製品に接触させない。また電熱器具（電気毛布・こたつ）など熱源に近づけない。
けが・故障の原因となります。



ベットには使用しない。
けがの原因となります。



口腔内に傷などの異常を起こしている場合は使用しない。
けがの原因となります。



使用中に気分が悪くなったり、お身体に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。

お身体に異常が生じていないかよく注意して使用してください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



使用後は毎回、「お手入れ方法」（P.26）を参照して、製品のお手入れを行う。

そのまま使用すると、口腔内トラブルや故障の原因となります。




チップの先端を歯や歯ぐきに強くあてない。
けがの原因となります。

各部のなまえ	21
使いかた	22
Waterpik®ウォーターフロッサーのお手入れと困ったときの対処方法	26
故障かな?と思ったら	28
よくあるご質問	28
保証について	29

【本体】

1. フタ
2. タンク
3. チップ収納(フタ内部)
4. 電源ボタン
5. モード切替ボタン
6. LEDモード表示
7. 水圧調節ダイヤル
8. チップ
9. チップ回転ノブ
10. チップ取り外しボタン
11. 水流ON/OFFスイッチ
12. ハンドル
13. ホース
14. 底部




8. チップは付属品のため保証対象外です。

チップの種類とケア用途

- A. 歯列矯正用チップ*
- 歯列矯正器具をつけている方
- B. ピックポケット™チップ*
- 歯周ポケットが気になる方
- C. ブラークシーカー™チップ*
- インプラント/クラウン/ブリッジ/リテーナーをしている方
- D. 歯ブラシチップ*
- 歯みがき
- E. ジェットチップ**
- 歯間、歯周ケアをしたい方
- F. 舌クリーナーチップ**
- 舌の清掃をしたい方

これらのチップはすべてのモデルに付属しているわけではありません



*3か月ごとに交換 **6か月ごとに交換

チップその他の付属品、および製品の使用方法に関する詳細については、当社のウェブサイト (<https://www.ya-man.com>) をご覧ください。

ご使用前に

本製品は歯をブラッシングした後に使用することをおすすめします。

使用目安:1日2回

本体に電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込みます。

タンクの準備

タンクのふたを上げ、タンクを取り外し、常温の水またはぬるま湯で満たします。本体にタンクを戻し、しっかりと押し下げ、フタを閉じます。

チップの装着と取り外し




ウォーターフロッサーのハンドルの中央にチップを挿入し、カチッと音が鳴り、ロックされるまでしっかりと押し下げます。**チップが所定の位置に正しくロックされると、チップ回転ノブはハンドルの上部とぴったり重なります。**ハンドルからチップを取り外すには、ハンドルのチップ取り外しボタンをスライドさせます。



本体の事前準備 (初回使用時のみ)

本体にある水圧調節ダイヤルを「10」に設定し、ハンドルとチップをシンクに向けます。電源ボタン、水流ON/OFFスイッチをONにし、チップから水が流れることを確認します。問題なければOFFにします。

水圧の調節

初回使用時は、本体にある水圧調節ダイヤルを回して、最も低い設定「1」にします。お好みに合わせて、徐々に水圧を上げてください。
または歯科医師の指示に沿って使用してください。





ウォーターフロッサーの使用

電源ボタンを押し、シンクに身を乗り出します。水がはねないように唇を軽く閉じ、口からシンクに水が流れるようにします。水流 ON/OFF スイッチを ON にします。終わったら、水流 ON/OFF スイッチと電源を OFF にします。使用中は、ハンドルの水流 ON/OFF スイッチを OFF の位置にスライドさせて、水流を止めることができます。

⚠ 注意

- 必ず口の中にチップを入れてから水流 ON/OFF スイッチを ON にしてください。

- チップの先端を歯や歯茎に強くあてないでください。

奥歯から前歯に向かってのご使用がおすすめです。

口の中にチップを入れ、水流が垂直に歯茎にあたるようにします。歯茎に沿ってチップをなめらかに動かし、歯と歯の間で少し止めます。上下両方の歯の内側と外側を洗浄し終えるまで続けます。

1分間タイマー/30秒毎のお知らせ機能(フロスモードのみ)

使用から約30秒経過すると一時停止し、口腔内の他のアーチへの移動をお知らせします。さらに約30秒(使用開始から約1分間)後に再度一時停止し、使用目安時間が経過したことをお知らせします。その後、本体の電源が切れるまで一時停止のお知らせ機能は作動しません。

水圧のレベル設定によって、1分間使用後にタンクの中に残る水の量は変わります。

下記の手順でお知らせ機能の ON/OFF を選択できます。

●お知らせ機能 OFF

1. 本体の電源が OFF の状態でモード切替ボタンを1回押し、本体を起動させるとフロスモードの LED が点灯します。
2. マッサージモードのライトが点滅するまで、モード切替ボタンを約3秒間長押しします。

●お知らせ機能 ON

1. 本体の電源が OFF の状態でモード切替ボタンを1回押しして本体を起動させるとフロスモードの LED が点灯します。
2. フロスモードのライトが1回点滅するまで、モード切替ボタンを約3秒間長押しします。

または、本体の電源プラグを抜いて、初期設定にリセットします。

マッサージモード

水流で歯茎を刺激するモードです。下記の手順でフロスモードと組み合わせでの使用をおすすめします。

フロスモードを約1分間使用した後、モード切替ボタンを押してマッサージモードに切り替えます。

水圧調節ダイヤルで最適な強さに水流を調節してください。

本体の電源がOFFのときにモード切替ボタンを1回押すと、LEDモード表示で現在のモードを確認できます。モードを変更するには、もう一度モード切替ボタンを押します。また使用中にモード切替ボタンを押してモードを変更することもできます。

使い終わったら

電源をOFFにします。タンクに残っている液体を空にして、本体の電源プラグを抜きます。

注意

マウスウォッシュや水以外のその他の液剤を使用した場合は、「マウスウォッシュとその他の液剤を使用した場合 (P.25)」欄をご確認ください。

チップの使いかた

ピックポケット™チップ

ピックポケット™チップは歯周ポケットの奥深くに水または液剤を噴射できるように特別に設計されています。

ピックポケット™チップを使用する場合、**本体の水圧を最小に設定し**、チップを歯に対して45度の角度であて、歯周ポケットにゆっくりと差し込み使用します。

舌クリーナーチップ

水圧を最小に設定し、舌中央付近にチップを置きます。軽く押しあてながら手前に引きます。お好みに合わせて水圧を調節してください。

歯列矯正用チップ

歯列矯正用チップを使用する場合、歯茎に沿ってチップをゆっくりとなめらかに動かし、少し静止させて歯と歯の間と矯正用ブラケットの周りを軽くブラッシングしてから、次の歯に移動します。

歯ブラシチップ

歯ブラシチップを口の中に入れ、歯茎に沿ってブラシヘッドを歯にあてます。歯ブラシチップは歯磨き粉をつけてもつけなくても使用できます。**軽い力**（毛が曲がらない程度で手動歯ブラシと同じように短いストローク）で、ブラシを前後に動かします。

ブラークシーカー™チップ

ブラークシーカー™チップを使用する場合、毛が歯に優しく触れる程度にチップを歯に近づけます。

歯茎に沿ってチップをゆっくりと滑らかに動かし、歯と歯の間で少し静止させて、優しくブラシをかけ、水が歯と歯の間を流れるようにします。

マウスウォッシュとその他の液剤を使用した場合


Waterpik®ウォーターフロッサーは、マウスウォッシュや抗菌液剤を使用できます。水以外の液剤を使用した後は、詰まりを防ぐため、タンクに水またはぬるま湯を注ぎ、チップをシンクに向けた状態でタンクが空になるまで本体を作動させてください。


チップの収納

2本のチップを収納できるチップ収納部は、タンクのふたの下にあり、タンクを取り外すことによって簡単にチップを出し入れできます。

⚠ 注意

これらのチップはすべてのモデルに付属しているわけではありません。





お手入れ方法 (毎回)

●本体

電源をOFFにして電源ケーブルをコンセントから抜きます。柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、必要に応じて製品を拭いてください。

●タンク

中の水を捨て、風通しの良い場所で乾燥させてください。表面の汚れは柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、拭いてください。食器洗い機での洗浄も上の棚であれば可能です。(チップは食器洗い機で洗えません)

●チップ

柔らかい布と研磨剤を含んでいない中性洗剤を使用して、拭いてください。



本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かないでください。表面に損傷を与える原因となります。

・本体を水に浸さないでください。

本体内部の洗浄 (1～3か月に1回)

使用する水のミネラル成分によって水あかが本体に付着する場合があります。

放置すると性能低下の原因となります。

1. 水またはぬるま湯で満たしたタンクに、大さじ2杯のホウ白ビネガーまたは穀物酢を加えます。
2. ハンドルとチップをシンクに向け、本体をタンクが空になるまで作動させます。
3. きれいな水またはぬるま湯でタンクを満たし、同じ手順を3回程度繰り返してすすぎます。

保管のしかた

- ・使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。
本体に水分がついた状態で放置すると、本体内部が腐食する原因となります。
- ・長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- ・使用しないときは電源プラグを抜いて保管してください。
- ・火のそばや直射日光の下、浴室など高温多湿の場所や、不安定な場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- ・長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.28)を参照して、症状についてご確認ください。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター (P.29) までご相談ください。
- ・本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

水漏れ

ホースの損傷により水漏れが発生した場合は、ヤーマンコールセンター (P.29) までご連絡ください。

故障かな?と思ったら / よくあるご質問

こんな症状	考えられる原因	対処法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差さっていない	- 電源プラグを壁面コンセントに差し込む。
水圧が低い、もしくは出ない	チップが詰まった、吸水口（タンクと本体をつなぐゴムパッキン部分）が詰まっている、添加物を使用した、クリーニングが不十分、使用準備が不十分	- クリーニングする。 - タンクが本体に正しく取り付けられているかどうかを確認する。タンクをゆっくりと前後に揺すり、タンクのフタをしつかり押し下げ、本体の電源をオンにする。 - 水流ON/OFFスイッチに引っかかりがないか確認する。
チップが折れて取り外せない	機器を落下させた	- 金属製のネジを折れたチップの先端にねじ込む。 - チップ取り外しボタンを押し、ネジの頭を持って引き抜く。
本体のホース部から水が漏れている	指定外の液剤の使用（化学薬品による腐食）、洗浄不足によるミネラル成分の堆積、長期間の未使用などによるホースの劣化	- クリーニングまたはヤーマンコールセンター（P.29）にお問い合わせください。
本体の底部から水が漏れている	本体に水を残したままにしておいた、ホースが本体に正しく取り付けられていない	- タンクの水を排出する。 - ホースに取り付けるネジ部が完全に締まっているかどうかを確認する。
使用中にチップが外れた	チップに汚れが付着している、チップや本体が故障している	- チップを交換して、正常に作動するか確認する。 - マウスウォッシュや過酸化ナトリウム等の化学薬品を使用した場合、チップ差し込み穴を水で洗い流す。

よくあるご質問

<p>チップや付属品はどこで購入できますか。 ヤーマンコールセンター(P.29)へお問い合わせください。</p>	<p>タンクの水はどれくらいの量で何秒くらいもちますか。 タンク容量は約651ml（約90秒間）です。</p>
<p>保証期間はどれくらいですか。 お買い上げから2年間です。</p>	<p>ウォーターフロスの水圧はどれくらいですか。 10～100PSIの間で10段階に調節できます。</p>
<p>水以外の液体と一緒に使用することはできますか？ マウスウォッシュ等の液剤を使用した後は、毎回タンクにきれいな水を満タンに入れて機器をクリーニングしてください。十分に洗い流さなかった場合、故障や機能低下の原因やバクテリアの繁殖に繋がることがあります。ヨウ素、塩分を含んだ水や非水溶性の精油等は使用できません。</p>	<p>ハンドルのボタンに引っかかりがあります。どのようにすればよいですか？ 水と酢を1：1の割合で混ぜた液体にハンドルを30分以上浸します。液剤の使用後に洗浄していないことが主な原因です。</p>
	<p>使用頻度、目安を教えてください。 1日2回まで。毎日ご使用いただけます。</p>

廃棄について

・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

携帯電話・PHS

受付 9:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

☎ 0120-776-282

(通話料無料)



0570-550-637

(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。

製品仕様

定格電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	18W
外形寸法	約W141xD117xH263(mm) チップ装着時
製品質量	約662g
タンク容量	約651ml (約90秒間使用可能)
付属品	ジェットチップ…3個、ブラークシーカーチップ…1個、歯列矯正用チップ…1個、ピックポケットチップ…1個、チップケース…1個 取扱説明書(保証書付)
材質	本体 ABS樹脂、タンク コポリエステル、チップ コポリエステル/ABS樹脂
原産国	中国

保証について

通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から2年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。

- ・また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・また、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(上記)にご相談ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
- 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
- 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
- 車輻・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてはご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品 名	口腔洗浄器	型 番	WP-600シリーズ
形 名	WaterPik® ウォーターフロッサー		
無料修理保証	対 象 部 分	期 間	
	本体のみ	お買い上げ日から2年間	
※販売者名	<div style="text-align: center;"> 見 本 ご購入日のわかる明細を添付 または本保証書と併せて保管してください。 </div>		
店名・住所・電話			

販売店様へお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- 補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

- 個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ (<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>) をご参照ください。

- 利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

販売元

ヤー マン 株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

waterpik®

**Water Pik, Inc. a subsidiary
of Church & Dwight**
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
www.waterpik.com



Designed and Tested in the USA. Made in China