

当社初<sup>※1</sup>！温冷差最大 30℃の温冷ケアが切り替えなしで同時にできる美顔機



今話題の“クリオ温冷美容”もできる 『 温冷プレート 』

10月初旬より全国の家電量販店で販売開始

7月下旬～8月2日(木)先行予約販売

8月3日(金)より直販チャンネルにて販売開始 (<http://www.ya-man.com/shop/lp/pwseries/>)

『温冷プレート』は、これ 1 本で温プレートと冷プレートを使用した温冷ケアが切り替えなしで同時にできる美顔機です。約 40℃の‘温プレートと約 10℃まで冷える‘冷プレート’でお肌を引き締め、美容成分を閉じ込めます。お肌を冷やす美容は“クリオ温冷美容”と呼ばれる話題の新美容法です。単体でのご使用はもちろん、『プラチナホワイト うるおいシリーズ』の大容量スチームを浴びた後のお肌に使用すると効果的です。

★ 温冷差最大 30℃の温冷ケアが切り替えなしで同時にできる美顔機！電源ONでクイック起動

温プレート、冷プレートの温度差は最大 30℃。蒸しタオルや氷など、セルフケアではできない温冷ケアを体感頂けます。また、電源を入れると同時に、温・冷どちらのパッドも出力を開始。温冷ケアをしたい時にすぐに同時にお使いいただけます。



<温プレート> <冷プレート>

★ 当社独自構造。温冷プレート間の熱移動を自動的に行い、ムダなく熱をリサイクル

温冷プレート間での熱移動を自動的に行う『ペルチェ素子』\*を搭載。①冷プレート、②ペルチェ素子、③ヒートシンク、④温プレートをそれぞれ積み重ねた独自のサンドイッチ構造により、これまでは捨てていた熱を回収し、冷プレート側と温プレート側それぞれで発生した差熱を無駄なく利用。結果この構造を用いないタイプ(自社従来品)と比較して、冷却性能 UP(さらに-5℃)、スタンバイ時間の短縮(『温』150秒⇒90秒、『冷』120秒⇒90秒)に成功。また熱のリサイクルにより発熱ロスを少なくすることで、約30℃の温度差を生み出すことができています。そのため、繰り返し使用しても冷プレートが温まることなく、冷感を3分以上\*保ち続けるので、温冷それぞれの本来の効果を実感することが出来ます。\*ペルチェ素子とは：温冷の温度差を発生させ、温冷プレート間の熱移動を行う部品 ※使用条件により、持続時間は変動します。

★ まぶたや目のまわりにも使用できる！きわまでフィットする使いやすい形状

目のまわりや小鼻の脇などにもぴったりフィットする円形型。握りやすい形状で、長時間使用しても疲れません。持ち運びに便利な充電式なので、どこでも気軽にケアできます。

★ オートオフ機能(12分で温冷動作オフ、14分で電源オフ)

★ 商品概要

商品名	温冷プレート		
付属品	ACアダプター、取扱説明書	カラー・型番	パールホワイト・HB-7
重量・サイズ	約 180g ・ W46×D27×H175mm		
価格	12,800円(税込)	販売目標	3万台(発売初年度)



薬事表現は貴媒体社の薬事基準に基づいて、ご紹介いただけますようお願いいたします。

※1: (会員限定販売などを除く、一般消費者向けの)温冷ケアが切り替えなしで同時にできる製品として/当社調べ

本件に関する報道関係者のお問合せ先

ヤーマン株式会社 広報代行 株式会社ブレインズ・カンパニー 出町、荒川

TEL:03-3496-1091 FAX:03-3496-2216 Mail:demachi@pjbc.co.jp